

JOVIPAK® BRUGSANVISNING – ARM


HVORDAN TAGES ET JOVIPAK® PRODUKT PÅ

Hvor let det er at tage et JoViPak produkt på varierer i forhold til patientens alder og fysiske styrke så vel som, hvordan produktet er tiltænkt at anvendes. Det kan fx være under bandager eller pulsator, eller som en nat-kompressionsbandage. Uafhængigt af hvordan et JoViPak produkt skal anvendes, håber vi, at følgende forslag kan være nyttige, da enkel påtagning er vigtig for patientens tilvænning og produktets holdbarhed.

Obs: Mærkater med indholds- og vaskeanvisninger er fæstet på ydersiden af JoviPak og indersiden af JoViJacket.

TAG EN ARMSTRØMPE PÅ


TRIN 1



Ved bestilling kan man bede om at få vedlagt en Dycem anti-skrid-plade. Dette gør påtagning af JoViPak produktet meget enklere. Stå foran et bord eller køkkenbord og læg anti-skrid-pladen på bordet foran dig. Armen skubbes ind i JoViPak så langt som muligt, og skub så JoviPak mod anti-skrid-pladen.

Det vil mærkes, at anti-skrid-pladen sørger for et sikkert underlag, stabilitet og bedre greb. Man kan nu lirke fingrene endnu længere ind i JoViPak mens anti-skrid-pladen holder JoViPak på plads.

TRIN 2



Hvis man ønsker, at JoViPak skal komme endnu længere op på armen, lægger man armen op på anti-skrid-pladen og SKUBBER til.

RENGØRING AF DYCEM®

Når der er behov for at rengøre anti-skrid-pladen, tørres den af med en fugtig klud.

ANDRE HJÆLPEMIDLER

Man kan også anvende andre påtagningshjælpemidler som fx Easy slide.

JOVIPAK® BRUGSANVISNING – BEN

TAG EN BENSTRØMPE PÅ

TRIN 1




Ved bestilling kan man bede om at få vedlagt en Dycem anti-skrid-plade. Dette gør påtagning af JoViPak produktet meget enklere.

Man vil mærke, at det er lettere at gripe fat i JoViPak, når man bruger gummihandsker og vender vrangen ud på den øverste del af JoViPak så, at man får mere at holde i. Samtidig er det mere skånsomt for materialet.


Sid ned på en stol med ret ryg og læg anti-skrid-pladen på gulvet foran. Vend vrangen ud af øverste del af strømpen, så får man bedre fat. Træd foden så langt ned i JoViPak som muligt, og skub foden fast ned mod anti-skrid-pladen.

TRIN 2



Anti-skrid-pladen sørger for et sikkert underlag, stabilitet og bedre greb. Man vil kunne lirk tæerne endnu længere ned og ind i JoViPak, mens anti-skrid-pladen holder JoViPak på plads.

TRIN 3



Hvis det ønskes, at JoViPak skal endnu længere op på låret, placeres anti-skrid-pladen på kanten af stolesædet. Så sætter man sig ned og checker at låret kommer i kontakt med anti-skrid-pladen. Så SKUBBER man benet nedad.

RENGØRING AF DYCEM®

Når der er behov for at rengøre anti-skrid-pladen, tørres den af med en fugtig klud.

ANDRE HJÆLPEMIDLER

Man kan også anvende andre påtagningshjælpemidler som fx Easy slide.