

Løftesejl



Ståsejl med bælte

Ståsejl med bælte

Type 135.17


Anvendelse:

Ståsejlet kan kun anvendes med udgangspunkt i siddende stilling. Man skal være opmærksom på at et ståsejl kræver mere af patienten end eksempelvis et helsesejl eller halvsejl. Ståsejlet er nemt at arbejde med, og er særdeles velegnet til toiletbesøg, forflytninger i stående stilling, m.m.

Tekniske data:

Max. Belastning: 165 kg
Materiale: Polyester/bomuld

Vaskeanvisning:



Størrelser

Brystvidde

	min	max
X-small	40 cm	60 cm
Small	60 cm	80 cm
Medium	80 cm	100 cm
Large	100 cm	120 cm
X-large	120 cm	140 cm
XX-large	140 cm	160 cm



Følgende størrelser lagerføres: S-M-L

Sejl fremstilles også på specielmål (hurtig levering)

- 1 Ekstra kraftig polstring i rygstykket
- 2 Farvemærkede ophængsstropper for tilpasning til legemsstørrelse og løftevinkel
- 3 Forstærkning i ryggen giver en god stytte over lænden
- 4 Bælte med beskyttende polstring som modvirker klemning
- 5 Sejlet kan leveres med "antiskrid" i rygstykket

Da selve løftet med en stålift er meget individuelt afhængig af patientens størrelse og styrke, kan det ofte være en fordel at forsøge med forskellige justeringer af både sejl og lift (primært fod- og knæstøtte). Man har mulighed for at justere stroppernes længde, dvs. patientens afstand til liftens samt løftevinkel. Ydermere kan man naturligvis justere sejlets placering på ryggen (op eller ned), hvis trykket føles ubehageligt.

For at opnå det bedste løft skal der så vidt det er muligt være pres på sejlet fra begyndelsen af løftet. Det opnås ved, at patienten presser benene mod knæstøtten og samtidig læner sig tilbage i sejlet.



- 1 Placer patienten i siddende stilling (toilet, kørestol, på kant af seng el.lign.)
- 2 Ståsejlet placeres (normalt) ca. midt på ryggen således af bæltet lukkes lige under brystkassen. Bæltet lukkes gerne lidt stramt
- 3 Ståsejlets ophængsstropper hægtes på liftens løftekroge
- 4 Fødderne placeres på fodpladen og knæstøtten justeres så selve presset fra knæpuden hviler lige under knæskallen
- 5 Løftet kan begynde – for at undgå at patienten "glider" i sejlet, kan man når sejlet er spændt til, stramme bæltet endnu engang.

