



## Præsentation

### Kelvin Aura Komfort kørestol med hjælpemotor

Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor sikrer mobilitet indendørs og udendørs for immobile borgere.

Hjælpe motoren betjenes af plejepersonalet og stiller ikke krav til borgers funktionsniveau.



**MAKS. BRUGERVÆGT 125 KG**

- Kan eftermonteres på allerede indkøbt Kelvin Komfort kørestol
- Udstyret med parkeringsbremse
- Kører både forlæns og baglæns
- Mulighed for manuel kørsel
- Batterioplader tilsluttes standard stikkontakt
- Kørehastighed fra 2-6 km/t

En del af Cobi Rehabs produktserie til immobile mennesker.



# Kelvin Aura komfort kørestol med hjælpemotor

## Mobilitet indendørs og udendørs - uanset borgers funktionsniveau

Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor hjælper personalet med at drive kørestolen frem. Kelvin Aura stiller ikke krav til kørestolsbrugerens funktionsniveau.

Hjælpe motoren kan uden problemer monteres på en allerede indkøbt Kelvin kørestol. Kontakt Cobi Rehab på tel. 7025 2522 for pris og montering.

Kelvin Aura bruges indendørs og udendørs på hårdt underlag. Kelvin Aura tåler dog ikke vandsprøjt fra fx vandpytter.

Kelvin Aura har en omskifterkontakt til tænd og sluk for hjælpemotoren. Kontakten bruges også til at vælge maks. hastighed (2-6km/t).

Kelvin Aura er kollisionstestet. Det vil sige, at borger må sidde, iført sele, i den fastspændte kørestol under biltransport.

Batteriopladeren tilsluttes kørestolens tilslutningspunkt. Stikket sættes i stikkontakten.

Kontrolpanelets LED-batteriindikator viser niveauet af strøm i batteriet. Det tager ca. seks timer at genoplade et afladet batteri.

### Konstruktion – Kelvin Komfort Kørestol

Kelvin Komfort kørestolen er opbygget af moduler og pudekomponenter, som passer sammen uden generende sømme.

Kørestolen kan påsættes flexarme, som understøtter borgers arme og skaber trykthed, ro og en høj grad af komfort

Serien af tilbehør kan uden besvær og efter behov påsættes og tilpasses den enkelte borger.

Genbrugsværdien af er høj, da mængden af tilbehør og modulopbygningens fleksibilitet gør det nemt at gentilpasse stolen til en anden borger.

Gentilpasninger foretages i samarbejde med Cobi Rehas konsulenter.

Let betjening med vippekontakt

Fremadkørsel  
- tryk vippekontakt ned



---

Kontakt Cobi Rehab på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) eller på +45 **7025 2522** for bestilling eller for mere information om hjælpemidler til immobile borgere.

---