



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRÆSENTATION

Cobi lejringspuder

Øg livskvaliteten med Cobi lejringspuder

Cobi lejringspuder er udviklet til lejrning af borgere inden for følgende patientkategorier: bariatri, demens, geriatri, neurologi, palliation og smerte.

Bruges på fx plejecentre, institutioner, hospice og i private hjem.



- Trykfordelende effekt.
- Anti-bakterielt forseglet pudeoverflade.
- Mange lejringsmuligheder i hver enkel pude.
- Vaskbare betræk.
- Giver taktile og proprioceptive stimuli.
- Udviklet af Cobi Rehab i samarbejde med specialenheder inden for demens og neurologi.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Cobi lejringspuder anvendes til lejrning af borgere med forskellige lejringsproblematikker. Cobi lejringspuder er designet i samarbejde med specialenheder inden for demens og neurologi.

Cobi lejringspuder sikrer en trykfordelende og stabil positionering og anvendes dagligt på fx plejecentre, hospice og i private hjem.

Puderne er velegnede til lejrning af borgere inden for følgende patientkategorier:

- Bariatric
- Demens
- Geriatri
- Neurologi
- Palliation og smerte.

Fælles for disse mennesker er, at mange i risikozonen for at udvikle vævsskade og tryksår.

Konstruktion

I udformningen af Cobi lejringspuder er der blandt andet lagt vægt på, at pudernes facon tillader en kropsnær placering ind til borger.

Pudernes tyngde er med til at sikre den kropsnære placering, fordi pudernes stabilitet gør, at puderne bliver, hvor de placeres, så positioneringen af borger forbliver stabil.

Puderne er fyldt med små Krøyer-kugler, SEBS-granulat, koldskum og viskoelastisk skum, der opfylder ØKO-TEX® Standard 100. Der kan tilkøbes hygiejnebetræk og/eller jerseybetræk.

Begge betræk er åndbare, vaskbare, anti-bakterielt behandlede og strækbare.

Beroligende effekt

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også bruges til mindskning af spasticitet og give taktil stimuli.

Taktil stimulering hjælper og har en betydning for fx demente, idet den afgrænsende fornemmelse af kroppen giver en beroligende effekt.

Rengøring og vedligeholdelse

Cobi lejringspuder kan tørres af med vand og et mildt rengøringsmiddel. Puderne kan også desinficeres med ethanol eller et klorprodukt.

Tilbehør som hygiejnebetræk og jerseybetræk kan vaskes ved 60°C og tørretumbles. Lynlåsen skal være lukket under vask.



Cobi U-pude under overkroppen. Cobi Cylinder pude under knæene. Cobi Finne pude under underben.



Stor Cobi hovedpude under underben og hæl.



Cobi Flexi pude langs forsiden af kroppen.

Kontakt Cobi Rehab på **cobi@cobi.dk** eller på +45 **7025 2522** for bestilling eller for konkrete afprøvninger hos borgere med komplicerede lejringsproblematikker.

