

SIGVARIS

DOFF N' DONNER

Rengøringsvejledning



# Rengøring af DOFF N' DONNER

Efter brug anbefales det at DOFF N' DONNER (DND) bliver rengjort og/eller desinficeret. Efter privat brug anbefales det, at DND rengøres i en almindelig plasticpose fyldt med sæbevand idet den svinges frem og tilbage. Efter brug til forskellige patienter på instituti-oner, hospitalet o.lign, skal DND desinficeres eller steriliseres.

**1** Træk en plastpose i passende størrelse over keglen.

**2** Sæt DND på keglen og rul den nedad.

**3** Tag fat i posens åbne del og træk den opad.

**4** Fyld posen med sterilisationsvæske (DND skal være let dækket).

**5** Bevæg posen op og ned således at sterilisationsvæsken fordeles jævnt over DND.

**6** Træk posen af keglen med DND.

**7** Hæld væsken fra posen.

**8** Tag DND ud af posen og lad den tørre helt.

**9** Kasser posen (må kun bruges én gang).



5001-4522-0271/1 08.08.2014