

DORMILET Flexi

DORMILET Flexi er beregnet til den aktive / moderat aktive sengeliggende borger, som har op til middel risiko for udvikling af tryksår eller som allerede har udviklet sår op til og med kategori 2. Korrekt valg af madras kræver altid en sundhedsfaglig vurdering af patient og risiko.

DORMILET Flexi tillader en maksimal brugervægt på 160 kg.

ANVENDELSE

Udpakning og installering

DORMILET Flexi leveres flad og pakket i gennemsigtigt plast. Denne leveringsform betyder, at madrassen kan anvendes umiddelbart efter udpakningen. Start med at kontrollere, at pakken er uskadt. Fjern plastikken. Anvendelse af kniv bør undgås på grund af risiko for at beskadige betrækket.

Madrassen placeres direkte på sengebunden. Den ende af madrassen hvor fødderne er angivet, placeres i sengens fodende. Overfladen med printet skal vende opad.

Kontroller altid, at madrassen har en passende størrelse i forhold til seng og sengeheste. Sørg desuden for, at sengens madrasstyr er tilpasset madrassens bredde.



For at sikre størst mulig effekt af madrassens glidefunktion, skal lagnet lægges løst omkring madrassens hovedende.

Under brug

DORMILET Flexi har to håndtag i begge sider. Håndtagene må KUN benyttes ved transport af selve madrassen - ikke til forflytning af den sengeliggende.



VEDLIGEHOLDELSE

Service og reparation

DORMILET Flexi kræver ingen anden service eller reparation end rengøring i følge nedenstående rengøringsvejledning.

Rengøringsvejledning

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Kontroller betrækket ved hver rengøring. Er betrækket skadet bør det repareres eller udskiftes.

1. Lad betrækket blive på madrassen. Husk at lynlåsen skal være lukket hele vejen rundt.
2. Vask madrassens flader med varmt vand (60°C) og rengøringsmiddel. Tør efter med en klud.
3. Afførings- og blodpletter fjernes hurtigst muligt med kold vand.
4. Ved kraftig tilsmudsning brug en 1% hypoklorid opløsning (10.000 ppm).
5. Hvis nødvendigt kan betrækket tages af og maskinvaskes ved 90°C i ikke mindre end 10 minutter.



Alm. vask
max. 90°C



Tørretumbles ved
lav temperatur



Tåler ikke rens



Må ikke
bleges



Må ikke stryges

Kontakt venligst Vendlet ApS hvis du har spørgsmål angående rengøringen.