

Quick guide



Trykjustering

- Justerer madrassen automatisk ud fra patientens vægt.
- LED-lys, der blinker fra venstre mod højre, viser, at processen kører.
- Venstre LED-lampe, der lyser permanent ✓, viser, at processen er afsluttet.



Alarm mute & panel-lås

- Midlertidig slukket alarm. Genoptages, hvis situationen ikke er løst efter 3 minutter.

- Tryk 3 sekunder for at låse kontrol-panelet op eller låse det. Låser automatisk, når den ikke er i brug i 5 minutter.



Tuning

- Finjusterer det forudindstillede, automatisk justerede tryk.
- 3 tuning-niveauer:

- 0 Auto = justeret forudindstillet tryk
- Et niveau højere end det forudindstillede tryk
- + Et niveau lavere end det forudindstillede tryk



Therapy

Valg af terapitilstand: Tryk kontinuerligt på terapiknappen for at vælge den ønskede tilstand.



Max Firm

Fast og statisk overflade til sygepleje-aktiviteter og patientoverførelser.



Statisk

Ikke-skiftende, oppustede celler med lavt tryk.



Vekseltryk/skift

Oppuster og tømmer periodisk luft-celler i 10 minutters cyklus.
















Sædeoppustning

Ekstra støtte til patienten i lodret position.

Alarm guide



Lavt tryk	LED-lys viser for lavt tryk	   
Årsag	<ul style="list-style-type: none">• Løs CPR/HLR-rem• Beskadiget luftcelle• Problem med slangemontering	
Løsning	<ul style="list-style-type: none">• Stram CPR/HLR-komponenten• Kontroller for eventual lækage i madrassen• Kontroller og tilslut slangerne igen	
Strømsvigt	LED-lys viser for strømafbrydelse	   
Årsag	<ul style="list-style-type: none">• Ingen strømforsyning• Sikring brændt• PCBA-fejl	
Løsning	<ul style="list-style-type: none">• Tjek strøm-input• Udskift sikring• Udskift hoved-PCBA	
Service Tid til serviceeftersyn	En grøn lampe lyser ud for servicesymbolet	   
Årsag	Mekanisk fejl	
Løsning	Kontakt din leverandør	
Nødsituation Hjertestop, CPR	Træk hurtigt i CPR-mærket placeret i hovedet af madrassen på patientens højre side	
Løsning	CPR/HLR-remmen udløses for hurtig tømning af madrassen. Frakobl forbindelsen fra pumpeenheten for at fremskynde deflationen.	

HMI numre:

Helmadras:

80x200 cm: 119740

85x200 cm: 119743

90x200 cm: 119746

Topmadras:

80x200 cm: 119747

85x200 cm: 119750

90x200 cm: 119753