

## QuickGuide

For de bedste resultater følg denne quickguide:

1. LED lysterapi er generelt sikkert og veldokumenteret til behandling af en række medicinske formal, inklusiv smertelindring (rødt og nær-IR), betændelse (blåt og rødt), sårpleje (rødt) samt optimering af hudkvalitet (rødt)
2. Det anbefales at bruge Celluma så meget som muligt, optimalt en gang om dagen eller hver anden dag i 20-30 min på behandlingsområdet
3. Du kan sagtens behandle mere end et behandlingsområde i løbet af dagen
4. Celluma holder formen til en høj grad og målet er at have Celluma panelet så tæt på huden som muligt – form derfor panelet som ønsket for at passe så godt som muligt
5. Fastspænd eventuelt panelet med velcrostrapper (tilbehør)
6. Placeres Celluma panelet over ansigtet anbefales det at anvende de tilhørende beskyttelsesbriller (tilbehør)
7. Celluma kan anvendes på mange måder, også til behandling af arme, hænder, fødder – det er dog vigtigt ikke at lægge vægt på udstyret. Behandles fødder skal patienten derfor sidde på en stol og blot hvile fødderne på panelet.
8. Det anbefales at anvende de tilhørende engangs plastic-omslag (tilbehør) af hygiejnemæssige årsager såfremt panelet anvendes til forskellige personer eller til forskellige områder af kroppen
9. Det valgte program jvf bruger manualen vælges og panelet tændes på kontrolpanelet
10. Panelet slukker automatisk efter 30 min, men ofte vil 20 min behandling være nok
11. Det er muligt at tilvælge pulserende lys ved at trykke på "Pulse" knappen – dette øger effekten, men ikke alle patienter føler det pulserende lys behageligt
12. Panelet kan rengøres med en ikke-alkohol baseret desinfektionsklud (fx Caviwipes) eller en let fugtig klud
13. Læs altid bruger manualen før brug eller ved tvivlsspørgsmål

