

Ryglæn løftes

Ryg- og bendel løftes

Højden kan reguleres

Op

Ned

Komfort sæde – automatisk

Komfort ben – automatisk



Sådan benyttes fjernbetjeningen:

Ryglæn køres op ved at taste **Ryglæn** først og derefter **Op**. Ryglæn køres ned ved at taste **Ryglæn** først og derefter **Ned**. **Bendel** indstilles på følgende måde: Hold følgende to taster inde samtidig: **Ryg-og bendel + Op** eller **Ryg-og bendel + Ned**

NB! Ved brug af **Komfort ben-automatik** er det vigtigt, at sengens hovedgærde ikke står for tæt på væggen, idet selve sengen vipper bagud, når tasten **Op** benyttes.

NB! Funktionen låses automatisk efter ca. 6 sek. (lys blinker og går ud).

Manuel højdeindstilling af bendel:


Udover fjernbetjeningens Komfort ben-automatik, kan bendel indstilles manuelt.

Indstilling i højden:

Ved hjælp af madrasholderne i siden kan bendelen hæves og indstilles i højden.

Sænkning af bendel:

Hæv først bendelen til den højeste position. Herefter kan bendelen langsomt sænkes ned i vandret position.



Indstilling af sengens bremse:

Position (A)


I denne position er sengen bremsset.

Position (B)

I denne position er hjulene ulåste og sengen kan flyttes.

NB! Sengen kan bremses på begge sider af sengen.

For at bremse sengen skal bremsen i hoved- og fodende trædes ned.



Indstilling af sengehestene:

Sengeheste op:

Tag ved midt på sengehesten D og træk op til der høres et klik i begge sider.

Derefter trykkes knap E ind i begge sider, mens de holdes inde løftes de op til næste klik høres.


NB! Forsøg at løfte begge sider med samme kraft så sengehesten ikke kører skævt.

Denne højde er også ok i forbindelse med brug af vekselryksmadras.

Sengeheste ned:

Tryk knap E op i begge sider, knapperne holdes inde og sengehesten sænkes stille ned til midten (ca. 360 mm. over sengekant) hvorved den klikker sig fast. Herefter foretages samme procedure og sengehesten presses det sidste stykke ned.

NB! Med lidt rutine kan dette foretages i en bevægelse uden stop midtvejs.

 **Vigtigt!** Check venligst, at sengehesten sidder fast/er klikket fast, inden den forlades. Dette kan gøres ved stille og roligt at løfte/presse midt på sengehesten ved position D.

 **Vigtigt!** Sørg for ikke at have fingre, hænder, kropsdele eller andre genstande i klemme, når sengehesten sænkes eller hæves.

