

Kom godt i gang med xBand





Tænd for xBand


Tryk og hold begge knapper nede samtidig, indtil du mærker en stigende vibration.

Sluk for xBand

Tryk og hold begge knapper nede samtidig, indtil du mærker en aftagende vibration.

Oplad xBand





1. Tilslut USB-C-kablet til opladningsadapteren.
2. Tilslut den anden ende af kablet til en USB-oplader eller en USB-port, der understøtter 5V.
3. Forbind opladningsadapteren til xBand. Opladningsstifterne på undersiden af xBand skal flugte med stifterne på adapteren.
4. Når adapteren er korrekt tilsluttet, og xBand begynder at oplade, vibrerer den kort.

Lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er under 20 %, vibrerer xBand med et mønster, der føles som tre sammenhængende bølger. Vibrationens styrke sættes også automatisk til meget svag.

App

Ur-funktionerne på xBand er designet til at fungere uden en telefon, men når den er forbundet, får du adgang til ekstra funktioner, såsom telefonnotifikationer.

I appen finder du vejledninger og andre nyttige ressourcer.

Installer mobilappen

Installer xBand-appen fra App Store:

[xBand App on the App Store](#)

Eller fra Google Play:

[xBand App on Google Play](#)

Forbind xBand til din mobil

Åbn appen og tænd for Bluetooth på din telefon.

Hvis det er første gang, du tilslutter xBand, eller hvis den tidligere var parret med en anden telefon, skal du sætte den i parrings-tilstand:

1. - Tryk og hold begge knapper nede i ca. 8 sekunder. xBand starter og vibrerer - men bliv ved med at holde, indtil du mærker to korte vibrationer. - xBand forbliver i parrings-tilstand og vibrerer med parringsmønster med jævne mellemrum i 3 minutter, eller indtil den forbindes eller slukkes.
2. Hold xBand tæt på din telefon.
3. Tryk på "Søg efter en xBand" i appen og vent på forbindelsen.
4. Giv tilladelse, hvis appen beder om det.

Når parret, forbinder xBand automatisk til telefonen, når den er i nærheden. Hvis den ikke har været forbundet i et stykke tid, kan du vække den ved at trykke på en knap. Hvis det ikke virker, så genstart eller gentag parrings-tilstand.

Valg af tilstand

xBand tilbyder to hovedtilstande, som hver er designet til forskellige formål. Ur-tilstand er standardtilstanden og fokuserer på tids- og alarmfunktioner, mens Morse-tilstand er målrettet kommunikation og notifikationer. Du kan skifte mellem tilstandene via xBand-appen.

Ur-tilstand (Watch Mode)

Standardtilstand, der fokuserer på tid og alarmer. Vibrationerne er korte, enkle og intuitive. De fleste funktioner virker uden at være forbundet til telefon.

Morse-tilstand (Morse Mode)

Giver adgang til notifikationer og kommunikation i morsekode. Du kan læse og skrive beskeder direkte på xBand. Tiden og alarmer fungerer også i denne tilstand.

Support

Hvis du har problemer med at forbinde xBand eller andre udfordringer, se fejlsøgningsguiden. Har du brug for yderligere hjælp eller spørgsmål, så kontakt os via Hjælp-menuen i appen eller på support@xtactor.com