

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter


SAFE Med Siddepuder:

Materiale i 100% SAFE ViscoPore:

Viskoelastisk temperaturfølsom skum



ViscoPore
HEALTH & FUNCTION



Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort

SAFE Med anti-decubitus siddepuder

i trykfordelende SAFE ViscoPore visko-elastisk skum, der former sig efter brugeren og forlænger tiden for den enkelte i siddende stilling.

SAFE Med anti-decubitus siddepuder er

specielt designet til trykfordeling og trykaflastning til forebyggelse af tryksår—til heling af tryksår, samt til lindring af forskellige lidelser, og for at reducere smerter for personer med forskellige problematikker.

Brugervægt dækkes op til 180 kg

Materiale:

SAFE ViscoPore 100% visko-elastisk skum:

Vægtfylde Gul SAFE ViscoPore 57 kg/m³

Vægtfylde Rosa SAFE ViscoPore 60 kg/m³

Vægtfylde Grå SAFE ViscoPore 65 kg/m³

Vægtfylde Vanilje SAFE ViscoPore 100 kg/m³

Eksempel på Vægt Siddepuder:

40 x 40 x 6 cm = 0,50 kg

45 x 45 x 6 cm = 0,65 kg

50 x 45 x 6 cm = 0,8 kg

Comfor Inkontinensbetræk i sort farve er åndbart og strækbart, fås med dækket lynlås på to sider, anti-slip bagside i grå og med praktisk håndtag - eller betræk med åben bagside.

Soft-Cell Inkontinensbetræk har hudvenlig overflade som SILKE, men absorberer mere fugt end bomuld, fås som heldækkende eller med åben bagside.

HMI numre på SAFE Med siddepuder:

Flere bredder der dækker området fra 40-50 cm

Flere dybder der dækker området fra 40-50 cm

Rengøringsmetoder:

SAFE Med siddepuder kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørre-tumbles ved høj varme.

Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.

Soft-Cell betræk kan maskinvaskes ved 60 grader og tørre-tumbles ved svag varme.

Brandtest:

Siddepuder opfylder EN 1021-1 og 2

Comfor PUR Betræk opfylder BS 7175: Crib 5

Soft-Cell opfylder EN 597-1 & ISO 12952-1:2011

Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen skadelige gasser.

Afbrændes på en normal affaldsplads med husholdningsaffald. Skummet udleder hovedsageligt kuldioxid og vand ved bortskaffelse og skader ikke miljøet eller mennesker.

Opbevaring: Liggende plan

Produktionsland: Schweiz & Danmark




SAFE-MED

Trykfordelende Produkter


SAFE Med Siddepuder

Materiale i 100% SAFE ViscoPore:

Vskoelastisk temperaturfølsom skum



ViscoPore
HEALTH & FUNCTION



Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort

SAFE Med siddepuder vælges efter brugervægt / med brugervægt op til 180 kg

Materiale: SAFE ViscoPore visko-elastisk temperatur følsom trykfordelende skum.

Forebyggelse af tryksår i forhold til BRADEN skalaen

Lav risiko: Score 15-18

Middel risiko: Score 13-14

Høj risiko: Score 10-12

Personer med tryksår

Stadie 0

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

GODE RÅD i siddende stilling - Når du sidder i stol eller kørestol.

Når du sidder, må du sidde på en pude som passer til din vægt, former sig og fordeler trykket.

Samtidig er det vigtigt med en god holdning og eventuelt at supplere med en lændestøtte.

En god holdning tillader at du bevæger dig lettere for at undgå friktion og forskydningskræfter.

Nem og rigtig bevægelse er vigtig for at forebygge trykmærker og tryksår.

Ryglænet på stolen må være i orden.

Sørg for at siddestillingen er korrekt.

Husk at presse op i stolen.

Kan du bruge armene, pres op 15 sekunder hvert 15. minut.

Kan du ikke presse dig op med armene, må du få nogen til at hjælpe dig med at skifte stilling. F.eks. Ved at læne dig forover, læne dig bagover, til siden eller lægge benene skiftevis over kors.

Undgå for stramt tøj og folder på tøjet. Bruger du jeans, må du være opmærksom på at de ofte har tykke baglommer. Fjern dem hvis det er tilfældet. Det er vigtigt at siddepudebetræk er strækbart og åndbart, for at undgå fugt.


Rengøringsvejledning:

SAFE Med Siddepuder kan maskinvaskes og tørretumbles

Comfor Inkontinensbetræk kan maskinvaskes og tørretumbles

Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.

Soft-Cell kan maskinvaskes og tørretumbles



BRADEN-SKALAEN TIL FORUDSIGELSE AF RISIKO FOR TRYKSÅR

<p>*Sensorisk perception: Evne til at reagere meningsfuldt på trykrelateret ubehag.</p>	<p>1. Helt begrænset Ingen reaktion (ingen klager, undvigemanøvre eller gripen fat) på smertefulde stimuli, begrundet i forringet bevidsthedsniveau eller bedøvelse ELLER begrænset evne til at føle smerte over det meste af kroppen.</p>	<p>2. Meget begrænset Reagerer kun på smertefulde stimuli. Kan kun kommunikere ubehag ved klager eller uro. ELLER har en forstyrrelse i sanseevnen, som begrænser evnen til at føle smerte eller ubehag over halvdelen af kroppen.</p>	<p>3. Lidt begrænset Reagerer på verbale kommandoer, men kan ikke altid kommunikere ubehag eller behov for at blive vendt. ELLER har nogen sensorisk forstyrrelse, som begrænser evnen til at føle smerte eller ubehag i 1 eller 2 ekstremiteter.</p>	<p>4. Ingen svækkelse Reagerer på verbale kommandoer. Har ingen sensoriske mangler, som kan begrænse evnen til at føle eller give udtryk for smerte eller ubehag.</p>
<p>*Fugt: Den grad i hvilken huden er udsat for fugt.</p>	<p>1. Konstant fugt Huden holdes næsten konstant fugtig af sved, urin etc. Der konstateres fugtighed hver gang patienten bevæges eller drejes.</p>	<p>2. Meget fugt Huden er ofte, men ikke altid fugtig. Linned må skiftes mindst en gang pr. vagt.</p>	<p>3. Lejlighedsvis fugt Huden er sommetider fugtig. Der kræves et ekstra linnedskift næsten en gang om dagen.</p>	<p>4. Sjældent fugt Huden er normalt tør, linned må kun skiftes rutinemæssigt.</p>
<p>*Aktivitet: Grad af fysisk aktivitet.</p>	<p>1. Bundet til sengen Fast sengeliggende.</p>	<p>2. Bundet til en stol Evne til at gå men alvorligt begrænset eller manglende evne. Kan ikke bære egen vægt og/eller må hjælpes op i stol eller rullestol.</p>	<p>3. Går en gang imellem Går lejlighedsvis i løbet af dagen, men meget korte afstande med eller uden assistance. Tilbringer det meste af hver vagt i seng eller stol.</p>	<p>4. Går hyppigt Går uden for værelset mindst to gange dagligt og i værelset mindst en gang hver anden time om dagen.</p>
<p>*Mobilitet: Evne til at skifte og kontrollere stilling.</p>	<p>1. Helt immobil Ændrer overhovedet ikke stilling uden hjælp.</p>	<p>2. Meget begrænset Ændrer sommetider stilling en smule, men er i det væsentlige ude af stand til at skifte stilling uden hjælp.</p>	<p>3. Let begrænset Ændrer hyppigt, men kun lidt stilling uden hjælp.</p>	<p>4. Ingen begrænsning Ændrer i det væsentlige stilling uden hjælp.</p>
<p>*Ernæring: Sædvanlig fødeindtagelsesmønster.</p>	<p>1. Meget dårlig Spiser aldrig et helt måltid. Spiser sjældent mere end 1/3 af en portion. Spiser 2 serveringer eller mindre af proteinholdig mad (kød eller mælkeprodukter) pr dag. Drikker dårligt. Får ikke flydende kosttilskud. ELLER er fastende og/eller på væskebehandling eller IV mere end 5 dage.</p>	<p>2. Sandsynligvis utilstrækkelig Spiser sjældent et helt måltid og normalt kun ca. halvdelen af portionen. Proteinindtagelse kun 3 gange daglig via kød eller mælkeprodukter. Tager lejlighedsvis kosttilskud ELLER får under den optimale mængde væske eller sondeernæring.</p>	<p>3. Tilstrækkelig Spiser mere end halvdelen af de fleste måltider. Spiser i alt 4 gange proteinholdig mad (kød, mælkeprodukter) pr. dag. Afslår lejlighedsvis et måltid, men tager normalt et tilskud når det tilbydes ELLER er på sondeernæring eller total parenteral ernæring som formodentlig opfylder de ernæringsmæssige behov.</p>	<p>4. Udmærket Spiser det meste af hvert måltid. Afslår aldrig et måltid. Spiser normalt i alt 4 eller flere serveringer af kød og mælkeprodukter. Spiser sommetider mellem måltiderne. Kræver ikke kosttilskud.</p>
<p>*Gnidning og forskydning</p>	<p>1. Problem Kræver moderat til maksimum assistance ved bevægelse. Løfte helt uden at gnide mod lagnerne er umuligt. Glider hyppigt ned i seng eller stol. Kræver hyppig oprejsning med maksimum assistance. Spaticitet.</p>	<p>2. Potentielt problem Bevæger sig svagt eller kræver minimum assistance. Ved bevægelse gnider huden nok i nogen grad mod lagen stol eller andet. Opretholder relativt godt stilling i stol eller seng det meste af tiden, men glider lejlighedsvis ned.</p>	<p>3. Ikke noget iagttageligt problem Bevæger sig i seng og stol uden hjælp og har tilstrækkelig muskelstyrke til at løfte sig helt op under bevægelse. Bevarer god stilling i seng eller stol.</p>	