




Brugervejledning


Indholdsfortegnelse

Tegninger og instruktioner	4
LCD-display-symboler	5
Brugervejledning	5
Forbind mikrofon og hovedtelefon/halsslynge	5
Tænd og sluk	5
Sådan vælges kanal	5
Sådan justeres lydstyrken	6
Batteri og opladning	7
Spørgsmål og svar	7
Specifikationer	7
Overensstemmelseserklæring	8
Garanti	9
Miljøbesked/bortskaffelse	10











Tegninger og instruktioner



1. Antenne (kun for TG-300T sender)
2. LCD-display
3. Ned-knap for justering af kanal og lydstyrke
4. TG-300T sender: On / Off / Mute / Vælg-knap /
✖ for at mute audiosignalet
TG-300R modtager: On / Off / Vælg-knap
5. Op-knap for justering af kanal og lydstyrke
6. Mikrofonindgang for sender
Hovedtelefon-/halslslyngeudgang for modtager
7. Befæstigelsespunkt for bæresnor
8. Mærkat
9. Batterirum og indbygget Li-polymer batteri
10. Låg til batterirum og skruer
11. Micro-USB ladestik



LCD-display-symboler





	TG-300T sender	TG-300R modtager		TG-300T	TG-300R
	Kanallås			—	Intet signal modtaget
	Kanalskift			100 % batteri tilbage	
	Mute/ Mikrofon afbrudt	Mute		70 % batteri tilbage	
	Mikrofonniveau 4	Hovedtelefon-/ halsslyngeniveau 4		30 % batteri tilbage	
	Mikrofonniveau 4	Hovedtelefon-/ halsslyngeniveau 4		10 % batteri tilbage	

Brugervejledning

Forbind mikrofon og hovedtelefon/halsslynge

- Forbind mikrofonen til 3,5 mm jack-stikket på senderen og hovedtelefonen/halsslyngen til 3,5 mm jack-stikket på modtageren. Sørg for, at stikkene er sat ordentligt i.










Tænd og sluk

- Tryk på  /  knappen og hold den inde i 2 sekunder for at tænde senderen/modtageren. LCD-displayet vil lyse op og vise den kanal, der har været anvendt sidst for at indikere, at enheden er tændt.
- Tryk på  /  knappen og hold den inde i 2 sekunder. Symbolerne i LCD-displayet forsvinder for at indikere, at enheden er slukket.

Bemærk:

- Energisparefunktion - modtageren vil automatisk slukke efter ca. 20 min., hvis intet signal er modtaget.

Sådan vælges kanal

- Kanalen er forudindstillet til **CH 01**. Hvis du ønsker at vælge en anden kanal, skal du trykke på knapperne  og  på samme tid i 2 sekunder. Tegnet  begynder at blinke, og ikonet  fjernes for at indikere, at kanalen ikke længere er låst. Tryk på knappen  eller  for at vælge den ønskede kanal. Tryk kortvarigt på  /  for at bekræfte den valgte kanal eller vent i ca. 5 sekunder for automatisk at gemme og låse den valgte kanal. **CH** vil stoppe med at blinke, og LCD-displayet viser ikonet  . Systemet vender nu tilbage til låst tilstand.

Bemærk:


- Sørg for, at senderen og modtager(ne) er indstillet på samme kanal. Displayet på modtageren vil fortsætte med at blinke, hvis intet signal modtages.
- Systemet vil hente det tidligere anvendte kanalnummer.





Sådan justeres lydstyrken

Sender: Ved brug af en LM-15 lapelmikrofon





- AUX-indgangen på LM-15-mikrofonen kan tilsluttes en ekstern linjeniveau-lydkilde fx en cd-/mp3-afspiller. Dette er ideelt, hvis du ønsker at afspille en lydkilde samtidig med, at du taler i mikrofonen.

LM-15 lapelmikrofon








- Tilslut LM-15-mikrofonen til 3,5 mm-stikket på senderen .
- Senderens lydstyrke er forudindstillet til niveau 4 ◀ █████ .
- Tryk på knappen  eller  for at sænke eller øge lydstyrken. Der er 4 justerbare niveauer fra ◀ █████ til ◀ ██████████ .
- Tryk kortvarigt på mute-knappen  for at mute senderen, og tryk på  igen for at starte den.
- LM-15 har en mute-knap. Skift til "mute", når du vil afspille AUX-indgangskilden alene eller for at have en privat samtale.




Sender: Ved brug af en anden mikrofon end LM-15

- Tilslut mikrofonen til 3,5 mm-stikket på senderen.
- Senderens lydstyrke er forudindstillet til niveau 4 ◀ █████ .
- Tryk på  eller  for at sænke eller øge lydstyrken. Der er 4 justerbare niveauer fra ◀ █████ til ◀ ██████████ .
- Tryk kortvarigt på mute-knappen  for at mute senderen, og tryk på  igen for at starte den.


Modtager:

- Modtagerens lydstyrke er forudindstillet til niveau 4 ◀ █████ .
- I normal status vises , tryk på  eller  for at sænke eller øge lydstyrken. Der er 8 justerbare niveauer fra  til ◀ ██████████ .
- LCD-display-symbolet  angiver ingen lyd, og at mute-funktionen er aktiveret.

Batteri og opladning

- Når batterisymbolet vises helt fuldt , har batteriet tilstrækkelig strøm.
- Når batterisymbolet vises tomt og blinkende , angiver dette et lavt batteriniveau, og der er kun 10 % strøm tilbage. Genoplad batteriet straks via den USB-certificerede rejseoplader (ekstra tilbehør) eller en egnet Linkx ladestation. Det tager ca. 6 timer at nå fuld opladning, hvilket giver ca. 18 timers drift til modtageren og 12 timers drift til senderen.
- Under opladning blinker batterisymbolet  frem og tilbage på LCD-displayet. Bemærk:
- Senderen eller modtageren lukker automatisk ned under opladning. Hvis du ønsker at bruge systemet, mens det oplades, skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen for at tænde for systemet igen.

Spørgsmål og svar

- Spm 1** "  " symbolet vises på senderen.
- Svar** Kontroller, om senderens lyd er slået fra (i mute-tilstand), eller om mikrofonens stik ikke er korrekt sat i.
- Spm 2** LCD-display-symbolerne på min modtager blinker.
- Svar** Dette indikerer, at der ikke modtages noget signal. Sørg for, din sender er tændt. Både senderen og modtageren skal være indstillet på samme kanal og samme frekvens.

Specifikationer

	Det overordnede system	
Modulering	Bredbånds-FM	
Frekvensområde	UHF 863 - 865 MHz	
Normal/høj afvigelse	±20KHz / ±40KHz	
Frekvensrespons	40Hz ~ 18KHz	
Dynamisk område	> 80dB	
THD ved 1KHz	< 1%	
Dækning	150 m (åbent område)	
Driftstemperatur	-10 °C ~ 50 °C	
	TG-300T Sender	TG-300R Modtager
RF udgangseffekt	10 mW	-
Antennetype	Stavantenne	Afhænger af frekvensbåndet
3,5 telefonstik	Mikrofon-indgang	Hovedtelefon-udgang
Driftstid	12 timer	18 timer
Batteritype	Genopladeligt 1300mA 3,7V Li-Polymer-batteri	
Opladningskilde	DC 5V mikro-USB	
Opladningstid	< 6 timer	
LCD-display	Kanal, batteriindikator, lås, lydstyrke	
Godkendelser	CE FCC	
Størrelse	82,6 (H) x 40 (B) x 12 (D) mm Antennelængde ikke inkl.	82,6 (H) x 40 (B) x 12 (D) mm
Vægt	49 g	

Overensstemmelseserklæring



Verification of Conformity

The products

EUT : **Wireless Tour Guide System**
Trade Name : **Linkx**
Model No. : **TG-300T, TG-300R**
Frequency Range: **500.025– 870.875MHz**

This certificate that the above product complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the following specifications

EN 300 422-2 V1.4.1(2015-06)
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

This declaration is the responsibility of the manufacturer/importer

LINKX ELECTRONICS CO., LTD
4F-1, NO332, Ming-Chen 2nd Road, Tsou-In Dist., Kaohsiung City,
Taiwan

THIS DOC IS ONLY VAILD IN CONNECTION WITH TEST REPORT NUMBER: 15-10-RBF-022-01, 15-10-RBF-022-02, PSE104-1001

MANUFACTURER/IMPORTER

Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Denmark
Tel: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900
E-mail: mail@phonicear.com
Web: www.phonicear.com
2016, 11, 29

(Date)

Solgård, Karen Wibling , General Manager

(Surname, forename, title)
(Company stampe)

TEST LABORATORY

- 1.The result of the testing report relate only to the item tested.
- 2.The testing report shall not be reproduced in full, without the written approval of ETC.

2016, 01, 28

(Date)

Signature
S. S. Liou, Section Manager
EMC Dept. II of ELECTRONICS
TESTING CENTER, TAIWAN

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN
NO. 34, LIN 5, DINGFU VIL.,
LINKOU DIST., NEW TAIPEI CITY,
TAIWAN, 24442, R.O.C.

TEL:(02)26023052
INT:+886-2-26023052
FAX:(02)26010910
INT:+886-2-26010910



Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Miljøbesked/bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Din forhandler:



© 2018 Phonic Ear A/S

 **Phonic Ear[®]**

Kongebakken 9 • 2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101 • mail@phonicear.com
www.phonicear.com

921-41-401-00
Rev. A 0518