

Sejl Guide til anvendelse af forlængerstrop

Liftning med forlængerstrop anbefales til brugere, der har behov for løft med mere åben hoftevinkel.

Forlængerstropperne giver en tilbagelænet effekt og ændrer dermed hoftevinklen i forhold til liftning uden forlængerstroppe.

OBS! Anbefales kun v/sejl med hovedstøtte



Montering af forlængerstrop - step by step

28 cm

Tilbagelænet effekt:
28 cm forlængerstrop monteret med løkke
giver en forlængelse på 21 cm



Montering af forlængerstrop - step by step

28 cm
Dobbelt

Mindre tilbagelænet effekt:
28 cm forlængerstrop lagt dobbelt
giver en forlængelse på 13,5 cm



Montering af forlængerstrop - step by step

14 cm

Mindst tilbagelænet effekt:
14 cm forlængerstrop monteret med løkke
giver en forlængelse på 10 cm

