



Zibo Zlide

Brugervejledning

Placering af Zibo Zlide

Grundlæggende kan der anvendes to metoder, når Zibo Zlide skal placeres:



Til vendinger: Halvt ind under kroppen



Til forflytninger: Helt ind under kroppen

Uanset hvilken metode der anvendes, er principperne det samme:

- Skab luft/plads, der hvor Zibo Zlide skal anvendes
- Placer Zibo Zlide der, hvor tyngden er, når personen vender sig - og i den retning, som personen bevæger sig i
- Glid Zibo Zlide ind under personen til midten af kroppen
- Skab luft/plads og fold eventuelt glidedugen ud på modsatte side

Sådan placeres Zibo Zlide halvt ind under kroppen.



1. Fold Zibo Zlide på midten



2. Skab luft/plads ved at personens tyngde vippes væk fra det område, hvor Zibo Zlide placeres.

Fæst Zibo Zlide ved at der holdes i glidedugen mens der med folden forrest glider den et par centimeter ind mellem madrassen og kroppen.



3. Placér hænderne inde i folden med håndfladen opad og tæt på hver side af bagdelen (personens tyngdepunkt). Derved glider du ind, hvor der er mindst vægt.



4. Glid hænderne ind til midten af personens krop.

Sådan placeres foldet eller to stykker Zibo Zlide helt ind under kroppen.



1. Fold Zibo Zlide på midten eller (som vist) læg to enkelte stykker oven på hinanden.



2. Fold Zibo Zlide i 2-3 fede flade folder, indtil du er nået til midten af glidestykket.

Brug gerne sengen som bord, hvis du har problemer med at folde Zibo Zlide i luften.



3. Skab luft/plads og fæst (se s. 3) Zibo Zlide i etaper med folden nedad.



4. Placér hænderne oven på folden med håndfladerne opad.


Fiksér folden med lillefingrene (husmodergreb/clipsegreb).



5. Glid Zibo Zlide ind til midten af kroppen i etaper. Lige nord og syd for bagdelen - og lige nord og syd for skulderbladet.



6. Gå om på modsatte side af sengen. Skab luft/plads og find folden der, hvor der er mindst tyngde. Det vil typisk være under hovedpuden eller lige efter bagdelen slutter.



7. Tag fat om folden med håndfladen opad.



8. Fold Zibo Zlide ud i en skrå retning. Undgå at føre hænderne ind under personens krop.

Holder til Zibo Zlide-ruller

Holderen fås til 1,2 og 3 ruller. Alle holdere kan monteres både lodret eller vandret - alt efter hvad der passer bedst til den enkelte arbejdsplads. Placer holderen i en højde, så det er let for alle at sætte en ny rulle på, fjerne en tom rulle eller klippe af rullen med glidedug.



I kassen findes følgende dele til opsætning af glidedugsholderen:

- 4 franske skruer
- 4 skiver
- 4 rawplugs
- 3 blindpropper
- 1 sakseholder på prop (kan sættes i et af de fire huller på stativet)
- 1 cutter med udskifteligt barberblad



Cutteren gør det nemt og hurtigt at skære et stykke Zibo Zlide af rullen.



Montering af rulle

Sådan monteres en rulle Zibo Zlide på stativet.



1. Åbn og fjern låsesplitten, som holder glidedugen på plads, når den er sat op på stativet.

Monter først rullen med Zibo Zlide, når holderen er sat op på væggen.



2. Hold ud i klemmen. Sæt først rullen på tappen foroven på holderen.

Ved vandret montering = den ende hvor låsesplitten sidder.



3. Sæt derefter rullen ned over tappen forned.



4. Sæt låsesplitten på og lås den igen.

ZiboCare A/S
Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
Tlf.: +45 76 900 407
E-mail: post@zibocare.dk

