

JAY BALANCE PUDE

QUICK GUIDE



Tillykke med din nye JAY Balance pude. Der er nogle ganske få råd, der bør følges for at opnå optimal udnyttelse af din nye JAY Balance pude. JAY Balance leveres som standard med 5 positioneringskiler. Start med at fjerne de to hoftestyr bagerst i puden. Disse er til ekstra styring af hoften og kan efterfølgende monteres efter behov.



Sæt dig korrekt på puden og lad fluiden fordele sig. Flyt dig fra puden igen. Forsøg så vidt muligt ikke at ændre på fluiden.



Du kan nu se et tydeligt aftryk efter dine siddeknuder. Mærk efter med en finger, på det laveste punkt, at der er minimum 1,5 cm fluid til bunden.



Mere end 1,5 cm – Der er korrekt mængde fluid i puden.
Mindre end 1,5 cm – Der mangler fluid i puden. Kontakt din lokale konsulent.

For at sikre optimal aflastning, kan du med fordel sætte to knytnæver i fluiden, inden du sætter dig på puden om morgenen. Dette vil betyde, at du laver et friskt aftryk i fluiden og sikre at du ikke kan gå igennem fluiden. Pudens er nu klar til brug.



Sunrise Medical
70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk