

GRIPEEZE

ELASTIC TUBE



Hvad er produkt?	<i>Produktet hedder GRIPEEZE ELASTIC TUBE og importeret til Danmark af Gripehansken (Gripehandsken). www.gripehansken.no</i>
Hvem kan bruge handsken?	<i>Tube er et egnet hjælpemiddel til folk med forskellige handicap, amputationer, kort eller lang sigt skader på hånd / fingre.</i>
Hva er bruksområderne?	<i>Tube passer til de fleste ting, der har greb og gøre. Det kan være forbundet med hjælp til at gribe bestik, brødkniv, køkkenredskaber at røre med, hårbørste, tandbørste, vakuumpensel, vask pensel, kost, gulvbørste, indkøbstasker, taske, rollator, stok, krykke, træningsmanualer, etc.</i>
Hvor brugt handske?	<i>I Norge er Gripeeze Elastic Tube blandt de gribende hjælpemidler, der anvendes dagligt til rehabilitering af patienter på forskellige center, MS center Hakadal, Sunnaas Rehabilitation Hospital, Vikersund Kurbad AS Catosenteret, Kysthospitalet Stavern Kloster skov vækst og ressourceforbrug, Finsalsenteret, Mosjøen Sund AS etc.</i>
Origin?	<i>Tube er designet, udviklet i England og produceret i Pakistan.</i>
Egnede handske til begge hænder?	<i>Der er 1 stk. Elastic Tube i salgsemballage og sælges til højre eller venstre hånd. Der er to størrelser, senior eller junior. Mål fra mellemfod og spidsen af den midterste finger. Op til 14 cm er lig junior str. og mere end 14 cm tilsvarende senior str.</i>
Velcro flap er for kort?	<i>Brugeren har sandsynligvis rippet Tube for langt oppe på håndledet / armen. Tube skal ikke længere trak end hvor håndledet ender, således at Velcro giver støtte til håndledet.</i>
Hvordan tager jeg handsken?	<i>1. Tube åbnes ved at trække de velcrolukninger fra hinanden. 2. Klaffene foldet til side. 3. Hånden indsat i Tube og tommelfinger gennem en separat hul. (Vigtigt at den længste klap på undersiden og håndfladen, når Tube tages på) 4. Tube bør ikke trækkes længere op end hvor håndledet slutter. 5. Fest Velcro håndled og sørg for at det passer stramt, men behageligt. Vigtigt, at Tube er placeret i midten af hånden, og ikke til en af siderne. 6. Grip om objektet og stram flappen omkring fingrene og sæt velcro på toppen af hånden.</i>
Kunne det maskinvaskes?	<i>Tube kan maskinvaskes ved 40 grader, men ikke tørretumbler.</i>
Hvad er den lavet af?	<i>Tube er lavet af gummi, nylon og imiteret læder.</i>
Hvor mange kilo kan jeg bære med handsken?	<i>Tube giver en god lettelse for tunge løft og en ny produkt bærer fint over 5 kg. Slid på Tube vil ske over tid, herunder at reducere vedhæftning til Velcro.</i>

