

OWNER'S MANUAL
**Jazzy Carbon
Ultra Lite**



pridemobility.eu



RETNINGSLINJER FOR SIKKERHED



ADVARSEL! En autoriseret Pride-udbyder eller en kvalificeret tekniker skal udføre den indledende opsætning af denne elstol og skal udføre alle procedurerne i denne manual.

Symbolerne nedenfor bruges i denne brugervejledning og på elstolen til at identificere advarsler og vigtige oplysninger. Det er meget vigtigt for dig at læse dem og forstå dem fuldstændigt.



ADVARSEL! Angiver en potentielt farlig tilstand/situation. Manglende overholdelse af de angivne procedurer kan forårsage enten personskade, komponentskade eller funktionsfejl. På produktet er dette ikon repræsenteret som et sort symbol på en gul trekant med en sort kant.



OBLIGATORISK! Disse handlinger skal udføres som specificeret. Manglende udførelse af obligatoriske handlinger kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af udstyr. På produktet er dette ikon repræsenteret som et hvidt symbol på en blå prik med en hvid kant.



FORBUDT! Disse handlinger er forbudt. Disse handlinger bør ikke udføres på noget tidspunkt eller under nogen omstændigheder. Udførelse af en forbudt handling kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af udstyr. På produktet er dette ikon repræsenteret som et sort symbol med en rød cirkel og rød skråstreg.

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne elstol inkorporerer producentens egne designs og kan bruges i trange rum både indendørs og udendørs af beboeren, og den er beregnet til komfortabelt at transportere voksne mennesker kun undtagen varer, men brugerens vægt bør begrænses til 125 kg (275 lbs). Den bør heller ikke bruges af personer, der tydeligvis lider af fysiske eller psykiske begrænsninger, der gør dem ude af stand til sikkert at håndtere elstolen i trafikken.

INDHOLD

1. BREV TIL BRUGERNE	2
2. BEMÆRK	3
3. BESKRIVELSE AF PRODUKTIONEN	7
4. INSTALLATION & JUSTERING	10
5. BETJENINGSVEJLEDNING	17
6. BATTERI OG OPLADER	25
7. DAGLIG KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE	27
8. GARANTI.....	28
9. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING.....	31
10. TRANSPORT OG OPBEVARING.....	32

1. BREV TIL BRUGERE

Dette produkt er designet og produceret af Kunshan Hi-Fortune Health Products Co., Ltd på vegne af Pride Mobility Products Europe BV.

Denne brugervejledning er en del af produktspecifikationerne; Sørg for, at den følger med hvert solgte produkt, og at den læses grundigt og forstås, før du betjener eller kører elstolen. Denne brugervejledning er udarbejdet ud fra de seneste specifikationer og produktinformationer, der er tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, når de bliver nødvendige.

Eventuelle ændringer af vores produkter kan forårsage små variationer mellem illustrationerne og forklaringerne i brugervejledningen og det produkt, du har købt.

BEMÆRK VENLIGST: Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-, RoHS- og REACH-direktiver og -krav. BEMÆRK VENLIGST: Dette produkt opfylder IPX4-klassificering (IEC 60529).

BEMÆRK VENLIGST: Dette produkt og dets komponenter er ikke lavet af naturgummilatex. Rådfør dig med den autoriserede Pride-udbyder vedrørende eventuelt eftermarkedstilbehør.

Gem venligst følgende oplysninger:

Produktionsoplysninger (indsæt strekkoden)

2. OPMÆRKSOMHED

2.1. INSPEKTION AF UDPAKNING

Brug venligst den medfølgende reservedelsliste til at kontrollere, om dele eller komponenter er beskadigede eller mangler. Hvis der er skader eller manglende dele, skal du straks kontakte din forhandler eller distributør.

- Elstol 1
- Hynde 1 sæt
- Oplader 1
- Brugervejledning

2.2. FORKLARING AF SYMBOLER

Symboler	Beskrivelse	Seddel
 ADVARSEL	Fareidentifikation for at forårsage enten personlig død eller personskade.	
 FORSIGTIGHED	Manglende overholdelse af de angivne procedurer kan forårsage enten personskade, komponentskade eller funktionsfejl.	
	Obligatorisk	
	Forbudt	
	Se brugsanvisningen/hæftet	
	Advarsel: hænder/fingre klemmer findes	
	Type B IEC 60601-1	
	Klasse II IEC 60601-1	
	Låst og i køretilstand. Placer enheden på et plant underlag og stil den ene side, når du skifter fra køretilstand til friløb eller friløbstilstand til køretilstand. Ulåst og i friløbstilstand.	
	Informationsmærkat med elstol	
	Fremstillet i	
	Fjern ikke anti-tip-hjulene.	

2. OPMÆRKSOMHED

2.3 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

- ⚠ Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger din elstol, og sørg for, at du forstår brugs- og betjeningsdetaljerne for alle de forskellige komponenter. de er til stede.

ADVARSEL:

- ⊘ Kør ikke på veje med tung trafik eller veje, der er mudrede, grusede, ujævne, smalle, dækket af sne af is, kanaltrækstier, der ikke er bevogtet af noget hegn eller hækkebarriere. Høj luftfugtighed eller meget kolde forhold kan reducere ydeevnen af din elstol.
- ⊘ Forsøg aldrig fysisk at ændre en elstol, herunder tilføjelse af tredjepartskomponenter, da ændringer af elstole vil gøre din garanti ugyldig, og det vil sandsynligvis påvirke overensstemmelse og risikovurdering.
- ⚠ Skift ikke pludselig din krops tyngdekraft, da dette kan gøre elstolen ustabil. Læn dig fremad, når du klatrer, og læn dig tilbage, når du går ned ad bakke, drej hastighedskontrolhjulet til lavt. Kør ikke skråt på tværs af en skråning – kør altid lige op og ned ad skråningen.

Seddel:

- ⚠ Når du bruger din elstol på gader eller gangstier, gælder lokale love og regler.

GENEREL SIKKERHED – ADVARSLER FOR SIKKER BRUG

- ⚠ **OBLIGATORISK!** Denne komplette brugervejledning skal læses og forstås fuldt ud, før du bruger og kører elstolen.

ADVARSEL! Hvis du ikke overholder instruktionerne beskrevet i denne vejledning, kan det resultere i beskadigelse af el-stolen eller kropsskader på brugeren.

- ⚠ Den bør heller ikke bruges af personer, der tydeligvis lider af fysiske eller mentale begrænsninger, der gør dem ude af stand til sikkert at håndtere elstolen i trafikken.

- ⚠ **ADVARSEL!** Overskrid aldrig den maksimalt tilladte belastning - se Specifikationer.

- ⚠ **ADVARSEL!** Kør aldrig elstolen under påvirkning af medicin eller alkohol.

Hvis du tager medicin, skal du kontakte din læge eller læge, at din evne til at kontrollere elstolen ikke vil blive forringet.

- ⚠ Undersøg alle elektriske forbindelser, alle controllerforbindelser, bremses og batteriopladning for at kende følelsen af din elstol og dens muligheder som Pre-Ride Safety Check.

- ⚠ Designet udelukkende til engangsbrug; Ingen ryttere eller ekstra personer.

ADVARSEL! Forsøg aldrig at komme op eller af din elstol uden først at slukke for joystick-controlleren. Dette forhindrer elstolen i at bevæge sig, hvis der ved et uheld kommer kontakt med joystick-kontrollen.

- ⚠ **ADVARSEL!** Kør aldrig ned eller op ad en stigning, der er større end det anbefalede maksimum, se (3.4)

Specifikationer.

- ⊘ **ADVARSEL!** Kør aldrig over (kryds) en skråning, rampe osv. i nogen retning.

- ⊘ **ADVARSEL!** Brug aldrig elstolen, uden at vippesikringshjule er korrekt monteret.

2. OPMÆRKSOMHED

ADVARSEL! Brug ikke din elstol på sand, ujævnt terræn eller våde og glatte overflader.



ADVARSEL! Denne elstol er ikke beregnet til brug som sæde i et motorkøretøj. Kørestolen kan



svigte ved en kollision med et køretøj, hvilket kan føre til skade på den elektriske stolspassager eller andre.



ADVARSEL! Brug ikke elstolen, hvis den er gået i stykker eller ikke fungerer korrekt.

ADVARSEL! Før du læner dig eller rækker fremad, skal du altid skubbe din bagdel til stoleryggen og vende hjulene fremad.



ADVARSEL! Stå aldrig på fodpladen, dette vil få elstolen til at vælte og skade brugeren.



ADVARSEL! Placer altid elstolen på en stabil, flad overflade, før du flytter til eller fra elstolen.

VAR! Anti-tip-hjulene er kun effektive på fast underlag. De vil synke ned i blødt underlag som græs, sne eller mudder, hvis elstolen hviler på dem. På sådanne overflader vil anti-tip-hjulene ikke fungere efter hensigten, og elstolen kan vælte.



ADVARSEL! Hvis du drejer din elstol for skarpt ved høj hastighed, vil det medføre tab af kontrol og balance og vil

resultere i, at elstolen vælter, hvilket resulterer i alvorlig personskade eller død.

2. OPMÆRKSOMHED

2.4 BEMÆRKNINGER OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Vi vil gerne påpege, at kilder til elektromagnetiske bølger (f.eks. mobiltelefoner) kan skabe interferens. Elektronikken i selve elstolen kan også påvirke andre elektriske apparater. For at reducere effekten af elektromagnetiske interferenskilder skal du læse følgende advarsler:

-  **ADVARSEL:** Elstolen kan forstyrre driften af enheder i dens omgivelser, der udsender elektromagnetiske felter.
-  **ADVARSEL:** Elstolens køreegenskaber kan påvirkes af elektromagnetiske felter (f.eks. elgeneratorer eller høje strømkilder).
-  **ADVARSEL:** Undgå at bruge et bærbart tv eller radio i det umiddelbare miljø for din strømstolen, så længe den er tændt.
-  **ADVARSEL:** Kontroller området for sendermaster og undgå at bruge elstolen tæt på dem.
-  **ADVARSEL:** Hvis der opstår ufrivillige bevægelser eller opbremsning, skal du slukke for elstolen, så snart det er sikkert at gøre det.

Forstyrrende elektromagnetiske felter kan have en negativ effekt på elstolens elektroniske systemer. Disse kan omfatte:

- Udkobling af motorbremsen
- Ukontrollerbar adfærd fra elstolen
- utilsigtede styrebevægelser

I nærvær af meget stærke eller varige forstyrrende felter kan de elektroniske systemer endda gå helt i stykker eller fungere dårligt.

2.5 SIKKERHEDSTJEK FØR TUR

Lær følelsen af din rejsekørestol at kende og dens muligheder. Vi anbefaler, at du udfører et sikkerhedstjek før hver brug for at sikre, at din rejsekørestol fungerer problemfrit og sikkert. Udfør følgende inspektioner, før du bruger din kørestol:

- Kontroller dækkenes tilstand. Sørg for, at de ikke er beskadigede eller for slidte.
- Kontroller alle elektriske forbindelser. Sørg for, at de er tætte og ikke korroderede.
- Kontroller alle seleforbindelser. Sørg for, at de er fastgjort ordentligt.
- Kontroller bremserne for at sikre, at de fungerer korrekt.
- Kontroller batteritilstandsmåleren for at sikre, at batterierne er fuldt opladede.
- Sørg for, at det manuelle friløbshåndtag er i køretilstand, før du sætter dig på kørestolen.

Hvis du opdager et problem, skal du kontakte din autoriserede udbyder for at få hjælp. Se venligst kontaklinformationsindsatsen i din ejers pakke.

3. BESKRIVELSE AF PRODUKTIONEN

3.1 PRODUKTETS EGENSKABER (HP200)

3.1.1 Dette produkt består af stel, hjul, sæde, armlæn, lithiumbatteri, motor og controller med et let og kompakt design. Hele kørestolen kan foldes med en knap, og den kan nemt bæres eller rulles efter foldning. Armlænet kan vippes bagud, hvilket er praktisk for ældre at bevæge sig. Den er også udstyret med en højtydende controller, som kan betjenes fleksibelt af ældre.

Batteriboksen kan fjernes for opladning.

3.1.2 IPX4 vandtæthedsklassificering og anti-elektrisk stød: Type B anvendt del







3.1.3 Dette produkt er designet til forenklet betjening og er brugervenligt.

3.1.4 Det ergonomiske ryglæn og sæde i stretchmesh er designet til at give rigelig komfort for føreren.

3.1.5 Dette produkt er velegnet til brug indendørs og på flade veje i nærheden af bygninger.

3.2 HOVEDSTRUKTUR


3.2.1 NAVNE PÅ DELE



- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 1. Armlæn | 6. Baghjul | 11. Anti-tip hjul | 16. Opladning |
| 2. Joystick | 7. Ryglæn (stræknet) | 12. Friløbshåndtag | 17. Låsestykke |
| 3. Sæde (stræknet) | 8. Lås håndtag | 13. Batteriboks | 18. Pude |
| 4. Forhjul | 9. Foldbart låsehåndtag | 14. Batterikontakt | |
| 5. Fodstøtte | 10. Montering af baghjul | 15. Batteri | |

3. BESKRIVELSE AF PRODUKTIONEN

3.3 KREDSLØBSDIAGRAM



3. BESKRIVELSE AF PRODUKTIONEN

3.4 TEKNISKE PARAMETRE


Tekniske modeller	HP200
Ramme	Kulfiber
Vægt (W/T batteri)	14,5 kg
Maks. belastning	125 kg
Motor (nominel udgangseffekt)	24V 170W
Batteri	24V 20Ah/10,4Ah Li-ion-batteri (ekstraudstyr)
Oplader	29.4v 2A mikrofonhoved, AC PLUG medium måler
Forhjul	8" PU-dæk
Baghjul	12" dæk og kulfiberfælg
Armlæn	Vip op
Fodstøtte	Foldbare
Bremse	Elektromagnetisk bremse
Sæde og ryglæn hynde	Stræk mesh
Åbnede dimensioner	1000x620x950 (mm)
Foldede dimensioner	620x340x800 (mm)
Sædebredde	450 mm
Sædedybde	450 mm
Sædehøjde over jorden	480 mm
Armlænets højde	250 mm
Ryglænets højde	520 mm
Maks. hastighed	6,0KM/h
Statisk stabilitet	≥9°
Dynamisk stabilitet	≥6°
Bremselængde på vandret vej	≤1,1 m
Ydeevne for hældning	9°
Klatreevne	≥6° (<12°)
Forhindringskrydsningshøjde	≥40 mm
Grøftekrydsningsbredde	100 mm
Min. venderadius	≤900 mm
Teoretisk køreafstand (20AH batteri)	20 km

4. INSTALLATION & JUSTERING

4.1 INSTALLATION / FJERNELSE AF CONTROLLER

Indsæt det øverste beslag på joysticket i det faste rør på armlænet som vist i diagrammet, og spænd det derefter med knappen.

Betjen modsat, hvis den betjenes med venstre hånd.



4.2 MANUELT FRILØBSHÅNDTAG

Træk frihjulshåndtagene i åben position  for at sætte kørestolen i bremseudløserposition, og du kan skubbe kørestolen manuelt. Når håndtaget skubbes til lukket position, er kørestolen i bremsetilstand og kan ikke skubbes.




ADVARSEL:

Bremserne skal være i lukket tilstand , dvs. kørestolen kan startes, når den er i bremsetilstand.



Det er forbudt at bruge åbningsfunktionen , når kørestolen kører op ad bakke eller ned ad bakke for at sikre brugerens og kørestolens sikkerhed.



ADVARSEL:


1. Sluk for tænd/sluk-knappen på controlleren, før bremserne lukkes, og sid ikke på sædet, mens bremserne er åbnet. Åbn ikke bremserne, når kørestolen er på en skråning eller en skrånende position.
2. Bremsesystemet er i åben tilstand, når bremsen åbnes.

4. INSTALLATION & JUSTERING

3. Når bremsen åbnes, kan kørestolen kun skubbes på den vandrette overflade. Sæt derefter den elektromagnetiske bremse i lukket tilstand.

4.3 INSTALLATION, FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF BATTERIBOKS

4.3.1 INSTALLATION: Skub batteriboksen fremad langs den U-formede fastgørelsesstrimmel, og juster den med frontterminalen, indtil den klikker på plads.




4.3.2 FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING:

Fjern batteriboksen ved at trykke på batterilåsehåndtaget, mens du trækker batteriboksen tilbage langs åbningen.

 **Opmærksomhed:**

(1) Når du indsætter batteriboksen, skal knappen på batteriboksen være i "ON"-tilstand, dvs. strømmen er tændt.



4. INSTALLATION & JUSTERING

(2) Hold batteriet med begge hænder for at forhindre, at det tabes, når batteriet skal installeres eller fjernes.



4.4 INSTALLATION AF SIKKERHEDSSELE

1. Hold spændet på sikkerhedsselen, og tryk sammen for at løsne sikkerhedsselen.
2. Juster spændet med indsatsen, tryk ned, indtil du hører "klik"-lyden.



ADVARSEL

Spænd sikkerhedsselen, når du sidder i kørestolen.



4.5 ANTI-TIP HJUL

1. Kørestolen er udstyret med vippesikrede hjul, som bruges til at forhindre kørestolen i at vælte i en nødsituation. Vippesikringshjulene på denne kørestol kan ikke fjernes.






ADVARSEL

Kør ikke kørestolen, hvis vippesikringshjulene er fjernet eller beskadiget.



ADVARSEL

Anti-tip-hjul er kun egnet til hårde overflader. Hvis vejen er mudret, kan tippesikringshjulet sætte sig fast.




4. INSTALLATION & JUSTERING

4.5.1 LØFT AF ARMLÆN

- (1) Tryk på den røde knap på siden.
- (2) Armlænet kan løftes op eller ned, hvilket gør det nemt at komme ind eller ud af kørestolen.

4.6 UDFOLDNING AF ELSTOLEN

4.6.1 Hold ryglænsrammen med venstre hånd og åbn fodstøtten med højre hånd som vist i højre diagram.




4.6.2 Før du åbner elstolen, skal du placere hele køretøjet fladt.

- (1) Tryk på låsestykket med højre hånd for at forskyde skruen og låsestykket.
 - (2) Hold samtidig ryglænsrammen med venstre hånd og løft den opad for at folde den udad.
- Når skruen er adskilt fra låsestykket, kan du frigøre den med din højre hånd.


Opmærksomhed:

Når du udfører trin (2), skal du slippe din hånd, der trækker i udløserrebet i tide for at forhindre håndklemning!



4. INSTALLATION & JUSTERING

4.6.3 Når ryglænsrammen åbnes, er kørestolen helt åben, når du hører "klik"-lyden, og krogen klikker på plads.



4.6.4 Kørestolen er helt åben.



4. INSTALLATION & JUSTERING

4.7 SAMMENFOLDNING AF KØRESTOLEN




☞ Opmærksomhed:

Fjern venligst puden, så kørestolen let kan foldes sammen.

4.7.1 Træd det foldbare låsehåndtag ned med din højre fod, og hold samtidig ryglænsrammen med din højre hånd og skub den fremad, indtil krogene på begge sider af kørestolen frigøres som vist i det højre diagram.


4.7.2 Når krogene er frigjort, skal du løfte foden for at frigøre det foldbare låsehåndtag. Hold ryglænsrammen med højre hånd og fold den nedad mod fronten og luk den som vist i højre diagram.

4.7.3 Når det er foldet ned, og "klik"-lyden høres, blokerer låsestykket skruerne og låser kørestolen, så den ikke åbner automatisk.



4. INSTALLATION & JUSTERING

4.7.4 Når fodstøtten er foldet sammen, skal den vippes indad igen og sættes sammen som vist i højre diagram.




4.8 STÅENDE DEN SAMMENFOLDEDE KØRESTOL

Når kørestolen er foldet sammen, kan den opbevares lodret for at spare opbevaringsplads.

ADVARSEL

1. Før du åbner eller folder kørestolen, skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindringer omkring kørestolen.
2. Sørg altid for, at dine fingre er væk fra de mekaniske led på den foldede kørestol, før du åbner eller folder den sammen for at forhindre, at hånden klemmes.
3. Sid ikke på sædet eller kør kørestolen, før den sammenfoldede kørestol er helt åbnet.
4. Sørg for, at kørestolen er helt åben, før du sætter dig på den eller kører den.



5. BETJENINGSVEJLEDNING

5.1 BETJENING – KØRSEL AF ELSTOLEN

5.1.1 JOYSTICK



1. Lav hastighedsknap

2. Tænd / sluk-knap

3. Batteri måler

4. Hastighedsindikator

5. Horn knap

6. Høj hastighed knap

7. Joystick håndtag

1. **LAV HASTIGHEDSKNAP:** Tryk for at sænke hastigheden.
2. **ON/OFF-knap:** Tryk én gang for at tænde elstolen, og tryk én gang for at slukke for elstolen.
3. **BATTERIMÅLER:** Angiver batteriet voltage. Grøn er fuldt opladet; Gult er halvt fuldt, og rødt angiver, at batteriet skal oplades.
4. **HASTIGHEDSINDIKATOR:** Angiver den hastighed, der er indstillet af knapperne 'Langsom hastighed' eller 'Forøg hastighed'.
5. **HORN-KNAP:** Denne knap aktiverer et advarselshorn.
6. **Høj HASTIGHEDSKNAP:** Tryk for at øge hastigheden.
7. **JOYSTICK-HÅNDTAG:** Joysticket håndtag i den retning, du kører i. Skub fremad for at gå fremad, træk tilbage for at gå baglæns, venstre for at gå til venstre og højre for at gå til

5. BETJENINGSVEJLEDNING

højre.

ADVARSEL

Det er forbudt at slukke for strømmen under kørslen, da denne handling pludselig vil få elstolen til at stoppe og muligvis vælte.

5.2 FØR DU SIDDER PÅ DIN ELSTOL

- Sørg for, at batteriboksens kontakt er i positionen 'Til'.
- Sørg for, at friløbshåndtagene er i 'Lock'-positionen (se 4.2 Manuelt frihjulshåndtag).
- Sørg for, at batteriet er fuldt opladet.
- Fastgør sikkerhedsselen.
- Sørg for, at elstolen er helt åben, og at sæderørene er placeret korrekt på sidebeslag (se 4.6 Udfoldning af elstolen).
- Sørg for, at joystickhåndtaget er slukket for at forhindre elstolen i at bevæge sig, hvis utilsigtet Joystick-kontakt foretages.

5.3 STARTER

- Sørg for, at du sidder sikkert.
- Sørg for, at fodstøtterne er monteret i den rigtige højde til dine fødder.

5.4 STYRING

- Joysticket giver dig mulighed for at styre elstolen. Vi anbefaler, at du sænker hastighedsindstillingen til den laveste hastighed, indtil du har fået erfaring og øvelse i at manøvrere elstolen.
- Sørg for at holde tilstrækkelig frigang, når du drejer din elstol, så baghjulene er fri for forhindringer.
- Udvis endnu større forsigtighed, når du manøvrerer og styrer i bakgear.

5.5 KØRSEL PÅ SKRÅNINGER, SKRÅNINGER OG RAMPER

- Når du kører i din elstol, må du aldrig køre ned eller op ad en stigning, der er større end anbefalet: Se 4.0 Specifikationer.
- Kør altid lige op eller lige ned ad en skråning, rampe, skråning osv.
- Kør aldrig over (kryds) en skråning, rampe osv., i nogen retning - Kørsel over en skråning, rampe osv. kan resultere i, at elstolen vælter, hvilket kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- Prøv at holde elstolen i bevægelse, når du klatrer eller går ned ad en skråning. Hvis du skal stoppe, skal du genstarte og accelerere langsomt og forsigtigt.

6. BATTERI OG OPLADER

ADVARSEL! Ved kørsel på skråninger kan elstolens bremselængde være betydeligt større end på jævnt underlag.

6.1 GENEREL INFORMATION OG INSTRUKTIONER OM OPLADNING

Din el-stol bruger et langtidsholdbart lithium-ion-batteri. Dette batteri er forseglet og vedligeholdelsesfrit. Da den er forseglet, er det ikke nødvendigt at kontrollere elektrolytniveauet (væske). Lithium-ion-batterier er designet til at håndtere en længere og dybere afladning. Selvom de ligner bilbatterier i udseende, er de ikke udskiftelige. Bilbatterier er ikke designet til at håndtere en lang, dyb afladning og er usikre til brug i elstole.



OBLIGATORISK! Batteripoler, terminaler og relateret tilbehør kan indeholde bly og blyforbindelser. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du håndterer batterier, og vask hænder efter håndtering.



ADVARSEL! Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis du har spørgsmål vedrørende batteriet i din elstol.

Opladning af batteriet

Batteriopladeren er afgørende for at give lang levetid til dit elstolsbatteri. Den er designet til at optimere din elstols ydeevne ved at oplade batteriet sikkert, hurtigt og nemt. Batteriopladeren fungerer kun, når opladerens netledning er sat i en stikkontakt.



FORBUDT! Fjernelse af jordforbindelse kan skabe elektrisk fare. Installer om nødvendigt en godkendt 3-benet adapter korrekt til en stikkontakt med 2-benet stikadgang.



FORBUDT! Brug aldrig en forlængerledning til at tilslutte din batterioplader. Sæt opladeren direkte i en korrekt tilsluttet standard stikkontakt.



FORBUDT! Lad ikke børn uden opsyn lege i nærheden af elstolen, mens batteriet oplades. Pride anbefaler, at du ikke oplader batteriet, mens elstolen er optaget.



OBLIGATORISK! Læs batteriopladningsinstruktionerne i denne vejledning og i manualen, der følger med batteriopladeren, før du oplader batteriet.



ADVARSEL! Der kan dannes eksplosive gasser under opladning af batteriet. Hold elstolen og batteriopladeren væk fra antændelseskilder såsom flammer eller gnister, og sørg for tilstrækkelig ventilation, når du oplader batteriet.

ADVARSEL! Du skal genoplade din elstols batteri med den medfølgende eksterne oplader. Brug ikke en batterioplader af bilypen.

ADVARSEL! Undersøg batteriopladeren, ledningerne og stikkene for skader før hver brug. Kontakt din autoriserede Pride-udbyder, hvis der konstateres skader.



ADVARSEL! Forsøg ikke at åbne batteriopladerens kabinet. Hvis batteriopladeren ikke ser ud til at fungere korrekt, skal du kontakte din autoriserede Pride-udbyder.

6. BATTERI OG OPLADER

ADVARSEL! Vær opmærksom på, at batteriopladerens etui kan blive varmt under opladning. Undgå hudkontakt og anbring ikke på overflader, der kan blive påvirket af varmen.

ADVARSEL! Hvis batteriopladeren er udstyret med køleåbninger, skal du ikke forsøge at indsætte genstande gennem disse åbninger.



ADVARSEL! Hvis din batterioplader ikke er testet og godkendt til udendørs brug, må du ikke udsætte den for ugunstige eller ekstreme vejrforhold. Hvis batteriopladeren udsættes for ugunstige eller ekstreme vejrforhold, skal den have lov til at justere

til forskellen i miljøforhold før indendørs brug. Se manualen, der fulgte med batteriopladeren, for at få flere oplysninger.

6. BATTERI OG OPLADER

BEMÆRK VENLIGST: Jazzy® Ultra-Lite-batteriet kan oplades med batteriboksen enten installeret på eller fjernet fra strømbasen.

6.2 OPLADNING AF DINE BATTERIER

- Sørg for at læse og forstå batteriopladerens brugervejledning, hvis den medfølger, samt sikkerhedsanvisningerne på opladeren.
- Sluk for elstolen.
- Beslut dig for, hvilket ladestik der skal bruges. Du har 2 valgmuligheder:
 1. Batteriboksstik (giver dig mulighed for at oplade batterier 'uden for bord', f.eks. i dit hus) (fig. 6.2.1)
 2. Controller-opladningsstik (sparer dig for at bøje dig ned for at tilslutte opladeren) (fig. 6.2.2)







Fig. 6.2.1



Tænd/sluk- Blåt lys
Rødt lys

Seddel:

Når du vil kontrollere strømmen, skal knappen på batteriboksen være "ON", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen, strømindikatoren vil være tændt, og du kan kontrollere strømmen.

Bemærk: Indikatoren slukkes automatisk efter 5 sekunder.

1. Grøn indikator betyder, at batteriet har strøm
2. Når de sidste fire grønne indikatorer er slukket, betyder det, at strømmen er lav, og batteriet skal oplades

6. BATTERI OG OPLADER

Fig. 6.2.2

Batteri

Bemærk: Knappen på batteriboksen skal være "ON" under opladningen, dvs. opladning med strømmen tændt.



ADVARSEL: Tænd for kontakten på batteriboksen før opladning.

- Sæt opladerstikket i stikkontakten.
- Tænd ikke for batteriopladeren, før alle stik er på plads.
- Sluk for strømmen til opladeren, før du tager opladerstikket ud af opladningen stikkontakt.



ADVARSEL! Risiko for eksplosion og ødelæggelse af batterier, hvis den forkerte batterioplader bruges. Brug kun den batterioplader, der følger med dit køretøj, eller en oplader, der er godkendt af producenten.



ADVARSEL! Brug eller opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder såsom ild eller varmelegeme.



ADVARSEL! Forsøg aldrig at åbne eller adskille opladeren. Hvis batteriopladeren ikke ser ud til at fungere korrekt, skal du kontakte din autoriserede udbyder.



ADVARSEL! Brug ikke batteriet, hvis det afgiver en lugt, genererer varme eller på nogen måde virker unormalt. Hvis batteriet er i brug eller genoplades, skal du straks fjerne det fra enheden eller opladeren og afbryde brugen.



ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød og beskadigelse af batteriopladeren, hvis den bliver våd. Beskyt altid batteriopladeren mod vand og oplad altid i et tørt miljø.

6. BATTERI OG OPLADER

6.3 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

Hvordan fungerer opladeren?

Batteriopladeren tager standard stikkontakt voltage (vekselstrøm) og konverterer den til 24V DC (jævnstrøm). Batteriet bruger en jævnstrøm til at drive din elstol. Når batterispændingen er lav, arbejder opladeren hårdere for at oplade batteriet. Da batteriet voltage nærmer sig fuld opladning, arbejder opladeren ikke så hårdt for at fuldføre opladningscyklussen. Når batteriet er fuldt opladet, er strømstyrken fra opladeren næsten på nul. Sådan opretholder opladeren en opladning, men overoplader ikke batteriet.

Kan jeg bruge en anden batterioplader?

Du bør bruge den oplader, der følger med elstolen. Det er det sikreste og mest effektive værktøj til at oplade batteriet. Vi anbefaler ikke at bruge andre typer opladere (f.eks. en batterioplader til biler).

BEMÆRK VENLIGST: *Din elstols oplader fungerer ikke, efter at batteriet er afladet til næsten nul kapacitet. Hvis dette sker, skal du ringe til en autoriseret Pride-udbyder for at få hjælp.*

Hvor ofte skal jeg oplade batteriet?

Mange faktorer spiller ind, når man beslutter, hvor ofte batteriet skal oplades. Du kan bruge din elstol hele dagen dagligt, eller du må ikke bruge den i ugevis ad gangen.

④ Daglig brug

Hvis du bruger din elstol dagligt, skal du oplade batteriet, så snart du er færdig med at bruge din elstol. Din el-stol vil være klar hver morgen til at give dig en hel dags service. Det anbefales, at du oplader batteriet mindst 8 til 14 timer efter daglig brug. Pride anbefaler, at du oplader dit batteri i yderligere 4 timer, efter at batteriopladeren indikerer, at opladningen er fuldført.

6. BATTERI OG OPLADER

■ I hyppig brug

Hvis du bruger din elstol sjældent (en gang om ugen eller mindre), bør du oplade batteriet mindst en gang om ugen i 12 til 14 timer.

BEMÆRK VENLIGST: Hold dit batteri fuldt opladet og undgå at aflade batteriet dybt. Se manualen, der fulgte med batteriopladeren, for opladningsinstruktioner.

Hvordan kan jeg få maksimal rækkevidde eller afstand pr. opladning?

Det er sjældent, at du har en ideel køresituation som f.eks. glat, fladt, hårdt terræn uden vind, bakker eller kurver. Ofte bliver du præsenteret for bakker, fortovsrevner, ujævne og løst pakkede overflader, kurver og vind. Alle disse faktorer vil påvirke afstanden eller driftstiden pr.

batteriopladning. Nedenfor er et par forslag til at opnå den maksimale rækkevidde pr. opladning:

- Oplad altid batteriet helt før din rejse.
- Planlæg din rejse på forhånd for at undgå stigninger, hvis det er muligt.
- Begræns bagagevægten til vigtige genstande.
- Prøv at holde en jævn hastighed og undgå stop-and-go-kørsel.

Hvilken type batteri skal jeg bruge?

Vi anbefaler et Pride leveret lithium-ion-batteri, der er forseglet og vedligeholdelsesfrit. Se specifikationstabellen for at få flere oplysninger om det batteri, der bruges sammen med din elstol.



ADVARSEL! Ætsende kemikalier indeholdt i batterier. Brug kun lithium-ion-batterier for at reducere risikoen for lækage eller eksplosive forhold.

Hvorfor virker mit nye batteri svagt?

Ligesom nikkel-cadmium-batterier har lithium-ion-batterier en "hukommelseeffekt". Lithium-ion-batterier er specielt designet til at levere strøm, dræne deres opladning og derefter acceptere en relativt hurtig genopladning. Hvis batterierne løbende genoplades efter kun at være delvist afladet, mister de deres evne til at holde en fuld opladning.

Vi arbejder tæt sammen med vores batteriproducent for at levere et batteri, der passer bedst til din elstols specifikke krav. Friske batterier ankommer regelmæssigt til Pride og sendes straks med fuld opladning. Under forsendelse støder batteriet på ekstreme temperaturer, der kan påvirke den oprindelige ydeevne. Varme stjæler opladningen fra batteriet, og kulde sænker den tilgængelige strøm og forlænger den tid, der er nødvendig for at genoplade batteriet (ligesom med et bilbatteri).

Det kan tage et par dage, før batteriets temperatur stabiliserer sig og tilpasser sig den nye omgivelsestemperatur. Endnu vigtigere er det, at det vil tage et par "opladningscykluser" (en fuld dræning - derefter en fuld genopladning) for at etablere den kritiske kemiske balance, der er afgørende for batteriets maksimale ydeevne og lange levetid. Det vil være det værd at tage sig tid til at bryde batteriet ordentligt ind.

Hvordan kan jeg sikre maksimal batterilevetid?

Et fuldt opladet batteri giver pålidelig ydeevne og forlænget batterilevetid. Hold din elstols batteri fuldt opladet, når det er muligt. Batterier, der sjældent oplades, gentagne gange oplades efter kun en delvis

6. BATTERI OG OPLADER

afladning eller opbevares uden fuld opladning, kan blive permanent beskadiget, hvilket forårsager upålidelig elstolsdrift og begrænset batterilevetid.

BEMÆRK: *Et batteris levetid er ofte en afspejling af den pleje, det modtager.*

Hvordan skal jeg opbevare min elstol og dens batteri?

Hvis du ikke bruger din elstol regelmæssigt, anbefaler vi at opretholde batteriets vitalitet ved at oplade batteriet mindst en gang om ugen.

Hvis du ikke planlægger at bruge din el-stol i en længere periode, skal du oplade batteriet helt inden opbevaring. Drej batterikontakten til slukket eller "0" position, frakobl batteriet, og opbevar elstolen i et varmt, tørt miljø. Undgå ekstreme temperaturer, såsom frysning og for varme forhold, og forsøg aldrig at oplade et frossent batteri. Et koldt eller frossent batteri skal opvarmes i flere dage før genopladning.

Hvad med offentlig transport?

De Pride-leverede lithium-ion-batterier er designet til anvendelse i el-stole og andre mobilitetskøretøjer. Transport af varen på kommercielle fly er underlagt føderale regler og flyselskabspolitik. Vi foreslår, at du kontakter transportørens billetskranke på forhånd for at fastslå det pågældende luftfartsselskabs specifikke krav og for at sikre, at din elstol og dens lithium-ion-batteri er tilladt.

Hvad med forsendelse?

Hvis du ønsker at bruge et fragtfirma til at sende din elstol til din destination, skal du pakke din elstol om muligt i den originale forsendelsesbeholder og sende batteriet i en separat kasse.

7. DAGLIG KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt din elstol ved at få den kontrolleret regelmæssigt. Vi anbefaler kraftigt, at du får din elstol kontrolleret mindst en gang om året af en kvalificeret forhandler, som kun vil bruge de korrekte reservedele. Denne periodiske inspektion vil sikre dig, at elstolen fungerer sikkert i årevis. Der er mange ting, du selv kan gøre for at holde din elstol i optimal stand. Hvis du regelmæssigt tjekker kørestolen og udfører (lille) vedligeholdelse, vil dette forlænge levetiden og øge brugervenligheden.

7.1 DÆK OG HJUL

- Undersøg dæk med jævne mellemrum for slid, og udskift dem efter behov.
- Sørg for, at hjulene kan bevæge sig frit uden at røre ved noget. Forhjulet og forgaflen skal bevæge sig frit for at sikre en jævn kørsel.

7.2 MOTOR

- Er der unormal støj fra motoren? Fungerer den elektromagnetiske bremse korrekt?

7.3 TVÆRRAMME

- Kontroller, at kørestolens tværramme er i god stand. Sørg for, at kørestolen er nem at folde sammen og folde ud.

7.4 BATTERI MÅLER

- Skifter måleren til grønt, når den er tændt?
- Er den resterende strøm nok til din tur?

7.5 HORN KNAP

- Fungerer det korrekt?

7.6 POLSTRING

- Kontroller tekstilet for huller, revner og slidte pletter.
- Kontroller polstringsmonteringsstylerne for at sikre, at de alle er korrekt justeret og sikre.

7.7 RENGØRING

- Rengør polstring, chassis, plastkomponenter og ikke-elektriske dele på elstolen regelmæssigt med enten en tør eller fugtig klud.
- Brug ikke vand, olie eller andre kemiske opløsninger til at rengøre din elstol. Sørg for IKKE at sprøjte elstolen med vand, da dette kan beskadige de elektroniske komponenter. Rengør elstolen ved at tørre den af med enten en tør eller fugtig klud.
- Tag elstolen med til en autoriseret forhandler for reparation og justering. Forkerte justeringer kan føre til ulykker og funktionsfejl i elstolen.

7.8 UNIKT IDENTIFIKATIONSNUMMER

- Din elstol har et unikt identifikationsnummer, som er placeret flere forskellige steder på chassiset og batteriboksen. Dette unikke nummer gør det muligt for din autoriserede leverandør at bekræfte

7. DAGLIG KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

med producenten, hvis det er nødvendigt, alderen på din elstol, og hvornår den blev købt.

7.9 SLUT AF BRUG



Symbolet betyder, at dit produkt skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til lokale love og regler. Ved slutningen af kørestolens levetid skal du tage den med til det udpegede genbrugssted. Sortering og genanvendelse vil hjælpe med at bevare ressourcer og sikre, at de genanvendes på en miljøvenlig måde. Genbrug af hver del

skal håndteres af en udpeget autoriseret genbrugsorganisation i overensstemmelse med lokale love og regler. Hvad angår plastdele, ramme- og rørdele, kan de afleveres til professionelle genbrugsenheder til bortskaffelse efter endt brug.

8. GARANTI

GARANTIPOLITIK

BEGRÆNSET GARANTI. VIGTIG MEDDELELSE - FOR AT SIKRE, AT DENNE GARANTI ER VALIDERET, SKAL DEN UDFYLDES OG RETURNERES TIL FORHANDLEREN INDEN FOR 14 DAGE EFTER KØBET

8.1 ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI:

I et (1) år fra leveringsdatoen erstatter vi efter eget skøn til den oprindelige køber, gratis, enhver del eller elektronisk komponent, der ved undersøgelse af en autoriseret repræsentant for producenten viser sig at være defekt.

1. Hovedramme
2. Elektroniske controllere
3. Motor
4. Elektronisk magnetbremse
5. Oplader
6. Enhver anden elektrisk underenhed

BEMÆRK VENLIGST: Hvis der er en stigning i støjniveauet fra motoren/transakslen, gælder garantien ikke. En stigning i driftsstøjniveauet opstår normalt på grund af overdreven belastning af elstolen.

8.2 BATTERIER

Batterier er dækket af seks (6) måneders garanti fra den originale fabrik og yderligere seks (6) måneders garanti.

Bemærk: Gradvis forringelse af ydeevnen på grund af, at batterier efterlades i afladet tilstand, efterlades under kolde forhold i lange perioder eller er slidt op ved hård brug er ikke dækket.

8.3 UNDTAGELSER FRA GARANTIE

1. Plastdele, fodpladedæksler.
2. Dæk og anti-tip hjul.
3. Polstring og siddepladser.
4. Sikringer.
5. Reparationer og/eller ændringer foretaget på nogen del af elstolen uden specifikt og forudgående samtykke fra producenten.
6. Omstændigheder uden for producentens kontrol.

Undtagelser omfatter også komponenter med skader forårsaget af:

1. Forurening (regn osv.).
2. Misbrug, misbrug, ulykke eller uagtsomhed.
3. Kommerciel brug eller brug af andet end normalt.
4. Forkert betjening, vedligeholdelse eller opbevaring.

8. GARANTI

BEMÆRK VENLIGST: Gradvis forringelse af ydeevnen, fordi batteriet har været efterladt i afladet tilstand, efterladt under kolde forhold i en længere periode eller slidt op ved hård brug, er ikke dækket af garantien.

8.4 SERVICETJEK OG GARANTISERVICE

Denne garanti udvides kun til den oprindelige køber. Din originale kvittering vil være nødvendig som købsbevis, før der gives garantiydelse.

Denne garanti dækker kun fejl på grund af defekter i materialer eller udførelse, der opstår under normal brug, og dækker ikke skader, der opstår under forsendelse eller fejl, der er forårsaget af produkter, der ikke er leveret af producenten, eller fejl som følge af uheld, misbrug, misbrug, forsømmelse, forkert håndtering, forkert anvendelse, ændring, modifikation, kommerciel brug eller af andre end en autoriseret forhandler, eller skade, der kan tilskrives Guds handlinger.

Producenten forbeholder sig retten til uden varsel at ændre vægte, mål eller andre tekniske data vist i denne vejledning. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør ikke specifikationer.

Vigtig

Denne garanti er ugyldig, hvis det originale elstolsserienummer tag fjernes eller ændres.

For at validere garantien skal denne formular udfyldes online (hvor det er relevant) eller sendes til producenten.

8. GARANTI

8.5 MEDDELELSER TIL FORBRUGEREN

Der er ingen andre udtrykkelige garantier. I det omfang loven tillader det, er enhver underforstået garanti (herunder en garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål) begrænset til:

1. Et (1) år fra købsdatoen.
2. Reparation eller udskiftning kun af den defekte del.

8.6 VEDLIGEHOLDELSE OPTEGNELSER

Vedligeholdelse optegnelser			
Dato	Spørgsmål	Årsag	Bemærkning

Navn:	
Adresse:	Telefon:
Produktnavn:	Stregkode:
Købsdato:	
Garantiperioden: (Undtagen sliddele) , Andre vist i brugsanvisningen.	

Bemærk: Gå venligst til forhandleren for garantiregistrering inden for en måned, dette kort vil være gyldigt med forhandlerens eller producentens segl, og garantien vil blive udført med dette kort.

9. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING

9.1 FLASH-KODE

Fejlkoder

Hvis der opstår en systemudløsning, kan du finde ud af, hvad der er sket, ved at tælle antallet af blink på joystickmodul BDI.

Nedenfor er en liste over selvhjælpshandlinger. Prøv at bruge denne liste, før du kontakter din serviceagent. Gå til det nummer på listen, der matcher antallet af blink på BDI'en, og følg instruktionerne.

Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de beskrevne kontroller, skal du kontakte din serviceagent.

FLASH-KODE	SKYLD	VIRKNING PÅ ELSTOL	OPLØSNING
1	Batteriopladningen er for lav, eller der er en dårlig forbindelse.	Powerchair fortsætter med at køre.	● Oplad batterier. ● Kontroller alle batteriledningsforbindelser. ● Kontakt din serviceagent.
2	Dårlig forbindelse til venstre motor.	Elstolen holder op med at køre.	● Kontroller alle forbindelser mellem motoren og controlleren. ● Motoren kan være defekt og skal udskiftes. ● Kontakt din serviceagent.
3	Defekte venstre motorledninger eller en stalltilstand har blevet opdaget.	Elstolen holder op med at køre.	● Kontroller alle forbindelser mellem motoren og controlleren. ● Motoren kan være defekt og skal udskiftes. ● Kontakt din serviceagent.
4	Dårlig forbindelse til højre motor.	Elstolen holder op med at køre.	● Kontroller alle forbindelser mellem motoren og controlleren. ● Motoren kan være defekt og skal udskiftes. ● Kontakt din serviceagent.
5	Defekte højre motorledninger eller en stalltilstand er blevet Opdaget.	Elstolen holder op med at køre.	● Kontroller alle forbindelser mellem motoren og controlleren. ● Motoren kan være defekt og skal udskiftes. ● Kontakt din serviceagent.
7	En joystickfejl er angivet.	Elstolen holder op med at køre.	● Sørg for, at joysticket er i midterpositionen, før du tænder for controlleren. ● Kontakt din serviceagent.
7 + 'S'	En kommunikationsfejl er angivet.	Elstolen holder op med at køre.	● Sørg for, at joystickkablet er tilsluttet korrekt og ikke beskadiget. ● Kontakt din serviceagent.
8	Controller fejl.	Elstolen holder op med at køre.	● Kontroller alle ledningsforbindelser inklusive hovedbatteriforbindelser. ● Controlleren skal udskiftes. ● Kontakt din serviceagent.
9	Bremse fejl.	Elstolen holder op med at køre.	● De elektroniske bremses har en dårlig forbindelse eller fejl. ● Kontroller bremses og motorforbindelser ● Kontroller også controllerens forbindelser. ● Kontakt din serviceagent.

10. TRANSPORT OG OPBEVARING

10	Overdreven Voltage	Elstolen holder op med at køre.	• Dette skyldes normalt dårlige batteriforbindelser. • Kontroller batteriforbindelserne.
----	--------------------	---------------------------------	--

10.1 TRANSPORT OG OPBEVARING

- a) Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C - 50 ° C / -13 ° F - 122 ° F;
- b) Relativ luftfugtighed: ≤80%
- c) Atmosfærisk trykområde: 86kPa ~ 106kPa;
- d) Kan transporteres i almindelig transport.

10.2 BETJENING

- a) Omgivelsestemperaturområde: -5 ° C - 40 ° C / 23 ° F-104 ° F;
- b) Relativ luftfugtighed: ≤85%
- c) Atmosfærisk trykområde: 86kPa ~ 106kPa;

Oplysninger om producenten:

Kunshan Hi-Fortune Health Products Co., Ltd
No.625 Juxiang Road zhangpu by, Kunshan City
Jiangsu-provinsen, Kina
TLF: +86 512 55195100.
TELEFAX: +86 512 55199300
www.hi-fortune.net

Storbritannien ansvarlig person
Oplysninger om autoriseret repræsentant: SUNGO
Certification Company Limited
3. sal, 70 Gracechurch Street
EC3V 0 TIMER
London, England,
Storbritannien

EU-autoriseret repræsentant
SUNGO Europe B.V.
Fascination Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Holland
Moms: NL857821659B01
Yana Zhang (Ms.) PRRC
NL-AR-000000247
+31(0)2021 11106
ec.rep@sungogroup.com/yan.zhang@sungoglobal.com



**Pride Virksomheds- og
datterselskabslokationer:**

USA 401 York Avenue Duryea, PA 18642

www.pridemobility.com

Canada 5096 South Service Road

Beamsville, Ontario L3J 1V4

www.pridemobility.ca

Australien 20-24 Apollo Drive Hallam, Victoria
3803

www.pridemobility.com.au

New Zealand

391 Neilson Street

Penrose, Auckland 1061

www.pridemobility.co.nz

UK 32 Wedgwood Road Bicester, Oxfordshire
OX26 4UL

www.pride-mobility.co.uk

Holland De Zwaan 31601 MS Enkhuizen

www.pride-mobility.nl

www.pridemobility.eu

Italien Via del Progresso-ang. Via del

Lavoro Loc. Prato della Corte 00065 Fiano

Romano (RM) www.pride-italia.it

France 26 Rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-
Priest

www.pridemobility.fr

Spain Calle Las Minas Número 67

Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón 28923

Madrid

www.pridemobility.es

Tyskland Josef-Förster-Straße 6-8

33161 Hövelhof

www.pridemobility.de

China Room 508, Building #4, TianNA Business

Zone No. 500 Jianyun Road, Pudong New

Area Shanghai 201318

www.pridechina.cn