


# Instruktions Manual (UN-2000M)

## Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M)



### Brugsanvisninger

- Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen på lav for at få den lave intensitet og på høj for at opnå den høje intensitet.
- Tryk på den gule knap for at aktivere den infra-røde lampe og tilføj dermed varme til massagen, tryk på knappen igen for at slukke for det infra røde lys.
- Efter brug, sæt indstillingsknappen til slukket position, fjern derefter stikket fra stikkontakten.



## **FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER**

- Brug ikke apparatet på det samme eksakte område i længere tid af gangen. Apparatet er beregnet til at blive brugt i en jævn bevægelse med konstant ændring af massageområdet.
- Vigtigt : Begræns brug af apparatet til 10 – 15 minutter af gangen.
- Masser altid mod hjertet. Masser op af benene og armene for at stimulere blodcirkulationen mod hjertet i stedet for væk fra hjertet.
- Enhvers krop og hud reagerer forskelligt på varme og massage. Behandlingstid, intensitet og varme som er passende vil variere fra person til person og sted på kroppen.
- Personer med følgende diagnoser/problemer tilrådes ikke at bruge apparatet :  
Pacemaker, kunstige led, diabetes, graviditet, sygdom, tuberkulose, godartede og ondartede svulster, hæmorider, hævelser på huden, årebetændelse og tendens til blodpropper, strombose, åbne sår, kvæstelser, rifter og ikke definerede smerter i lægmusklerne.
- Massagen skulle gerne være behagelig og komfortabel. Kontakt altid din behandler hvis du skulle have nogle spørgsmål vedrørende brugen af apparatet.

## **ADVARSEL**

For at reducere risiko for forbrænding, ild, elektrisk stød eller skade på folk:

Apparatet skal ikke efterlades uden opsyn når det er sat til strøm, tag stikket ud når apparatet ikke er i brug.

Brug ikke apparatet i bad eller bruser eller andre våde områder. Opbevar ikke apparatet hvor det kan falde eller blive udsat for vand. Læg ikke apparatet i vand eller andre væsker. Vær særdeles opmærksom ved brug af børn, tæt på børn, invalide eller handicappede personer.

Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som beskrevet i denne manual. Brug ikke apparatet hvis det har været tabt eller er ødelagt. Brug ikke apparatet hvis ledningen er beskadiget.

## **VEDLIGEHOLDELSE**

Ved rengøring tages stikket ud af stikkontakten og enheden tørres med en fugtig klud. Sæt ikke apparatet i vand eller lad vand komme i kontakt med apparatet eller komme ind i apparatet. Efter rengøring må apparatet først tages i brug igen når det er helt tørt.

Efter brug, bør produktet opbevares på et sikkert, køligt og tørt sted.

## **Cirkulerende energibane i organerne og Stimulerende Terapi**

Hvad er den cirkulerende energibane ?


Der er en cirkulerende bane af energi i den menneskelige krop, som er nødvendig for funktionaliteten af de indre organer. (lever, hjerte, milt, nyre, galde, tyndtarmen, mavesækken, tyktarmen, blæren). Derfor, hvis vi stimulerer nogle bestemte punkter på denne rute på huden som er forbundet til enkelte organer, er

det muligt at opnå den terapeutiske effekt for symptomer og lidelser. På punkterne kan cirkulationen stoppes hvis der er nogle problemer i kroppen. De forskellige behandlingsmetoder der bruger sådanne punkter er finger-pressur, massage, akupunktur, fysioterapi m.fl.


## Fjernstyrings Terapi

Når vi stimulerer punkterne på den cirkulerende rute, bliver organerne stimuleret via den cirkulerende rute, og forhåbentlig på den måde bliver funktionen af kroppen forbedret. For eksempel kan vi opnå effekten hvis vi trykker på bagsiden af hånden ved tandpine, toppen af hovedet ved hæmorider og foden ved maveproblemer. Dette kaldes fjernstyrings terapi, som er meget brugt ved finger pressur og massage.

## Trigger Punkter til helbreds kontrol





## Basis Terapi ved finger pressur



## Prinsipper til fjernelse af fedt på maveregionen


Lig på sengen med hovedet på en hård pude og stimuler punkterne på maven. Ved udånding pres med fingrene på hjertekulen kraftigt og stimuler nedad mod den nedre del af maven i langsomme cirkulerende bevægelser, ryst derefter den nedre del af maven med begge hænder.






**Trigger Punkter til symptomer og lidelser**

**Under foden** – Hvis du stimulerer undersiden af foden hver dag vil du føle du har mere energi og måske endda føle dig yngre.



## Trigger Punkter til voksen sygdomme



### SERVICE OG GARANTI

Chiroform ApS garanterer dette produkt mod fejl som er opstået på baggrund af mangelfuld materiale eller forarbejdningen i en periode på et (1) år fra købsdato. Denne garanti dækker ikke skade på produktet som følge af uheld eller forkert brug. Skulle produktet blive defekt indenfor garanti perioden vil vi reparere eller ombytte, hvis reparation ikke kan lade sig gøre eller betale sig. Ved indlevering af produktet skal medbringes original faktura.

