

DoseSystem

... medicin til tiden





DoseSystem

ON

Medicine

Slut med glemt medicin

DoseSystem minder borgere om, hvornår de skal tage deres medicin. Så de bedre kan klare sig på egen hånd. Pårørende kan være trygge. Og plejepersonalet på bosteder, i hjemmeplejen og på plejehjem sikrer medicin til tiden og sparer ressourcer. Uden at forringe kvaliteten i servicen eller i borgernes liv.*

Vi har nemlig udviklet DoseSystem for at løse problemer. Ikke skabe nye. Derfor er alt designet, udviklet og testet i Danmark i tæt samarbejde med plejepersonale og borgere. På de næste sider kan du læse om medicinboksen DoseCan, doseringsæskeden DoseTray og DoseSystem app'en, som giver let adgang til hele systemet.

DoseSystem er patent pending.




“Vi håber, du vil tage godt imod denne mulighed for medicin til tiden”.

**Jesper K. Thomsen, grundlægger,
og resten af DoseSystem teamet**

*) Rapport fra Københavns Universitet, Økonomisk Institut, december 2015,
Den helt rigtige dosis af Caroline Tøxen Kristiansen og Henriette Nylander Nielsen



DoseSystem



76,4 %

af de adspurgte borgere i hjemmeplejen i Guldborgsund Kommune synes, at overgangen fra hjemmeplejebesøg til DoseSystem har været god eller meget god*

*) Rapport fra Københavns Universitet, Økonomisk Institut, december 2015,
Den helt rigtige dosis af Caroline Tøxen Kristiansen og Henriette Nylander Nielsen

Mød DoseCan. Medicinboksen til det hele

Medicinboksen måler 17x16x10 cm. Den kan rumme dosispakket medicin, doseringsæsker og side-ordineret medicin som cremer, plastrer og dråber. I låget er et display med huskefunktion. Med bip og blik alarmerer funktionen borgeren, når det er tid til medicin. Inde i boksen er der en bakke med et spyd, som gør det nemt at åbne doseringsposer og undgå, at piller ryger på gulvet. Skal borgeren ikke selv have adgang til medicinen, låses boksen med en universal magnethøgle, som personalet kan have på sig.

Kvitter på OK-knappen

Når medicinen er taget, skal borgeren kvittere med et tryk på boksens eneste knap: OK-knappen. DoseSystem app'en sikrer, at personalet har overblik over, hvem der har kvitteret for sin medicin. Kvitterer borgeren ikke, får personalet og evt. pårørende alarmer i form af push-beskedes, som automatisk sendes til smartphones og devices. Herefter skal de følge op ved at ringe eller køre ud til borgeren. Dette kan nedsætte antallet af utilsigtede hændelser som følge af glemt medicin.

Tryk på tur

Låget kan tages af DoseCan og medbringes i tasken sammen med en mindre mængde medicin. På den måde er huskefunktionen og kvitterings-knappen lige ved hånden, når borgeren er på tur og rejse. Det giver frihed og tryghed.





MORGEN

▼ MIDDAG ▼

Prøv DoseTray.

Doseringsæsken alle kan åbne

Mange kender problemet med doseringsæsker, hvor låget kan være svært at få af og på. Eller ligefrem falder af, så pillerne ryger ud. Det sker ikke med DoseTray, fordi låget er en integreret del af doseringsæsken. Det fungerer nemlig som et jalousilåg, der kan køres frem og tilbage. Endda med én hånd.

Det betyder for det første, at DoseTray er nem at åbne. Også for borgere, der ryster på hænderne eller har nedsat kraft i fingrene. For det andet kommer pillerummene til morgen, middag, aften og nat i kronologisk rækkefølge i DoseTray. Med jalousilåget er det derfor muligt at åbne æsken lidt efter lidt, som døgnets skridter frem. Endelig kan låget afmonteres og sammen med doseringsæsken vaskes i opvaskemaskinen, så alle delene bliver helt rene.

Endnu en fordel

I DoseTray står ugedagene på enden af æsken i stedet for på låget. Dermed kan ugedagene ses, når en række DoseTrays står i en DoseCan. DoseTray kommer i en kasse med 8 stk., så der er doseringsæsker til 7 ugedage + en reserve uden ugedag. DoseTray har i øvrigt samme størrelse som de gængse doseringsæsker på markedet.



Mere tryghed med DoseSystem. Mind om meget andet end medicin.

De to alarmtyper i DoseSystems display bruges på meget forskelligt af vores kunder. DosisAlarmen fortæller, som beskrevet, når det er tid til at tage en dosis medicin. SideAlarmen bruges derimod vidt forskelligt fra borger til borger. Ofte bruges SideAlarmen til at minde om smertepastre, sidedoseringer, cremer, insulin og brug af inhalator. Alt det, som ikke er en del af den ordinerede dosis i æske eller dosispakke. Men SideAlarmen bruges også til at minde borgeren om andet, der er vigtigt:

F. eks. Husk at drikke, Husk at spise, Husk at tisse, Husk træning m.m.

Skriv små selvalgte beskeder, der vises i displayet, og som borgeren skal kvittere for.

Alle tryk på DoseCans OK knap fortæller plejepersonalet eller pårørende, at borgeren er aktiv. Kvitteres der ikke, kan det have mange årsager, f.eks. et fald.

Det skaber tryghed i mange sammenhænge.



DosisAlarm



SideAlarm

76,5 %

af de adspurgte borgere i hjemmeplejen i Guldborgsund Kommune synes, at DoseCan er let og ligetil at anvende*

*) Rapport fra Københavns Universitet, Økonomisk Institut, december 2015,
Den helt rigtige dosis af Caroline Tøxen Kristiansen og Henriette Nylander Nielsen

Mød os på tlf. 70 70 74 47
eller www.DoseSystem.com

... og få medicin til tiden



DoseSystem