

# 1 SÅDAN TÆNDES BASIC

Enheden tændes ved at holde den øverste knap på siden inde, indtil enheden vibrerer og blinker.

Hvis enheden ikke reagerer, kan den placeres i opladeren.



# 2 SÅDAN OPLADES BASIC

Du oplader enheden ved at sætte enheden i den medfølgende ladestation. Når enhedens lysdioder blinker grøn og rød på siden, og opladerstationens lys i bunden pulserer langsomt oplades enheden.

En fuld opladning tager ca. 3 timer.



# 3 SE STATUS PÅ BASIC

Lamperne på enheden af siden vil blinke, når enheden er tændt.

Batteri status ses i app'en.



Har du behov for yderligere vejledning eller information om produktet, kan du altid finde opdaterede vejledninger på vores hjemmeside [stellacare.dk](https://stellacare.dk).

Disse opdateres løbende med nye funktioner.

Vil du gerne have personlig hjælp, kan du kontakte os på telefon 42429060.