

QuickGuide



Bag på pumpen sidder tænd og sluk knap. Sørg for at pumpen er slukket når strømledning og manchetslanger tilsluttes.

Indstilling af behandlingstid:

Tryk på knap 2.
Drej på knap 5 til den ønskede tid fremkommer.
Tryk på knap 2 igen

Indstilling af pausetiden mellem to oppumpninger:

Tryk på knap 3.
Drej på knap 5 til den ønskede tid fremkommer.
Tryk på knap 3 igen

Indstilling af oppumpningstid:

Tryk på knap 4
Drej på knap 5 til den ønskede tid fremkommer.
Tryk på knap 4 igen

Regulering af kompressionstrykket, mm Hg:

Drej med uret for højere tryk
Drej mod uret for lavere tryk

Tryk på knap 1 for at starte behandlingen.

Ønskes der pause i behandlingen, kan maskinen stoppes og startes igen på knap 1

OBS!

Behandlingen må ikke gøre ondt eller føles ubehagelig.