

RESUME & QUICK GUIDE

MEKANIK

Check at hjulaksler er spændte, og at dækkene har korrekt lufttryk.

Check håndbremsens funktion herunder greb på fælq, kabelfæste og håndtag.

Check at alle skruer og bolte er spændte på pinde til sadel og kropsstøtte.

Check for rust og andre tegn på overbelastning.

GENERELT & PÅ-/AFSTIGNING

Sid aldrig på Petraen under transport i andet køretøj. Petra bør transporteres i bagagerum eller trailer og fastgjort med dertil egnet materiel.

Petra er kun beregnet for **en** bruger, der støtter krop på sadel og kropsstøtte.

Ingen del af stel eller hjul er beregnet til at stå på.

På- og afstigning skal ske på fladt, jævnt underlag, med nødvendig assistance. Anvend parkeringsbremsen.

Eventuel kørestol eller rollator skal være bremsat og placeret tæt på Petraens sadel.

Gennemgå betjening af kiplede og forflytningsmetode samt tilstrækkelig assistance før start på forflytning.

Man skal ikke støtte sig til styret, hvis PETRA er ubelastet og frempind fremadrettet, da styrets greb i fremadrettet position ligger udenfor understøttelsestrekanten.

INDSTILLING AF DELE, FUNKTIONER & BRUG

Indstil sadel, styr, forbremse og kropsstøtte mm. behageligt, så du kan bremse, dreje og skabe fremdrift.

Gør dig fortrolig med stabilitet og vægtfordeling samt styre og bremsefunktion ved lav fart og i forskelligt terræn. Øg fart gradvist.

Vær opmærksom på alle typer af ujævnheder ved færdsel i bakket terræn.

Kør ikke på isglatte eller fedtede bakker.

Kun lave kantsten kan passeres ved stor forsigtighed og kun i skridttempo) og kun!

Ved færdsel på offentlig vej – vis hensyn og afpas færdsel i henhold til færdselsloven. Brug relevant tegngivning.