

## Vejledning til brug af Massagestol ICare 700



### Brugsanvisning:

1. Sæt Dem helt tilbage i stolen.
2. Tryk på den gule knap *Power*.
3. Tryk på knappen *Back Down*, hold inde og stoleryggen vil ligge sig ned. Bemærk: Undgå at ligge helt vandret.
4. Tryk på knappen *Foot Up*, hold inde og benstøtten vil rejse sig.
5. Vælg et af de automatiske programmer 1-5. Stolen vil nu lave en udmåling af din ryg og vil derefter starte det valgte massageprogram. Programmet varer max. 15 min
6. Efter endt måling af ryggen, finjusteres skulderhøjden ved at trykke på, og holde knappen *Shoulder* (pil ned) inde. Når det ønskede punkt rammes slippes tasten.

### Nyd massagen



#### Vær opmærksom på følgende

Max. 15 min. pr. behandling

Husk at drikke vand efter endt massage.

Undgå at lægge ryggen helt ned.