



ROHO DRY FLOATATION® Wheelchair Cushions

Operation Manual



SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

ROHO® DRY FLOATATION® Puder til rullestole

Brugerhåndbog

LEVERANDØR: Denne håndbog skal udleveres til brugeren af dette produkt.

BRUGER: Inden brug af dette produkt, bedes vejledningerne læses og gemmes til fremtidig henvisning.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ANVENDELSESFØRMÅL	62
PRODUKTSPECIFIKATIONER	62-63
FØRHOLDSREGLER	64
DETALJERET BESKRIVELSE	65
JUSTERINGSVEJLEDNINGER	66-67
FJERNELSE OG ERSTATNING AF BETRÆK	68
RENGØRING OG DESINFICERING AF DIT PRODUKT	68-69
FEJLFINDING	69
BORTSKAFFELSE	69
KONTAKTOPLYSNINGER	69
RETURNERINGSPOLITIK	70
BEGRÆNSET GARANTI	70

ROHO, Inc. benytter sig af en politik vedr. løbende produktforbedringer, og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne håndbog. En ajourført version af dette dokument kan findes på www.roho.com.



ROHO® Cushioning Products bliver fremstillet af ROHO, Inc.,
100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429, www.roho.com.
USA: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • e-mail: cc@roho.com
Udenfor USA: 618-277-9150, • Fax 618-277-6518 • e-mail: intl@roho.com

© 2007, 2015 ROHO, Inc.

Efterfølgende er firmarettigheder og registrerede varemærker tilhørende ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFLO Memory Control®, Yellow Rope®, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE®, og LOW PROFILE®.

Produkter i denne håndbog er muligvis dækket af et eller flere amerikanske og udenlandske patenter og varemærker. For yderligere oplysninger, henvises du til www.roho.com.

ANVENDELSESFORMÅL:

Hver ROHO® DRY FLOATATION® produkt i denne vejledning er an indstillelig, luftfyldt, celleopdelt kørestolpude. Der er ingen vægtgrænse, men puden skal i størrelsen være tilpasset brugeren.

ROHO, Inc. anbefaler en evaluering udført af en kliniker, som har erfaring med siddestillinger, positionering og mobilitet: 1) for at afgøre, om puden er egnet til den enkelte; og 2) for at afgøre, om der anbefales en fast sædeplatform, hvis puden bruges på en kørestol med stropsæde.

Hver af de følgende DRY FLOATATION® teknologi produkter er beregnet til at tilpasse sig brugerens siddende stilling for at yde huden/vævet beskyttelse, positionering af bækkenet og skabe et miljø, der faciliterer sårheling. Der er ingen vægtgrænse, men puden skal i størrelsen være tilpasset brugeren..

ROHO LOW PROFILE® PUDE MED DOBBELT KAMMER (LOW PROFILE Pude med dobbelt kammer)

ROHO MID PROFILE™ PUDE MED DOBBELT KAMMER (MID PROFILE Pude med dobbelt kammer)

ROHO HIGH PROFILE® PUDE MED DOBBELT KAMMER (HIGH PROFILE Pude med dobbelt kammer)

ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® PUDE (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)

ROHO QUADTRO SELECT MID PROFILE™ PUDE (QUADTRO SELECT MID PROFILE)

ROHO QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® PUDE (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)

ROHO CONTOUR SELECT® PUDE (CONTOUR SELECT)

ROHO ENHANCER® PUDE (ENHANCER)

Hver af de følgende DRY FLOATATION® teknologi produkter er beregnet til at tilpasse sig brugerens siddende stilling for at yde huden/vævet beskyttelse og skabe et miljø, der faciliterer sårheling. Der er ingen vægtgrænse, men puden skal i størrelsen være tilpasset brugeren.

ROHO LOW PROFILE® PUDE MED ENKELT KAMMER (LOW PROFILE Pude med enkelt kammer)

ROHO MID PROFILE™ PUDE MED ENKELT KAMMER (MID PROFILE Pude med enkelt kammer)

ROHO HIGH PROFILE® PUDE MED ENKELT KAMMER (HIGH PROFILE Pude med enkelt kammer)

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

MATERIALER:

Kørestolspuderne i denne håndbog er fremstillet af neoprengummi med nikkelbelagte messingventiler. SELECT-puderne har endvidere ISOFLO Memory Control®. Toppen og bunden af ISOFLO Memory Control er i polykarbonat, knopperne i polypropylen og spindelen er i polypropylen formet over aluminium.

PRODUKTSPECIFIKATIONER FORTSAT:**STANDARD PUDE DIMENSIONER OG VÆGT:**

PUDE	HØJDE	GENNEMSNITLIG VÆGT
LOW PROFILE PUDE MED ENKELT KAMMER	2,25 in. (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
LOW PROFILE PUDE MED DOBBELT KAMMER	2,25 in. (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	2,25 in. (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
MID PROFILE PUDE MED ENKELT KAMMER	3,25 in. (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
MID PROFILE PUDE DOBBELT KAMMER	3,25 in. (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
QUADTRO SELECT MID PROFILE	3,25 in. (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
HIGH PROFILE PUDE ENKELT KAMMER	4,25 in. (10,5 cm).	3,25 lbs. (1,5 kg)
HIGH PROFILE PUDE MED DOBBELT KAMMER	4,25 in. (10,5 cm).	3,25 lbs. (1,5 kg)
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	4,25 in. (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
CONTOUR SELECT	2,25 til 4,25 in. (5,5 til 10,5 cm)	3,5 lbs. (1,6 kg)
ENHANCER	2,25 til 4,25 in. (5,5 til 10,5 cm)	3,5 lbs. (1,6 kg)

***Bemærk:** Den gennemsnitlige vægt er baseret på puder med celler på 9 x 9 (16,5 in. x 16,5 in., 42,0 cm x 42,0 cm).

PUDE	MINDSTE BREDE			MINDSTE DYBDE			STØRSTE BREDE			STØRSTE DYBDE		
	Celler	in.	cm	Celler	in.	cm	Celler	in.	cm	Celler	in.	cm
LOW PROFILE PUDE MED ENKELT KAMMER	6	11,5	29,0	6	11,5	29,0	11	20,0	50,5	11	20,0	50,5
LOW PROFILE PUDE MED DOBBELT KAMMER	6	11,5	29,0	6	11,5	29,0	11	20,0	50,5	11	20,0	50,5
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	5	11,0	28,0	6	11,75	30,0	13	24,5	62,5	12	22,0	56,0
MID PROFILE PUDE MED ENKELT KAMMER	7	13,25	33,5	7	13,25	33,5	11	20,0	50,5	11	20,0	50,5
MID PROFILE PUDE MED DOBBELT KAMMER	8	14,75	37,5	9	16,5	42,0	8	14,75	37,5	9	16,5	42,0
QUADTRO SELECT MID PROFILE	8	16,0	41,0	8	15,25	38,5	10	19,5	49,5	10	18,5	47,0
HIGH PROFILE PUDE MED ENKELT KAMMER	6	11,5	29,0	6	11,5	29,0	15	26,75	68,0	12	21,75	55,0
HIGH PROFILE PUDE MED DOBBELT KAMMER	6	11,5	29,0	6	11,5	29,0	11	20,0	50,5	11	20,0	50,5
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	6	12,75	32,5	6	11,75	30,0	14	26,25	67,0	12	22,0	56,0
CONTOUR SELECT	7	14,5	36,5	8	15,25	38,5	13	24,5	62,5	12	22,0	56,0
ENHANCER	8	14,75	37,5	8	14,75	37,5	11	20,0	50,5	11	20,0	50,5


Bemærk: Kontakt venligst Kundepleje for specifikke pudestørrelser.



FORHOLDSREGLER

ROHO medicinske produkter er beregnet til at være en del af en behandling som helhed. ROHO, Inc. anbefaler at klinikerne foretager produktanbefalinger baseret på en vurdering af den individuelle medicinske og terapeutiske behov samt generelle helbred.

- Kontrollér huden ofte, mindst en gang om dagen. Hud-/blødt-vævsnedbrydning kan opstå på grund af en række faktorer, der varierer fra individ til individ. Rødmme, blå mærker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan indikere begyndelsen til nedbrydning af blødt væv. Konsulter da straks sundhedspersonale så som læge eller hjemmepjeleje.
- Pudens og betrækket **SKAL** passe sammen i størrelsen og **SKAL** bruges som anvist i denne vejledning. **HVIS DE IKKE BRUGES SOM ANVIST**, kan fordelene ved pudens blive reduceret eller helt forsvinde, og dermed forårsage at både hud og andet blødt væv fremstår mere udsat samt øge risikoen for fald.
- **KONTROLLER HYPPIGT LUFTEN I PUDEN, MINDST EN GANG DAGLIGT!**
- **KORREKT OPPUMPNING:** Brugen af andre oppumpningsanordninger end den medleverede håndpumpe, kan beskadige produktet og annullere garantien.
- **UTILSTRÆKKELIG OPPUMPNING: BRUG IKKE** en pude med for lidt luft. I dette tilfælde forringes eller forsvinder pudens hensigtsmæssige anvendelse, idet risikoen for skader på hud og andre bløde legemsdele øges. Hvis produktet virker som om det ikke er tilstrækkelig oppumpet eller er utæt, kontrollér at ventilen(ventilerne) er korrekt lukkede, ved at dreje oppumpningsventilen(ventilerne) med uret. **BEMÆRK:** For SELECT-puder, skal det kontrolleres, at den grønne knop på ISOFOLO Memory Control er skubbet mod midten af ISOFOLO i den ULÅSTE position, så alle kamrene oppumpes under oppumpningsprocessen. Hvis din pude stadig ikke holder på luften, ret straks henvendelse til klinisk plejepersonale, en leverandør eller ROHO, Inc.
- **FOR KRAFTIG OPPUMPNING: BRUG ALDRIG** en pude med for meget luft. Anvendelse af pudens i denne tilstand, gør det ikke muligt for brugeren at synke ned i pudeindlægget og forårsager, at pudens hensigtsmæssige anvendelse forringes eller forsvinder, idet risikoen for skader på hud og andre bløde legemsdele øges.
- **PUDENS OG BETRÆKKETS PLACERING:** Produktet skal bruges med luftcellerne vendt opad. Hvis betrækket ikke anvendes på korrekt vis eller hvis betrækket ikke er den rigtige størrelse, kan pudens hensigtsmæssige brug forringes eller forsvinde, og medvirke til øget risiko for skader på hud og andre bløde legemsdele.
- **TRYK:** Højdeforandringer kan kræve justeringer af din pude. Kontrollér din pude i tilfælde af højdeforandringer.
- **PUNKTERING:** Opbevar din pude langt væk fra skarpe genstande, som muligvis kunne punktere luftcellerne og forårsage lufttab.
- **VARME/FLAMMER: UDSÆT IKKE** din pude for stærk varme, åben ild eller varm aske.
- **KLIMA:** Hvis pudens har været udsat for temperaturer på mindre end 32° F / 0° C og viser tegn på en usædvanlig stivhed, lad pudens varme op til rumtemperatur, og åbn derefter luftventilen i hjørnet. Rul pudens sammen og udrul den derefter, indtil neopren-gummiet igen er blødt og bøjeligt. Gentag de passende justeringsvejledninger inden brug.
- **USTABILITET OG FALDRISICI: BRUG IKKE** din pude ovenpå eller i kombination med andre produkter eller materialer, med mindre det er angivet i afsnittet om anvendelsesformål. Denne form for anvendelse kan øge brugerens ustabilitet og medvirke til fald. Rådfør dig med din terapeut om den korrekte anvendelse.
- **FORHINDRINGER: ANBRING IKKE** forhindre af nogen art, mellem brugeren og pudens, da dette vil formindske produktets effektivitet.
- **HÅNDTERING: BRUG IKKE** ventilerne som håndtag til at bære eller trække din pude. Din pude skal enten bæres vha. den gule bærestrop i nylon, pudens underdel eller betrækkets bærehåndtag.
- **FORRINGELSE: LAD IKKE** oliebasecremer eller lanolin komme i kontakt med din pude, da de kan medvirke til forringelse af materialet.
- **OZONGENERATORER:** Den amerikanske miljøstyrelse, Health Canada, samt andre offentlige styrelser har udstedt advarsler vedrørende brugen af ozongeneratorer. Forlænget udsættelse for ozon vil forringe gummi, tekstiler og andre materialer, der bruges til fremstilling af dit ROHO produkt og kan endvidere påvirke dit produkts ydeevne samt annullere produktgarantien.
- **PRODUKTANVENDELSE: BRUG IKKE** din pude som en flydeanordning (f. eks. redningsvest).
- **BRUG IKKE** andre pumper, betræk eller reparationsæt end de som medfølger fra ROHO, Inc. Dette kan medføre annullering af din produktgaranti.
- Er du **IKKE** selv i stand til at udføre de handlinger der er beskrevet i denne manual bør du få en til at hjælpe dig.


DETALJERET BESKRIVELSE:

- A. Celler:** Individuelle indbyrdes forbundne luftceller.
- B. Oppumpningsventil:** Anvendes til at åbne og lukke luftpassagen til din pude. Nogle modeller kan eventuelt have mere end en ventil.
- C. Yellow Rope:** Anvendes til at løfte og bære puden.
- D. ISOFLO Memory Control:** Kun på SELECT puder. ISOFLO Memory Control, sætter dig i stand til at styre luftfordelingen i puden, til yderligere positionering og stabilitet, ved at indfange luften i adskilte kamre.
- E. Betræk:** Anvendes til at beskytte puden. Omfatter krog og løkkefastgøringer på bunden, for at hjælpe med at sikre puden til stolen.
- F. Håndpumpe:** Anvendes til at pumpe din pude op.
- G. Reparationsværktøj:** Lappesæt til mindre reparationer.
- H. Brugerhåndbog:** Dine Instruktioner vedr. justering, pleje, garanti samt andre vigtige oplysninger om din pude.
- I. Produktregistreringskort:** Anvendt til at registrere dit produkt. Udfyld produktregistreringskortet og send det til ROHO, Inc., eller registrér online på www.roho.com.


For at bestille reservedele, **fra U.S.A.** ring gratis til ROHO Kundeserviceafdeling, din produktleverandør eller besøg ROHO online-butik på www.therohostore.com. **Udenfor USA,** kontakt dit lands internationale ROHO-forhandler.

JUSTERINGSVEJLEDNINGER:


⚠ BEMÆRK: Puder med dobbelt kammer: For at optimere placeringsfordelene for personer med skævt bækken, skal siden med de dybest fremstående knogler justeres først. Dobbeltkamre kan anvendes til positionering for side til side eller for til bag. For brugere, som anvender for til bag positionering, skal den bagerste del justeres først. Når begge justeringer er fuldførte, kontrollér endnu engang hvert kammer, for at sikre den korrekte justering.



1. Centrér puden på stolen, og vær opmærksom på at cellerne vender opad. Rådfør med din terapeut vedrørende alternative placeringer af luftventilerne.




2. (DETTE TRIN KUN FOR SELECT PUDER) Skub ISOFOLO's Green Knob mod midten eller "ULÅST", for at åbne.




3. Anbring pumpens gummistuds og glid den over ventilen.

4. Drej ventilen **mod uret** for at åbne den.




5. Pump puden op indtil den begynder at bue let opad.




6. Klem pumpens studs sammen og drej **med uret** for at lukke.

7. Fjern pumpen. (Gentag trin 1 - 7 for de resterende luftventiler på puder med flere ventiler).




8. Lad brugeren sidde i stolen, og vær opmærksom på at puden er centreret under denne. Brugeren bør sidde i hans/hendes normale siddestilling.


JUSTERINGSVEJLEDNINGER FORTSAT:



9. Lad din hånd glide mellem pudens overflade og brugerens bagdel. Løft deres ben en anelse og føl efter deres lavest fremstående knogler. Sænk derefter deres ben til siddeposition.



10. Åbn ventilen for at lukke luft ud, mens du samtidig holder din hånd under personens lavest fremstående knogler.




11. Luk luft ud indtil du knap kan bevæge dine fingerspidser.

! **OPPUMPNING: SID IKKE** på en pude, der ikke er oppumpet på korrekt vis. En utilstrækkelig eller for kraftig oppumpning af puden, heriblandt individuelle afsnit, kan formindske eller fjerne fordelene ved puden, og eventuelt øge risikoen for læsioner af hud og andre bløde legemsdele. Puden er mest effektiv når der forefindes ½ tommе (1,5 cm) til 1 tommе (2,5) af luft mellem brugerens bagdel og siddeoverfladen.



12. Drej ventilen for at lukke. (Gentag trin 9 - 12 for de resterende luftventiler på puder med flere ventiler).




13. **(KUN SELECT PUDER)** Anbring brugeren på puden i deres foretrukne stilling, og lad dem bevare denne stilling, mens luften overføres via ISOFLO Memory Control. Når luftoverførslen er fuldstændt, skubbes ISOFLO's "røde" knop mod midten, i den LÅSTE position. Dette vil isolere luftstrømmen og sørge for en mere stabil siddestilling. Kontrollér hvert kammer af puden endnu en gang, for at sikre at den er korrekt oppumpet.

FJERNELSE OG ERSTATNING AF BETRÆK:

Selvom der ikke kræves betræk, medfølger der et ROHO betræk med hver standard pude, for at forhindre, at pudens celler rager ud bag rullestolens sæde og som hjælp ved overflytning vha. glidebræt. Pudens underside er fremstillet af skridsikkert materiale, som sørger for at puden ligger mere sikkert i stolen.

Sådan lægger du betræk på din pude:

1. Fold betrækket ud med det skridsikre materiale ud vendt opad og lynlåsen vendt mod dig selv.
2. Anbring din pude i betrækket med luftcellerne vendt opad.
3. Standardbetræk- Træk pudehjørnet med stroppen gennem en åbning ved betrækkets hjørne, indtil metalstroppen er synlig. Gentag denne procedure indtil alle fire hjørner er synlige. (Vær forsigtig når du trækker ventilspindlen og håndtaget gennem åbningen).
Robust betræk- Anbring blidt din pude i betrækket, med ventilen mod lynlåsen.
4. Luk lynlåsen og vend puden så **cellerne vender opad**. Din pude er nu klar til brug, så længe den er blevet korrekt justeret (læs Justeringsvejledningerne i denne håndbog).



Der henvises til mærkaten placeret i bunden af puden og til billedet på betrækket for anvisning om korrekt placering af pude og betræk.

Hvis det er den korrekte størrelse, vil puden sidde fladt på stolen (skridsikre materiale i bunden) med alle celler dækkede og alle fire hjørner synlige (gælder ikke HD).

Sådan fjerner du betrækket: Træk lynlåsen ned og fjern betrækket fra puden.

 **Efterse betrækket for skader og udskift det såfremt det er nødvendigt.**

RENGØRING OG DESINFICERING AF DIT PRODUKT:

Rengøring og desinficering er to separate procedurer. Rengøringen skal foregå inden desinficeringen. Produktet skal rengøres, desinficeres og kontrolleres for hensigtsmæssig funktion før skift mellem forskellige brugere.

Pleje af betræk: Fjern krogenes fastgøringsanordninger fra bunden af betrækket inden du renser og desinficerer. Vask med lignende farver.

Sådan rengør du betrækket: Fjern betrækket. Machine vask i koldt vand (30 ° C) med en mild sæbeopløsning ved delikat vask, eller rengøres ved brug af en klud med et neutralt rengøringsprodukt og varmt vand. Tørres i tørretumbler ved lav temperatur.



Sådan desinficerer du betrækket: Håndvaskes i koldt vand (30°C) ved at anvende 1 del flydende klor, rodalon eller tilsvarende desinficeringsmiddel pr. 9 dele af vand og skyl derefter grundigt.



Betrækket kan ligeledes vaskes i vaskemaskine med varmt vand (60° C), for at desinficere det. Tørres i tørretumbler ved lav temperatur.

 **Bemærk:** Sikkerhedsvejledningerne på anvendte decificeringsmiddel.

Sådan rengør du puden: Fjern betrækket, luk ventilen(ventilerne) og læg puden i en rummelig vaskeskumme. ROHO, Inc. anbefaler brugen af en mild, flydende opvaskesæbe eller vaskemiddel eller andre universalrengøringsmidler brugt til almen rengøring. Læg det rene produkt i blød med blegemiddelsopløsningen i 10 minutter. Skyl grundigt med koldt vand og lad lufttørre. **MÅ IKKE** udsættes for direkte sollys.

Sådan desinficerer du puden: Gentag rengøringsvejledningerne ovenfor, ved brug af en opløsning bestående af 1 del klor, rodalon eller andet desinficeringsmiddel pr. 9 dele varmt vand. Følg sikkerhedsvejledningerne på desinficeringsmidlets produktetiket. Læg det rene produkt i blød med blegemiddelsopløsningen i 10 minutter. Skyl grundigt med koldt vand og lad lufttørre. **Bemærk:** De fleste bakteriedræbende desinficeringsmidler er sikre at bruge, når man følger fabrikantens opløsningsvejledninger.

DU MÅ IKKE:



- Vaske eller tørre puden i vaskemaskine eller tørretumbler.
- Bruge skuremidler så som ståluld eller skuresvampe.
- Bruge ætsende rengøringsmidler til opvaskemaskine.
- Bruge rengøringsmidler, der indeholder petroleum eller organiske opløsningsmidler, heriblandt acetone, toluen, butanen (MEK), benzin, kemiske rensmidler, klæbemiddelfjernere osv.
- Lade vand eller rensmiddel trænge ind i produktet.
- Udsætte produktet for ultraviolet lys eller rengøringsmetoder, der anvender ozongas.
- Bruge oliebasecremer, lanolin eller fenolbaseerede desinficeringsmidler på dit produkt, da disse kunne kompromittere materialets intathed.

RENGØRING & DESINFICERING AF DIT PRODUKT FORTSAT:

Sådan steriliserer du puden: Følg de ovenstående retningslinjer for rengøring og desinficering. ROHO produkter bliver ikke pakket i steril tilstand og det er ikke tilsigtet eller påkrævet, at de steriliseres inden brug. Høje temperaturer tilskynder ældning og kan forårsage skader på produktets helhed. Hvis institutionens behandlingsprocedure kræver sterilisering, åbnes ventilen(ventilerne) og der anvendes den lavest mulige temperatur i det kortest mulige tidsrum. Sterilisering med gas foretrækkes over sterilisering med trykkoger, dog er ingen af de to anbefalet. I enhver proces, hvor der anvendes trykkoger, vær opmærksom på at alle ventiler er åbne, for at forhindre at produktet beskadiges. ROHO, Inc. fraråder på det stærkeste at anvende steriliseringsmetoder ved temperaturer højere end 200° F (93° C) for DRY FLOATATION produkter.

FEJLFINDING:

Er utæt: Kontrollér indledningsvist, at alle ventilerne er helt lukkede, ved at dreje dem med uret. Hvis de stadig taber luft, kontrollér om der findes huller. Hvis der ikke findes synlige huller, skal man lukke ventilen og nedsænke en oppumpet sektion i en vask eller kumme fyldt med vand, og derefter kigge efter luftbobler.

Hvis der konstateres 'huller på størrelse med knappenålshoveder', skal du anvende det reparations sæt, der fulgte med produktet og følge vejledningerne for reparation af huller. Hvis man finder større huller eller andre utætheder, læs venligst afsnittet BEGRÆNSET GARANTI.

Ubehagelig/ustabil: Vær opmærksom på, at puden ikke er for hårdt oppumpet. (Læs Justeringsvejledningerne). Vær opmærksom på, at luftcellerne og betrækkets elastiske top vender "OPAD". Vær opmærksom på, at puden ikke er for stor eller for lille til kørestolen. Lad brugeren sidde på puden i mindst en time, for at vænne sig til konsistensen af produktets overflade og den nedsænkede placering i luftcellerne.

Pudeskinner på kørestolen: Vær opmærksom på, at pudebetrækkets skridsikre underdel vender NEDAD*. Anvend retningsvejledningerne på pude og betræk.

BORTSKAFFELSE:

Hvis puden bliver hensigtsmæssigt anvendt og bortskaffet, findes der ingen miljøskadelige risiko forbundet med komponenterne til produktet i denne håndbog. Bortskaf produktet og/eller komponenterne i overensstemmelse med dit lands pågældende bestemmelser. **MÅ IKKE AFBRÆNDES.**

KONTAKTOPLYSNINGER:

I USA:

ROHO kunde- og garantiservice:
 Telefon: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449
 Garanti service: warranty@roho.com
 Kundeservice service: cc@roho.com

Bemærk: Hvis du anmodes om at returnere komponenter, bedes du sende dem til:

ROHO, Inc.
 1501 South 74th Street
 Belleville, IL 62223

Udenfor USA:

ROHO International:
 Telefon: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518
 E-mail: intl@roho.com
 Eller besøg www.roho.com for at se en liste over ROHO's internationale distributører.

RETURNERINGSPOLITIK:

Samtlige returnerede produkter skal være nye og ubrugte, kræver forudgående autorisation fra ROHO, Inc., og er underlagt returneringsgebyr. Inden du returnerer dit produkt i **USA**, bedes du kontakte vores Garantiserviceafdeling.

Udenfor USA, bedes du kontakte dit lands internationale ROHO-forhandler.

BEGRÆNSET GARANTI:

Hvad er dækket?

ROHO, Inc. dækker enhver defekt i materialet eller bearbejdelsen af produktet.

I hvor lang tid?

Fra den dato produktet oprindeligt er blevet købt:

SELECT PUDER	36 måneder
Alle øvrige DRY FLOATATION produkter	24 måneder
Pudebetræk	6 måneder

Hvad er ikke dækket?

Et produkt, som er blevet misbrugt, beskadiget ved et uheld, eller beskadiget på grund af force majeure, f. eks. oversvømmelse, tornado, jordskælv, brand. Enhver udskiftning af medleveret produkttilbehør eller ændringer på produktet vil annullere garantien.

Hvad kunden skal gøre.

Indenfor USA, skal kunden rette henvendelse til ROHO, Inc. Garantiserviceafdelingen. Bemærk: Enhver artikel som bliver sendt til ROHO, Inc. uden forudgående autorisation, vil ikke blive returneret til kunden. Udenfor USA, skal du kontakte dit lands internationale ROHO-forhandler.

Spørgsmål?

Læs KONTAKTOPLYSNINGER:

Ansvarsfraskrivelse.

Samtlige implicite garantier, deriblandt SALGSEGNETHED OG FITNESS TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, er begrænset til den samme periode som produkttyperne angivet ovenfor afsnittet "I hvor lang tid", samt enhver anden handling, som overtræder disse garantier eller enhver anden indbefattet udtrykkelig garanti, skal påbegyndes indenfor dette tidsrum.

Dine rettigheder og virkningen af denne garanti for dem.

Denne garanti begrænser varigheden af alle implicite garantier som anført ovenfor, samt begrænser eller udelukker hospitalsindlæggelser grundet tilfældige eller medfølgende skader. Nogle retskredse tillader ikke begrænsninger på hvor længe implicite garantier varer, og nogle retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af medfølgende eller tilfældige skader, derfor er det ikke sikkert at disse bestemmelser vedrører dig. Udover at denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, har du muligvis yderligere andre rettigheder som varierer fra retskreds til retskreds.



Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

www.roho.com



The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

T20200
Revision: 04/21/15
Print Date:

Qty:



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

