

FOLLO STABILIS WALKER



 FOLLO FUTURA

We congratulate you on choosing a Follo Stabilis product. This instruction information makes it possible for you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use.
Contents: Check list, unpacking/Installation, safety information, how to use, maintenance instructions, technical specifications and spare parts list

Flat packed Walkers are controlled according to our procedure in ISO 9001 system.

ORDER NO.:
COLOUR:
SERIAL NO.:

- ELECTRIC
 GAS 200N 250N

FUNCTION TEST:	<input type="checkbox"/> Arm rest/surface: No damages
<input type="checkbox"/> Bottom frame: Wheels, Screws, plastic parts	<input type="checkbox"/> Battery function
<input type="checkbox"/> Top frame: Surface, screws, plastic parts	<input type="checkbox"/> Labels: Serial number
<input type="checkbox"/> Glide tube: Welding, surface, Silicon grease	ENCLOSED:
<input type="checkbox"/> Gas: Adjusting handle	<input type="checkbox"/> Instructions
<input type="checkbox"/> Screws	

ASSEMBLED (date/sign.):	
-------------------------	--

END CONTROLLED (date/sign.):	
------------------------------	--

PACKING CONTROL: (date/sign.):	
--------------------------------	--

FOLLO FUTURA AS - POSTBOKS 112 - 1430 ÅS - NORWAY

www.follo-futura.no

Utpakking / installering:

1. Sjekk at produktet ikke har transportskader.
2. Monterer sammen gåbordet i samsvar med monteringsanvisningen.
3. Monter alle tilbehør som eventuelt er bestilt.
4. Prøv ut alle gåbordets ulike funksjoner og innstillingsmuligheter.

Sikkerhetsinformasjon:


1. Dersom det er skader eller mangler på gåbordet skal det **ikke benyttes** før disse er utbedret.
2. Gåbordet er kun beregnet for innendørs bruk.
3. Ved høydejustering og senking må det påses at ingenting kommer i klem mellom rammedelene.
4. Gåbordet må ikke belastes med mer enn godkjent statisk brukervekt.
5. Infusjonsstativet skal monteres parallelt med gåbordet. (Se illustrasjon side 14).
6. Gåbordet skal ikke modifiseres eller brukes med andre tilbehør enn originalt. Produsentansvaret for CE -merkingen faller bort ved enhver egen modifisering.
7. De elektriske gåbordene må **ikke** brukes med laderen tilsluttet veggkontakten.

Bruksanvisning:

Høyderegulering på gåbord med gassfjær: Håndtaket på framsiden av topprammen aktiverer gassfjæren. Klem håndtaket mot topprammen for å justere gåbordet opp eller ned. For å senke gåbordet klem inn håndtaket og belast armputene med kroppsvekten, slipp så håndtaket i ønsket høyde.

Høyderegulering på gåbord med elektromotor: Høyden på armputene justeres med håndkontrollen til ønsket høyde. Som tilbehør finnes manøvreringsfunksjonen plassert integrert i håndtakene.

Sideinnstilling av armputene: Løsne håndtakene. Før armputene til ønsket posisjon, stram til håndtakene. (På se at de sitter godt). Bemerk at støttehåndtakene følger armputenes innstilling og forenkler riktig støtte og bruk.



Låsing av hjulene: De to bakre hjulene har lås. For å låse disse presser man ned "låsetappen" med foten. For å frigjøre bremsen vippes "låsetappen" opp igjen med tåspissen.

Vedlikehold / ettersyn:

Kontrollere med jevne mellomrom (for eksempel hver tredje måned):

1. At alle skruer sitter fast og alle funksjoner virker som de skal.
2. At det ikke er skader eller slitasjer på gåbordet, samt at gåbordet er stabilt.
3. At bremseeffekten på bremsene er tilstrekkelig.
4. At teleskop rørene smøres regelmessig. (et tynt lag med for eksempel vaselin eller silikon).

Armputene er av helstøpt polyurethane skum og kan enkelt tørkes av med de fleste desinfiserende midler.

OBS! Alkoholbaserte produkter missfarger armputene. Motor, kontrollboks og håndkontroll tørkes av med lett fuktig klut.

Rekondisjonerings:

- Rekondisjoneringsen av produktet skal utføres av fagpersonell.
- Før vask / desinfisering demonteres armputene. Kontrollboks er festet med borrelås og tas enkelt av bunnramme, håndkontroll følger da med. Motor demonteres ved å fjerne to M10 bolter og muttere, se sprengetegning.
- Etter vask / desinfisering tørkes produktet omhyggelig slik at fuktighet fortrenses. Det er særdeles nøye at alle hulrom blir inspisert for fuktighet.
- Når produktet er tørt smøres teleskoprør med silikonspray og topprammen beveges opp og ned et par ganger slik at delene glir lett. Etter påmontering av armputene, sjekkes sidejusteringen og at friksjonsreduceringsfilten er på plass.
- Slitte deler erstattes og bestilles av leverandør, se sprengetegning og deleliste.
- Alle slitte / ødelagte opplysnings – og varselmerker skal erstattes. Disse bestilles av leverandør.
- Produktet klargjøres i samsvar med sprengetegning.

Resirkulering:

Motor, kontrollboks og håndkontroll deponeres som elektroavfall. Armputer deponeres som brennbart avfall mens stativ etc. deponeres som metall.

Laderutiner:

Ved ladning av Follo Stabilis Walker skal alltid laderen først tilsluttes gåbordet og deretter plugges støpslet inn i vegguttak. Frakobling skjer i omvent rekkefølge. Batteriene er normalt fullt ladet ved levering, men bør settes til ladning over natten før Follo Stabilis Walker tas i bruk. Ladning skal alltid foregå i normal rom temperatur, men det skal alltid lades når ladesignalet høres (pipelyd). Batteriet skal aldri lades helt ut. Batteriet kan ikke ødelegges ved for mye ladning.

OBS: Gåbordet skal IKKE brukes med lade enheten (A) tilkoblet.


Selve oppladningen foregår via batteripakken (B) eller via håndkontrollen (C). Lade enheten (A) settes inn i et hull på produktens venstreside. Lade enhetens stikkontakt settes i vanlig vegguttak.

Tekniske spesifikasjoner


	Gass	Elektrisk
Høyde min / maks	88,6cm / 129,7cm	92,8cm / 128cm
Bredde	81 cm	81 cm
Lengde	79,5 cm	79,5 cm
Vekt	14,7 kg	20,6 kg
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg
Min. snu radius bunnr.	100 cm	100 cm
Bredde bunnramme	70 cm	70 cm

Høyde gass:

Høyde El:



Bredde mellom putene:



MERKER:

Serial no.:
MANUFACTURED BY
FOLLO FUTURA AS
P.B. 112-1430ÅS- NORWAY

**Maximal person
weight 150 kg.**

1. Fabrikant navn og adresse, serie nr. og maks belastning




WWW.FOLLO-FUTURA.NO



2. Web adresse.



3. CE merke



4. Ladepunkt



5. Kun til innendørs bruk og les vedlagte manual

MAX LOAD 2,5KG

6. Maksimum belastning på kurv.

MAX LOAD 3,8KG

7. Maksimum belastning på oksygenholder.

3 4 2 - 2 0 - 1 - 1 1 I A N E R O -

8. Advarsel om velting ved bruk av infusjonsholder, les vedlagte illustrasjon.

**MAXIMUM WIDTH
70,0 CM**

9. Maksimum bredde på bunnramme.

Uppackningsinstallation:

1. Kontrollera att det inte finns transportskador. Meddela i så fall Kebo Care Fysio AB, tel 08-564 85030, fax 08-56485031 eller e-mail info@kcfysio.se.
2. Montera samman gåbordet enligt monteringsanvisningen som medföljer.
3. Montera alla tillbehör som eventuellt beställts.
4. Prova gåbordets olika funktioner och inställningsmöjligheter.

Säkerhetsinformation:


1. Är gåbordet trasigt eller saknar någon del skall det **INTE ANVÄNDAS** innan felet åtgärdats.
2. Gåbordet är endast avsett för inomhusbruk.
3. Vid höj- och sänkning tillse att inget kommer i kläm mellan ramdelarna.
4. Gåbordet får inte belastas med mer än godkänd max statisk brukarvikt 150 kg (breda gåbord) eller 100 kg (smala gåbord).
5. Droppställningens fäste skall montras parallellt med gåbordet (se teckning sida 14)
6. Gåbordet får inte modifieras eller brukas med andra tillbehör än original. Producentansvaret för CE-märkningen bortfaller vid alla egna modifieringar.
7. De elektriska gåborden får **inte** användas med laddaren ansluten till vägguttag.

Bruksanvisning:

Höjdinställning gåbord med gaskolv. Handtaget på framsidan av toppramen aktiverar gaskolven. Tryck handtaget uppåt för att justera gåbordet upp eller ner. Släpp handtaget när gåbordet är i önskat läge. För att sänka gåbordet tryck in handtaget och belasta armdynorna med kroppsvikten, släpp handtaget i önskat läge.

Höjdinställning Gåbord med elmotor. Höjden på armstöden justeras med handkontrollen till önskat läge. Som tillbehör finns manöverfunktion placerad i handtagen.

Sidoinställning av armstödsdynor. Lossa låsvredet. För dynan i sidled till önskad position, skruva till låsvredet i låste läge. Notera att handtagen följer dynans inställning och underlättar rätt stöd och användning.



Hjullåsning. De två bakre hjulen har låsning. För att låsa dessa pressar man "låskläppen" nedåt med foten. För att låsa upp hjulen vippas "kläppen" upp igen med tåspetsen.

Underhåll/Efterkontroll:

Kontrollera med jämna mellanrum (t.ex. var tredje månad):

1. Att alla skruvar sitter fast och att alla funktioner fungerar som de ska.
2. Att det inte finns skador eller slitage på gåbordet samt att gåbordet är stabilt.
3. Att bromseffekten på bromsarna är tillräcklig.
4. Att glidrören smörjs regelbundet (med tunt lager med t.ex. vaselin eller liknande).

Dynorna är helgjutna i polyurethanskum och kan enkelt torkas av med de flesta rengöringsmedel.

OBS! Alkoholbaserade medel missfärgar dynorna. Motor, kontrollbox och manöverdosa torkas med lätt fuktad trasa.

Rekonditionering:

- Rekonditioneringen av produkten skall utföras av fackpersonal.
- Före tvätt samt desinficering demonteras armstödsdynorna, kontrollbox, handdosa samt motor.
- Efter rengöring/desinficering torkas produkten noggrant för att undvika att fukt stannar kvar. Det är särskilt viktigt att hållrummen blir inspekterade efter fuktighet.
- När produkten är torr smörjes teleskoprör samt insida mellanram med siliconspray alt likvärdigt smörjmedel, produkten körs sedan upp o ned ett antal ggr så att smörjmedlet fördelas. Efter påmonteringen av armstödsdynorna kontrolleras justeringen av dito samt att de låser.
- Slitna delar ersättes och beställs av leverantören, enl sprängskiss.
- Alla ev skadade varnings samt informationsetiketter beställs av leverantören.
- Produkten jämförs med sprängskissen efter återmonteringen.

Återvinning:

Motor, kontrollbox och manöverdosa deponeras som elektronikskrot. Dynor deponeras som brännbart avfall medan stativ etc. deponeras som metall.

LADDNINGSRUTIN:


Anslut alltid laddare först till gåbordet och därefter till jordat vägguttag. Efter laddning, tag ur laddaren ur vägguttaget sedan kontakten ur gåbordet. Batterierna är normalt fulladdade vid leverans, men bör ändå laddas över natten innan gåbordet tas i bruk. Ladda i rumstemperatur. Laddning får ej ske i våtutrymme. Laddningen skall alltid ske om ett

pipljud hörs från motorn, detta indikerar låg batterinivå. Batterierna kan skadas om dessa laddas ur helt. Batterierna kan inte överladdas. Fulladdade batterier har längre livslängd. **OBS: Gåbordet får ej brukas med nätsladden inkopplad i eluttaget.** Uppladdningen sker via uttaget i batteripaketet (B) eller i handkontrollen (C). Laddaren (A) ansluts till vägguttag 230V jordat.


Teknisk specifikation

	Gaskolv	Elektrisk
Höjd min / max	88,6cm / 129,7cm	92,8cm / 128cm
Bredd	81 cm	81 cm
Längd	79,5 cm	79,5 cm
Vikt	14,7 kg	20,6 kg
Max brukarvikt	150 kg	150 kg
Min vändradie bottenram	100 cm	100 cm
Bredd bottenram	70 cm	70 cm


Høyde gass:



Høyde EI:



Bredd mellom armstødsdynor:



Märkning:

Serial no.:
MANUFACTURED BY
FOLLO FUTURA AS
P.B. 112-1430AS- NORWAY

**Maximal person
weight 150 kg.**

1. Tillverkare namn, adress, serienummer och max belastning.



WWW.FOLLO-FUTURA.NO



2. Web adress.



3. CE märkning



4. Laddningsuttag



5. För inomhus användning. Läs noga igenom bruksanvisningen.

MAX LOAD 2,5KG

6. Max belastning på korgen

MAX LOAD 3,8KG

7. Max belastning på oxygenhållaren

3-20-1-1 IANRO-

8. Varning för tippningsrisk vid användning av droppställning. Läs bifogad information.

**MAXIMUM WIDTH
70,0 CM**

9. Max bredd på bottenram.

Unpacking / Installation:

1. Make sure that the product has not been damaged (hurt) in transport.
2. Fit the walker according to assembly instructions.
3. Assemble all the accessories that have been ordered.
4. Test all the various functions and setting options.

Security Information:


1. If there is any damage or defects in the walker should not be used until these are rectified.
2. The Walker is designed for indoor use.
3. When adjusting height and depression, make sure that nothing is pinched between the frame parts.
4. The Walker should never be charged with more than the approved static use weight.
5. Infusion stand has to be mounted parallel to the walker. (See illustration on page 16).
6. The Walker must not be modified or used with other accessories than the original. Producer responsibility for CE marking terminates any self-modification.
7. The electric walker should not be used with the charger attached to the wall outlet.

Instructions for use:

Height Control of walker with gas spring: The handle on the front of the top frame activates the gas spring. Squeeze the handle to the top frame to adjust the walker up or down. To lower the walker, squeeze the handle and load the armrest with body weight, then drop the handle at the desired level.

Height Control of walker with electric motor: The height of the armrests is adjusted with the controller to the desired height. The product is also delivered with maneuvering feature integrated into the handles.

Cushions adjustment: Loosen the handles. Adjust the cushions to the desired position, tighten the handles. (Make sure they are tightened). Please note: support handles follow the armrest setting and facilitates appropriate support and use.



Wheels locking: The rear wheels have locks. To unlock the brakes press down the "locking" with the foot. To release the brakes tilt "locking" up again with the toe.

Maintenance / inspection:

- Control at regular intervals (for example every third months):
1. That all screws are tight and all functions are working properly.
 2. That there is no damage or wear and tear on the walker and the walker is stable.
 3. That the braking effect on the brakes is adequate.
 4. That the telescopic tubes are lubricated regularly (with a thin layer of, for example, Vaseline or silicone).

The cushions are made of polyurethane foam, and can easily be wiped off with most detergents.

Attention! Alcohol-based products discolor the cushions. The motor, the control box and the controller should be wiped off with a slightly moist cloth.

Reconditioning:

- Reconditioning of the product must be performed by professionals.
- Before cleaning / disinfection, remove the cushions. Control Box is attached with Velcro must be easily removed from the base frame, a hand control follows with. Engine disassembles easily by removing two M10 bolts and nuts, see the groundbreaking design.
- After cleaning / disinfecting, wipe product carefully so that moisture dislodges. It is very important that all cavities are inspected for moisture.
- When the product is dry, Telescopic tube must be lubricated with silicone spray and top frame is moved up and down a few times so that the parts slide easily. After mounting of cushions, check the sideways adjust alignment and if the felt is in place.
- Replace worn parts and ordered by the supplier, see the exploded drawing and part list.
- All worn / damaged Information - and warning labels must be replaced. These ordered from the supplier.
- The product assembles in accordance with groundbreaking design.

Recycling:

The motor, the control box and the hand control are disposed of as electronic waste. The cushions are disposed of as combustible waste, while the stand etc. are sorted as metal.

Charge Routines:

When charging the Follo Stabilis Walker, the charger should always first be connected to the walker before plugging into the wall outlet. Disconnection is performed in the reverse order. The batteries are usually fully charged at delivery, but they should nevertheless be set to charge overnight before Follo Stabilis Walker is applied. The charging should always be done in room temperature. It should always be charged when the warning sound appears (a beep sound). The battery should never be completely emptied. The battery will not be destroyed by too much charge.

NOTE: The walker should NOT be used with the charging device (A) connected.

The charging takes place via the battery pack (B) or via the controller (C). The charging unit (A) is inserted into a hole on the left side products. The unit is charged via a common wall outlet.


Technical specifications

	Cm	Inch
Height min / max gas	88,6 / 129,7	35 / 51
Height min / max el.	92,8 / 128	36 ½ / 50
Width	81	31 ¾
Length	79,5	31 ¼
Width lower frame	70	27 ½
Minimum turn with lower frame	100	39 ¼


	Gass	Elektrisk
Weight	14,7 kg / 32,6 lbs	20,6 kg / 45,7 lbs
Maximum user weight	150 kg / 333,3 lbs	150 kg / 333,3 lbs

Height gas:

Height El:



Width between cushions:



Labelling

Serial no.:
MANUFACTURED BY
FOLLO FUTURA AS
P.B. 112-1430AS- NORWAY

**Maximal person
weight 150 kg.**

1. Manufacturer's name and address, serial number and max. load

 WWW.FOLLO-FUTURA.NO 

2. Web address.



3. CE label 4. Location of charging point 5. For indoor use and consult operator's manual

MAX LOAD 2,5KG

MAX LOAD 3,8KG

6. Max load on the basket. 7. Max load on the holder for oxygen bottles

3 4 2 - 2 0 - 1 - 1 1 I A N A R 0 -

8. Warning tilt hazard with use of infusion support, read instruction manual.

**MAXIMUM WIDTH
70,0 CM**

9. Max width on lower frame.

Warenempfang und Installation:

1. Überprüfen Sie die Sendung sorgfältig auf etwaige Transportschäden.
2. Montieren Sie danach den Gehwagen anhand der Montageanleitung.
3. Montieren Sie eventuell mitgeliefertes Zubehör.
4. Überprüfen Sie sämtliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des Gehwagens.

Sicherheitsinformation:

1. Bein entstandenen Schäden oder Dysfunktion des Gehwagens, muss vor der Wiederinbetriebnahme sämtliche Schäden behoben worden sein.
2. Der Gehwagen ist nur für das Benutzen in geschlossenen Räumen konzipiert.
3. Bei der Regulierung der Höhe bzw. das Absenken des Gehwagens, bitte auf etwaige Klemmrisiken achten.
4. Der Gehwagen darf nur bis auf seinem angegebene Maximalbelastung benutzt werden.
5. Der Infusionshalter sollte parallel zum Gehwagen montiert werden (Siehe Bild Seite 14).
6. Der Gebrauch von nicht Originalzubehör oder Modifizierungen des Gehwagens ist nicht gestattet.
Bei Zuwiderhandlung entfallen sämtliche Garantien und die CE-Konformität.
7. Der elektrische Gehwagen darf nicht mit angeschlossenem Ladegerät benutzt werden.


Gebrauchsanweisung:

Höheneinstellung mittels Gasdruckfeder: Der Handgriff auf der Vorderseite des oberen Rahmens aktiviert die Gasdruckfeder und somit das Niveau der Armauflagen. Bei eingedrücktem Handgriff fährt der Gehwagen automatisch in die Topposition hoch. Beim Absenken halten Sie den Griff eingedrückt und belasten Sie die Armauflagen bis erwünschtes Niveau erreicht wird, lassen Sie den Handgriff wieder los.

Höheneinstellung mittels Elektroantrieb: Das Niveau der Armauflagen wird durch eine Handbedienung reguliert. Als Zubehör kann der Elektromotor via in den Handgriffen integrierten Tasten gesteuert werden.

Einstellung der Armauflagen seitwärts: Lösen Sie die Feststellhebeln unter der jeweiligen Armauflage und führen

Sie die Auflagen in die gewünschte Position. Die Auflagen wieder gut befestigen (N.B. Die Handgriffe folgen der Position der Armauflagen).



Betätigen der Bremsfunktion: Die hinteren Rädern sind Feststellbar und mit Richtungssperren versehen. Drücken Sie mit dem Fuß das kleine Pedal nach unten, um die Bremsfunktion/Richtungssperre zu aktivieren. Um die Bremse zu lösen kippen Sie die Pedale mit dem Fuß wieder nach oben.

Inspektion und Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig (z.B. jeden dritten Monat):

1. Sämtliche Schraubverbindungen und Einstellungen auf festen Sitz und Funktion.
2. Die Stabilität des Gehwagens und dass keine Schäden entstanden sind.
3. Die einwandfreie Funktion der Feststellbremsen.
4. Dass die Führungsrohre nicht trocken sind (benutzen Sie Vaseline oder Silikon, sehr dünn aufgetragen).

Die Armauflagen bestehen aus geschäumtem Polyurethan und vertragen die meisten herkömmlichen Reinigungsmittel. Achtung! Alkoholbasierte Mittel können Verfärbungen verursachen. Motor, Kontrollbox und Handbedienung werden mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt.

Entsorgung/Wiederverwertung:

Motor, Kontrollbox und Handbedienung wird als Elektroabfall entsorgt. Die Armauflage gilt als brennbares Material und das Gestell usw. als Metallschrott.

Aufbereitung:

- Revision bzw. Reparaturmaßnahmen darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vor der Reinigung /Desinfektion die Armpolster entfernen. Der Kontrollbox wird zusammen mit dem Handschalter einfach über den Klettbandverschluss vom Untergestell getrennt.

Durch das Entfernen die zwei M10 Schraubverbände wird der Motor abgebaut.

- Nach der Reinigung/Desinfektion muss Geräte sorgfältig abgetrocknet werden. Überprüfen Sie Bitte besonders, dass Hohlräumen frei vom Feucht sind.
- Wenn das Produkt trocken ist, die Teleskoprohre mit Silikon eingesprühen und deren freien Lauf überprüfen. Nach der Montage die Armpolster deren seitlichen Einstellungsfunktion und die Friktionsbänder auf deren korrekten Position prüfen.
- Sämtliche abgenutzte und/oder defekte Teile müssen aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Bestellung erfolgt bei Ihren Lieferanten anhand Expositionszeichnung und Teileliste.
- Das Produkt wird anhand der Expositionszeichnung zusammgebaut.

Routine der Batterieaufladung:

Beim Ladevorgang des Follo Stabilis Walker immer zuerst das Ladegerät am Gehwagen anschließen und dann erst den Stecker ans Netz! Abkoppeln in der umgekehrten Reihenfolge!

Die Akkus sind bei der Lieferung normalerweise voll beladen, aber sollten bevor der Gehwagen in Betrieb genommen wird, über Nacht einmal geladen werden. Der Ladevorgang sollte bei der normalen Zimmertemperatur erfolgen und immer dann, wenn das Warnsignal bei niedrigem Akkuzustand ertönt. Akkus dürfen nie komplett geleert werden! Überladung ist nicht möglich!


ACHTUNG: Der Gehwagen darf nie mit zugeschalteter Ladeeinheit benutzt werden.

Der Ladevorgang erfolgt über das Akkupack (A) oder Handbedienung (B). Der Ladestecker wird auf der linken Seite des jeweiligen Produkts gesteckt und danach an der Steckdose angeschlossen.


Technische Spezifikation.

	Gass	Elektrisk
Höhe min/max	88,6cm / 129,7cm	92,8cm / 128cm
Breite	81 cm	81 cm
Länge	79,5 cm	79,5 cm
Gewicht	14,7 kg	20,6 kg
Max. Belastung mit Untergestell	150 kg	150 kg
Breitenmaß, Untergestell	70 cm	70 cm
Min. Wendekreis, Untergestell	100 cm	100 cm


Höhe gass:



Höhe El:



Breite zwischen armpolster:



KENNZEICHNUNGEN

Serial no.:
MANUFACTURED BY
FOLLO FUTURA AS
P.B. 112-1430ÅS- NORWAY

**Maximal person
weight 150 kg.**


1. Namen und Anschrift des Herstellers, Produktionsnummer und Höchstbelastung.




WWW.FOLLO-FUTURA.NO



2. Weblink.



3. CE Marke
beiliegendes



4. Ladeeingang



5. Nur zur Benutzung im Hause Bitte

Handbuch durchlesen.

MAX LOAD 2,5KG

6. Maximale Kurvenbelastung

MAX LOAD 3,8KG

7. Max. Belastung des Halters für
Sauerstoffbehälter


3422-20-T-T IANERD-

1. Kippgefahr bei der Nutzung des Gehwagens mit angebrachtem
Infusionshalter, siehe beigelegte Anweisung

**MAXIMUM WIDTH
70,0 CM**

9. Maximale Breite des Untergestells und verstärkt

ASSEMBLY/DISASSEMBLY INSTRUCTIONS




ASSEMBLY:

1. Mount the top frame (1) to the rack (2). Screw the M8 screws (A) on, do not tighten.
2. Mount the top frame (1) and the rack (2) on the bottom frame (3). Screw the M8 nuts (B) tighten on.
3. Mount the gas / electric (4) lifting equipment on the Follo Stabilis Walker.
4. Lift the top frame (1) up and down to center the telescope tubes to the top frame. Tighten screws M8 (A) securely in.
5. Remember to lock the safety pin after you have mounted the gas spring on the lower frame.


DISASSEMBLY:


1. Disassemble the gas / electric lift mechanism.
2. Unscrew the top frame.
3. Unscrew the rack form the bottom frame.
4. Unscrew the wheels from the bottom frame.

BALL BEARING ASSEMBLY:




BALL BEARING DISASSEMBLY:






ALT. 1




ALT. 2




1. BATTERIPAKKE
2. ELEKTRISK LØFT
3. HØYDEKONTROLL
4. BATTERILADER
5. HÅNDTAK MED HØYDEKONTROLL
6. T-KOBLING
7. LADEPUNKT

EQUIPMENT


GRIP WITH
ARTICULATED LEVER
107-710855




HOLDER FOR
OXYGEN BOTTLES
107-710862




BASKET FOR EL./GAS
107-710860




HANDLES WITH
ELECTRIC SWITCH
107-710856



INFUSION STAND
107-710858





Follo Stabilis Walker 109-8xxxx

Pos	El	Gas	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	0	1	218-108		BUNNRAMME	FRAME
2	1	1	218-04		STATIV	FRAME
3	2	2	218-07		TELESKOPRØR	GLIDE FRAME
8	1	1	218-09H		HÅNDTAK HØYRE	HANDLE RIGHT
9	2	2	218-11		HYLSE	TUBE
10	2	2	218-26		GLIDER	GLIDER
11	1	1	595-218-34		HØYRE PUTE	RIGHT REST
12	1	1	595-218-33		VENSTRE PUTE	LEFT REST
13	4	4	570-001835		TANNSKIVE	WASHER
14	2	2	562-003358		INNSLAGSMUTTER	NUT
17	2	2	591-000196		PLASTHÅNDTAK	PLASTIC HANDLE
18	2	2	572-001947	Ø10,2	NYLON SKIVE	WASHER
19	2	2	218-18		POM HYLSE	TUBE
20	2	2	591-000753	GL 32	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
21	2	2	532-004200	Ø100	HJUL U/BREMS	WHEEL
22	2	2	532-004201	Ø100	HJUL M/BREMS	WHEEL
23	1	1	218-09V		HÅNDTAK VENSTRE	HANDLE LEFT
24	0	1	586-000759		GASSFJÆRFESTE	GAS SPRING HEAD
26	2	2	218-107		JUSTERINGSBØYLE	ADJUSTING BOW
28	0	1	560-001886	M6x20	UNBRAKOSKRUE	SCREW
29	2	2	597-218-32		FINER PLATE	PLATE
32	4	4	560-001845	M8x20	6-KT SKRUE	SCREW
34	2	6	572-001959	M10	UNDERLAGSKIVE	WASHER
35	0	1	562-001850	M6	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
37	9	8	572-001847	M8	UNDERLAGSKIVE	WASHER
38	4	4	560-002688	M10x40	INN. 6-KT SKRUE	SCREW
40	1	1	590-000756		SERIEMERKE	SERIAL NO.
42	0	(1)	586-000771	200N	GASSFJÆR	GAS SPRING
43	0	(1)	586-000772	250N	GASSFJÆR	GAS SPRING
45	2	2	562-002788	M10	LAV MUTTER	NUT
46	2	2	591-002841	GL 22	PLASTINNSATS	PLUG
48	0	1	589-000101		KOMPL. KULEFESTE	BALL SCREW
53	4	4	561-000760	Ø4x20	TRESKRUE	SCREW
54	4	4	561-001837	Ø3,5x13	PLATESKRUE	SCREW
59	2	1	562-001891	M10	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
60	1	0	670-004172		KONTROLLBOKS	CONTROL BOX
61	1	0	670-004173		HØYDEKONTROLL	HEIGHT CONTROL
62	1	0	670-004175		BATTERILADER	BATTERY CHARGER
63	1	0	670-004171		ELEKTRISK LØFTER	ELECTRIC LIFT
65	1	1	560-003335	M10x45	6-KT SKRUE	SCREW
68	2	2	560-000315	M10x65	6-KT SKRUE	SCREW
69	2	2	567-003000	M6x20	RATT	WHEEL
70	4	4	562-002528	M8	HETTEMUTTER	CAP NUT
71	1	0	560-000691	M10x40	6-KT SKRUE	SCREW
72	1	1	590-000247		CE-MERKE	CE-LABEL
74	2	2	591-001964	SW 17	MUTTERHETTE	NUT CAP
77	0	1	218-92		UTLØSERBØYLE	RELEASE BOW
78	1	1	218-111		TOPP RAMME	TOP FRAME
79	1	0	218-109		BUNNRAME EL	FRAME EL
80	2	2	572-001998	Ø6/Ø22	Skjerm skive	Washer
81	2	0	594-000464	150mm	BORRELÅS HAN	VELCRO HOOK
82	2	0	594-004193	150mm	BORRELÅS HUN	VELCRO LOOP
83	2	2	572-002000	Ø6,5	NYLON SKIVE	WASHER

Pos	El	Gas	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
84	2	2	572-003210	Ø13/20	POM skive	POM washer
85	2	2	218-110		FILT	FELT
86	2	0	530-117616	Ø12/Ø10	FORING	BEARING
87	0	2	218-53		Teleskop rør / Barn	Glide frame / Child
88	0	1	218-57		Stativ / Barn	Frame / Child
89	0	2	532-004171	Ø75	Hjul M/brems Barn	Wheel with brake / Child
90	0	2	532-004170	Ø75	Hjul U/brems Barn	Wheel / Child
91	0	1	586-000770	100N	Gassfjær / Barn	Gas spring / Child
92	1	1	590-004205		www.follo-futura.no	www.follo-futura.no
93	0	4	560-002103	M10x25	Innv.6kt. / Barn	Screw / Child
94	1	1	590-004210		Merke innendørs bruk	Label indoor use
95	1	1	590-004220		Merke maks bredde	Label max width
96	1	1	590-004230		Merke maks vekt	Label max weight
97	2	2	573-002664	M6	Blindnaglemutter	Nut
98	2	2	576-003324	Ø3x20	Spennstift	Bolt

Pos	Ant/Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
100	1	679-000101		GRØNNBRYTER	GREENSWITCH
101	1	679-000100		RØD BRYTER	RED SWITCH
102	2	640-000100		SORT LEDNING	CABLE
103	2	218-38		PLASTHÅNDTAK	PLASTIC HANDLE
104	1	599-000658		KLISTREMERKER	ADHESIVE TAPE
105	1	679-000200		KOBLINGSBOKS	CONNECTION BOX
106	1	599-000657		KOBLINGSSKJEMA	DIAGRAM OF CONNECT
107	1	640-000101		SPIRALLEDNING	SPIRAL CABLE
108	1	640-000102		FORDELINGSLEDNING	DISTRIBUTE CABLE
109	2		M6	MUTTER	NUT
110	1			KURV HOLDER	FRAMEFOR BASKET
111	1	499-000662		KURV	BASKET
112	1	107-710862		OKSYGENFLASKEHOL	OXYGEN BOTTLE HOLD.
113	2	218-99		BELTE	BELT
114	1	590-000410	2,5 kg	MAX LAST FOR KURV	LABLE BASKET
115	1	590-000411	3,8 kg	MAX LAST FOR OKSYGENH.	LABLE , OKSYGENBOTTLE
116	1	590-000412		ADVARSEL MOT TILTING	WARNING TILT HAZARD
117	1	499-000686		INFUSJ.HOLDER,BØYL	INFUS. HOLDER, ARM
118	1	567-003925		LÅSEPAK M8x30	LOCK HANDLE
119	1	218-51		INFUSJ.HOLDER,FESTE	FASTEN F/INFUSI.HOLDER
120	2	560-001886	M6x20	INN. 6-KT SKRUE	SCREW
121	2	572-000759	Ø6	SKIVE	WASHER
122	2	570-003321	Ø10	SPRENG SKIVE	SPRING WASHER
123	2	499-000850		RØR	TUBE
124	2	579-000018	M10	KULESKRUE	BALL SCREW
125	2	499-000853		STILLBART FESTE	ADJUSTABLE FASTEN
126	2	599-000857		TRYKKSTANG	PIN
127	2	560-003720	M10x10	SETTSKRUE	LOCK SCREW
128	2	579-000018		LÅSESPLINT	SAFETY PIN/CLIP
129	1			BRAKETT	BRACKET
130	2		M6x20	SKRUE	SCREW
131	1			DISTANSEBRIKKE	DIST. PLATE
132	1	218-98		KURVHOLDE EL, GASS	BASKET FRAME, EL, GAS
133	2	560-002234	M6x16	SKRUE	SCREW
134	1	591-002578	GL 16	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
135	1	560-000367	M10x50	SKRUE	SCREW

IMPORTANT

ASSEMBLY
INFORMATION

