

**DK Mobilex A/S****Badebrædt 302030**  
Brugervejledning

Badebrættet gør indstigningen i badekarret sikker og bekvem. Badebrættet er udformet med skrid-sikker overflade og håndtag. Endvidere er brættet indstilleligt så det kan tilpasses det enkelte badekar.

**Sikkerhedsanvisning**

Benyt kun badebrættet til det formål, som det er fremstillet til, og kun i god teknisk stand. Man må ikke kravle op på badebrættet. Sørg for, at indstille bræt-tet så det passer til badekarret inden brættet tages i brug. **ADVARSEL: Undgå at klemme fingrene i brættets huller**

**Montageinstruktion**

Håndtaget skal monteres i hullerne ved hjælp af 2 medfølgende skruer. Skruerne monteres fra undersiden af brættet op i håndtaget. Håndtaget er dermed monteret på badebrættet. Inden brættet benyttes er det vigtigt, at brættet er monteret sådan, at det ikke kan flytte sig fra den ene til den anden side af badekarret. Samtidig er det vigtigt, at overfladen af badebrættet støttes sikkert af badekarrets sider.

**Tekniske data**

Dimension: 32 x 70,5 cm  
Maksimal vægt bruger: 190 kg  
Vægt: 2,7 kg

**Vedligeholdelse**

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**GB Mobilex A/S****Shower Board 302030**  
User's manual

The shower board is a medical device which intended use is to give stable & easy access and seating support when disabled persons use a bathtub. It is capable of being adjusted to suit the majority of bathtub widths.

**Security issues:** Only use the product for the purpose it is intended for. Don't climb on the product. Use the product only in good technical condition. Do not overload the product. Use the product only on flat, smooth bath walls. Always check stability of product before use. Make sure the product is adjusted to the correct width before use. **WARNING! Be careful not to trap your fingers in one of the board's holes or slots.**

**Assembly and use:** The handle must be fitted into the 2 locating holes at one end of the board. The screws are fixed to the angle from the underside of the board. Locate & secure the individual posts into the required positions at 4 long slots on the board to fit your bathtub width. The posts are fixed by the screws from underside of the board. Please ensure there is no sideways movement of the seat & that the post surface is in contact with the bath walls from inside. Both ends of the seat must be fully supported by the bath sides.

**Technical data:**

Seat dim: 32 x 70,5 cm  
Max user's weight: 190 kg  
Weight: 2,7 kg

**Cleaning & Maintenance:** Clean the device regularly & keep it clean. Use soft cloth, warm water & neutral household washing agents. Do not use abrasives & bleach based cleaners.

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**D Mobilex A/S****Badewannenbrett 302030**  
Montage- und Gebrauchsanleitung

Das Badewannenbrett ermöglicht ein bequemes, erhöhtes und sicheres Einsitzen in die Badewanne. Dies wird durch den einseitig angebrachten Handgriff unterstützt. Individuelle Einstellmöglichkeiten bieten eine genaue Anpassung an jede herkömmlichen Badewanne.

**Sicherheitshinweise**

Nutzen Sie das Badewannenbrett nur für den vorgesehenen Einsatzbereich. Stellen Sie sich nicht auf das Badewannenbrett. Stellen Sie sicher, dass das Badewannenbrett an die jeweilige genutzte Badewanne genauestens angepasst wird.

**Montage**

Montieren Sie den Handgriff an der Seite des Brettes mit Hilfe der 2 Flachsrauben. Die Schrauben zur Fixierung der Füße werden ebenso von unten durch die Schlitz mit den Füßen verschraubt. Stellen Sie den Abstand der Füße so ein, dass sich das Brett in der Badewanne seitlich nicht hin- und her-schieben lässt und alle 4 Füße Kontakt mit der Badewanneninnenwand haben. Beide Enden des Badewannenbrettes müssen auf dem Badewannenrand aufliegen.

**Technische Daten**

Sitzfläche: 32 x 70,5 cm  
Tragfähigkeit: 190 kg  
Gesamtgewicht: 2,7 kg

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**I Mobilex A/S****Asse da vasca 302030**  
Istruzioni d'uso e manutenzione

L'asse da vasca con il suo grande maniglione laterale e la sua superficie ruvida permette una seduta comoda e sicura nella vasca da bagno. La regolazione individuale permette di adattare l'asse quasi tutte le vasche da bagno convenzionali.

**Avvisi per la sicurezza**

Usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito. Non salire sull'asse da vasca, eccetto seduti. Assicurarsi che l'asse da vasca sia adattata perfettamente alla vasca da bagno prevista e che poggia saldamente sui bordi della vasca.

**Montaggio**

Fissate il maniglione con le 2 viti a lato dell'asse da vasca. I tappi (piedini) si fissano da sotto all'asse inserendo e bloccando le viti nelle apposite fessure dell'asse. Regolate la distanza tra i tappi in modo che l'asse non possa spostarsi lateralmente sulla vasca ed i 4 tappi abbiano contatto con il bordo interno della vasca. Assicurarsi assolutamente che ambedue i bordi dell'asse poggino stabilmente sul bordo della vasca e che i tappi abbiano stabile contatto con i bordi vasca.

**Dati tecnici**

Dimensioni seduta: 32 x 70,5 cm  
Portata: 190 kg  
Peso totale: 2,7 kg

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**DK Mobilex A/S****Badebrædt 302030**  
Brugervejledning

Badebrættet gør indstigningen i badekarret sikker og bekvem. Badebrættet er udformet med skrid-sikker overflade og håndtag. Endvidere er brættet indstilleligt så det kan tilpasses det enkelte badekar.

**Sikkerhedsanvisning**

Benyt kun badebrættet til det formål, som det er fremstillet til, og kun i god teknisk stand. Man må ikke kravle op på badebrættet. Sørg for, at indstille bræt-tet så det passer til badekarret inden brættet tages i brug. **ADVARSEL: Undgå at klemme fingrene i brættets huller**

**Montageinstruktion**

Håndtaget skal monteres i hullerne ved hjælp af 2 medfølgende skruer. Skruerne monteres fra undersiden af brættet op i håndtaget. Håndtaget er dermed monteret på badebrættet. Inden brættet benyttes er det vigtigt, at brættet er monteret sådan, at det ikke kan flytte sig fra den ene til den anden side af badekarret. Samtidig er det vigtigt, at overfladen af badebrættet støttes sikkert af badekarrets sider.

**Tekniske data**

Dimension: 32 x 70,5 cm  
Maksimal vægt bruger: 190 kg  
Vægt: 2,7 kg

**Vedligeholdelse**

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**GB Mobilex A/S****Shower Board 302030**  
User's manual

The shower board is a medical device which intended use is to give stable & easy access and seating support when disabled persons use a bathtub. It is capable of being adjusted to suit the majority of bathtub widths.

**Security issues:** Only use the product for the purpose it is intended for. Don't climb on the product. Use the product only in good technical condition. Do not overload the product. Use the product only on flat, smooth bath walls. Always check stability of product before use. Make sure the product is adjusted to the correct width before use. **WARNING! Be careful not to trap your fingers in one of the board's holes or slots.**

**Assembly and use:** The handle must be fitted into the 2 locating holes at one end of the board. The screws are fixed to the angle from the underside of the board. Locate & secure the individual posts into the required positions at 4 long slots on the board to fit your bathtub width. The posts are fixed by the screws from underside of the board. Please ensure there is no sideways movement of the seat & that the post surface is in contact with the bath walls from inside. Both ends of the seat must be fully supported by the bath sides.

**Technical data:**

Seat dim: 32 x 70,5 cm  
Max user's weight: 190 kg  
Weight: 2,7 kg

**Cleaning & Maintenance:** Clean the device regularly & keep it clean. Use soft cloth, warm water & neutral household washing agents. Do not use abrasives & bleach based cleaners.

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**D Mobilex A/S****Badewannenbrett 302030**  
Montage- und Gebrauchsanleitung

Das Badewannenbrett ermöglicht ein bequemes, erhöhtes und sicheres Einsitzen in die Badewanne. Dies wird durch den einseitig angebrachten Handgriff unterstützt. Individuelle Einstellmöglichkeiten bieten eine genaue Anpassung an jede herkömmlichen Badewanne.

**Sicherheitshinweise**

Nutzen Sie das Badewannenbrett nur für den vorgesehenen Einsatzbereich. Stellen Sie sich nicht auf das Badewannenbrett. Stellen Sie sicher, dass das Badewannenbrett an die jeweilige genutzte Badewanne genauestens angepasst wird.

**Montage**

Montieren Sie den Handgriff an der Seite des Brettes mit Hilfe der 2 Flachsrauben. Die Schrauben zur Fixierung der Füße werden ebenso von unten durch die Schlitz mit den Füßen verschraubt. Stellen Sie den Abstand der Füße so ein, dass sich das Brett in der Badewanne seitlich nicht hin- und her-schieben lässt und alle 4 Füße Kontakt mit der Badewanneninnenwand haben. Beide Enden des Badewannenbrettes müssen auf dem Badewannenrand aufliegen.

**Technische Daten**

Sitzfläche: 32 x 70,5 cm  
Tragfähigkeit: 190 kg  
Gesamtgewicht: 2,7 kg

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark

**I Mobilex A/S****Asse da vasca 302030**  
Istruzioni d'uso e manutenzione

L'asse da vasca con il suo grande maniglione laterale e la sua superficie ruvida permette una seduta comoda e sicura nella vasca da bagno. La regolazione individuale permette di adattare l'asse quasi tutte le vasche da bagno convenzionali.

**Avvisi per la sicurezza**

Usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito. Non salire sull'asse da vasca, eccetto seduti. Assicurarsi che l'asse da vasca sia adattata perfettamente alla vasca da bagno prevista e che poggia saldamente sui bordi della vasca.

**Montaggio**

Fissate il maniglione con le 2 viti a lato dell'asse da vasca. I tappi (piedini) si fissano da sotto all'asse inserendo e bloccando le viti nelle apposite fessure dell'asse. Regolate la distanza tra i tappi in modo che l'asse non possa spostarsi lateralmente sulla vasca ed i 4 tappi abbiano contatto con il bordo interno della vasca. Assicurarsi assolutamente che ambedue i bordi dell'asse poggino stabilmente sul bordo della vasca e che i tappi abbiano stabile contatto con i bordi vasca.

**Dati tecnici**

Dimensioni seduta: 32 x 70,5 cm  
Portata: 190 kg  
Peso totale: 2,7 kg

CE Mobilex A/S, Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg, Danmark