



Kære kunde

Det glæder os at du har valgt at benytte en af vores kvalitetsprodukter. Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af produktet og anvisninger for korrekt brug. Det er vigtigt at du læser denne vejledning grundigt før brug.

Formål og instruktion i brug af ergonomisk babypude

BabyClouds ergonomiske babypude er udviklet af sundhedsprofessionelle, med stor erfaring indenfor hjælpemidler og hospitalsudstyr. Den er designet til at forhindre og behandle fladt bagehoved syndrom på spædbørn. Puden skal placeres på et jævnt underlag eller madras. Derefter placeres spædbarnets hoved i midten af pudens fordybning, dette reducerer trykbelastningen på bagehovedet ved at fordele vægten jævnlgt. Puden begrænser ikke spædbarnets bevægelsesevne, hvilket er vigtigt for at de udvikler deres nakkemusculatur og ikke tilegner sig en usund soveposition.

Anbefalinger til forebyggelse af vuggedød.

- Det sikreste sted et spædbarn kan sove er i sin egen seng.
- Spædbørn skal altid sove på ryggen.
- Undgå at spædbarnet sover for varmt. Den anbefalede værelsestemperatur er imellem 18 og 20°C.
- Spædbarnet bør kun sove med en lille og tynd babydyne, som barnet er i stand til at sparke af sig.
- Udsæt ikke spædbørn for tobaksrygning.
- Efterlad aldrig et sovende spædbarn uden opsyn.



Pudens vaskemetode og forholdsregler.

- Puden kan vaskes på skåneprogram ved 60°C.
- Puden kan håndvaskes i 95°C varmt vand for desinficering.
- Puden må ikke tørre tumbles.
- Puden tåler ikke blegning.
- Puden tåler ikke kemisk rens.
- Puden tåler ikke strygning.

Reklamationsret.

BabyCloud yder 2 års reklamationsret mod materiale- og produktionsfejl på alle solgte produkter. BabyCloud er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som følge af uheldig eller forkert anvendelse, forsømmelse og unormalt slid samt ændring af produktet foretaget af bruger eller tredjemand. I sådanne tilfælde bortfalder produktansvaret. Reklamationsretten dækker ikke normalt slid og omfatter ikke udgifter samt skadeserstatning i forbindelse med reklamation. Desuden er der ingen garanti mod skader, der opstår som følge af manglende overholdelse eller misforståelse af denne brugervejledning. I tilfælde af tvivlstilfælde kan de kontakte BabyCloud.

Dear customer

We are pleased that you have decided to use one of our high-quality products. This user manual contains a description and instructions for proper use of the product. It is important that you read this manual thoroughly before use.

Purpose and instruction in use of Ergonomic Baby Pillow.

BabyCloud's ergonomic baby pillow is developed by healthcare professionals, with extended experience with medical aids and hospital equipment. It is designed to prevent and treat Flat Head Syndrome on babies. The pillow should always be placed on an even surface or mattress. Place the baby's head on the center of the depression, this will reduce pressure to the back of the head by distributing the weight evenly. The pillow don't limit the child's ability to move, which is a good thing since head movement reinforce the neck muscles and prevent unhealth sleeping positions.

Recommendations to prevent SIDS.

- The safest place a baby can sleep is in their own bed.
- Babies should always sleep on their back.
- Avoid overheating. Recommended room temperature is between 18 and 20°C.
- Babies should only use a small and thin quilt that they can kick of themselves.
- Don't expose a baby to smoking.
- Never leave sleeping babies unsupervised.

Cleaning and washing instructions.

- Machine-wash the pillow at delicate cycle at 60°C.
- Handwashed in 95°C hot water for disinfection.
- Do not tumble dry the pillow.
- Do not bleach the pillow.
- Do not clean dry the pillow.
- Do not iron the pillow.

Warranty.

BabyCloud offers 2 years warranty against material and production defects on all products sold. BabyCloud cannot be held accountable for neglect and abnormal wear and tear or unauthorized alteration of the product by the user or a third party. The warranty does not cover normal wear and tear and does not include expenses in connection with a complaint. The warranty won't cover any the case of non-compliance or misunderstanding of this user manual. In case of doubt feel free to contact BabyCloud.