

Instructions for Use (IFU)

1



IFU LANGUAGES

www.androvacuum.com/ifu/



VIDEOS

www.andromedical.com/videos




FAQs – QUESTIONS

www.androvacuum.com/faqs




MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)

www.androclinic.com



01



Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Penis anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figure B) qui s'adaptera mieux à la taille de son pénis.


Selecione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate i componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療: ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバンド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك . لعلاج ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض (الشكل ب) التي تناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02



Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.


Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンドーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンドーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة على الأسطوانة



03



Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.


Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأداة في مكانها وضعبها في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04



On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e non tiene holgura.


Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。(しっかりととはめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي



05



Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.


Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンドラーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます (シリンドラーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用いただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة ، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملائماً للأسطوانة

06



With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.


Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします (圧力が急激にかかることはありませんので、ご安心ください)。手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

بإحدى يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطراز اليدوي ، امسك المحرك بيدك وقم بحركات لأعلى ولأسفل



07



After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.

Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el ari del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.


Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore elettronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンドラにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすように移します。シリコンリングをペニスの根元についたら、電源装置にしている赤いボタンを押し、シリンドラの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض لأسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة



08



The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保つことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة



Brugsanvisning

Læs Før Anvendelse

Indholdsfortegnelse

1. QR-KODER OG LINKS	1
2. HURTIG VEJLEDNING	2
3. Om Androvacuum®	7
4. ENHEDSKOMPONENTER	8
5. MEDICINSKE INDIKATIONER	9
6. VÆLGE KOMPONENTER	10
7. VEJLEDNING I BRUGEN AF SYSTEMET	11
8. BRUGSANVISNING	13
9. BRUGSANVISNING FOR EREKTIL DYSFUNKTION	14
10. BRUGSANVISNING TIL PENILE REHABILITERING	15
11. FÆLLES PROBLEMER OG LØSNINGER	16
12. FORHOLDSREGLER	17
13. PORTEFØLJE	19

Side

BEMÆRK: Androvacuum® har følgende modeller: **Androvacuum® Premium** (med automatisk motor, Deluxe-model) og **Androvacuum® Manual** (med manuel motor, Pro-model).

Brugervejledningen er den samme for alle modellerne med mindre variationer.

3 Om Androvacuum®

Androvacuum® er en medicinsk dokumenteret penispumpe af højeste kvalitet, der er en ikke-invasiv, sikker og effektiv løsning til at følge en penisrehabiliteringsrutine og fremkalder øjeblikkelig, lægemiddelfri erektion efter behov som en løsning på erektil dysfunktion.


Androvacuum® er ergonomisk designet og konstrueret, og består af en cylinder, der passer over penis, med en elektronisk motor, som skaber undertryk og dermed et vakuum omkring penis. Derved trækkes blod ind i penis, hvilket hjælper penis med at blive erigeret.

Læs venligst først (kun for model med batteri):

Trin 1- Fjern batteridækslet ved at trykke på pilehovedet og skubbe op. Se billede 1A.

Trin 2- Indsæt batterierne i batterirummet som vist.

Trin 3- Skub batteridækslet tilbage på plads.



Bemærk: Læs instruktionerne grundigt og fuldstændigt igennem, før du bruger **Androvacuum®**. Hvis instruktionerne ikke følges, virker **Androvacuum®** ikke.

Når du har sat batterierne i, skal du kontrollere, at motoren fungerer korrekt, ved at trykke hårdt på tændingsknappen.

4 Enhedskomponenter

Dæmpende ring: Adapterindlæg til forskellige penisstørrelser, som indsættes i penisrøret, efter at ringen er placeret på penisrøret og spidsen er fjernet.

Knap til manuel ophævelse af vakuum. Giver mulighed for at reducere undertrykket, som er skabt inden i cylinderen.

Aktiveringsknap

Elektronisk eller manuel vakuummotor sørger for hurtig forsegling

Medicinsk klassificeret aftagelig cylinder

Forsegningsgelé til personlig brug

Bemærk: Forsegningsgelé er ikke inkluderet i pakken og kan kun købes på apoteker.

Let-påsætteligt konisk system, der passer på røret og hjælper med at få ringen på penis

Erektionsstøttinge / Forsnævringsringe:

Hjælper med at bevare erektion. Til forskellige penistykkelser.

EREKTIL DYSFUNKTION

Androvacuum® er beregnet til behandling af erektil dysfunktion. Det skønnes, at millioner af mænd er påvirket. Rejsningsproblemer kan være et tegn på et alvorligt problem med blodgennemstrømning eller et neurologisk problem. Rejsningsproblemer kan ofte være en bivirkning af medicin, du tager. Hvis du har mistanke om dette, så tal med din læge. Du bør aldrig ændre eller helt stoppe med at tage medicin, uden at du først har konsulteret din læge. Rygning, alkoholisme og stofmisbrug kan alle medføre en erektil lidelse.

Erektil Dysfunktion Terapi med **Androvacuum®** anbefales til:

- ❑ Mænd, der til tider oplever problemer med en fuld erektion på grund af stress, ophidselse eller frygt.
- ❑ Mænd, der nemt får en erektion, men har problemer med at bevare den.
- ❑ Mænd med erektionsproblemer i alle aldre, selv dem, der ikke har opnået en erektion i flere år.
- ❑ Mænd med erektionsproblemer, der ikke kan tage lægemidler mod ED på grund af hjerteproblemer.

REHABILITERING AF PENIS


Vakuummet øger blodgennemstrømningen i penis, når penis erigeres. Over tid indebærer regelmæssigt inducere-de vakuum miljøer, at corpus cavernosum tilpasser sig til disse stadigt krævende situationer. Penis ender op med selv at øge blodgennemstrømningen, selv når der ikke er et vakuum miljø. Dette indebærer, at det seksuelle organ reagerer hurtigere og kraftigere på seksuel stimulation. Et langvarigt problem med erektion kan medføre krympning af penisvæv og en reduktion i penis cirkulation (atrofi grundet manglende anvendelse). Regelmæssig brug af **Androvacuum®** vil kopiere fordelene ved natlige erektioner, reversere penisvind, forny peniscirkulation og fremme en tilbagevenden til et godt penis helbred. **Androvacuum®** kan hjælpe med at strække væv tilbage til den normale tilstand i løbet af så lidt som 4 ugers regelmæssig brug, og samtidig forbedre peniscirkulation. Samtidig vil du frekmalde fuldt erigeret penis og fremme et godt penis helbred.

Penisrehabiliteringsbehandling med **Androvacuum®**, anbefales til:


- ❑ Mænd med svage erektioner.
- ❑ Mænd, der oplever stadig svagere erektioner på grund af aldring, stillesiddende livsstil, alkohol eller tobaksforbrug samt højt kolesteroltal eller højt stressniveau..
- ❑ Mænd med lave testosteronniveauer (TDS eller hypogonadisme) og som tager hormonelle tilskud.
- ❑ Mænd efter prostatektomi, prostatakirurgi, operation for Peyronie's sygdom eller peniskirurgi.

6 Vælge Komponenter




1. Begynd med de største erektionsstøtteringe og dæmpende ringe. Hvis du ikke kan bevare vakuum og erektion med de største ringe, så skift gradvist til mindre ringe erektionsstøttes- og dæmpende ringe, indtil du kan bevare vakuum og erektion.
2. Stil cylinderen (med den glatte ende opad) på en jævn overflade. Indsæt det let-påsættelige konisk system i penisrøret.
3. Smør hele overfladen på det let-påsættelige konisk system med forseglingsgelé.
4. Tag fat i de to håndtag på erektionsstøtteringen som vist neden for. Sørg for, at spidserne på dine tommelfingre er øverst på ringen ved siden af det let-påsættelige koniske system, og træk ringen ned. Tommelfingerspidserne bør glide langs overfladen på det let-påsættelige koniske system. Sørg for, at erektionsstøtteringen er placeret nederst på penisrøret, så ringen nemt kan overføres til penisroden (du bør ikke trække ringen ned over røret ved at trække i håndtagene, da de kan gå i stykker).



5. Fjern det let-påsættelige koniske system, og fastgør cylinderen til den elektroniske vakuumpumpe. Fastgør cylinderen til pumpen ved at dreje den 1/4 omgang. Stram ikke for meget. Indsæt dæmpende ringe i den åbne ende af penisrøret.
6. Ved at hælde varmt vand over cylinderen (inden pumpen monteres), kan du forebygge, at der dannes kondens i cylinderen under brugduring use.



EREKTIONSSTØTTERINGE



Noget af det allervigtigste er korrekt montering af erektionsstøttingen. For at bevare blod i penis skal ringen passer behageligt stramt, men den bør ikke være strammere end nødvendigt. Hvis **Androvacuum®** giver dig en god erektion, men din erektionsstøtting bliver løs efter at have været på i fem minutter eller mindre, så er du nødt til at prøve en mindre ring.

Tredive minutter er maksimale anbefalede periode, du bør anvende erektionsstøttingen. Hvis ringen anvendes i længere tid, er der risiko for permanent skade.

Når du har fundet den korrekte ringstørrelse, tager det kun et par minutter at få en erektion.

ANVEND IKKE EN STØTTERING I MERE END 30 MINUTTER.

Androvacuum® hjælper dig med at få en fuld og tilfredsstillende erektion i de fleste tilfælde.

-  Der gør gå mindst 60 minutter mellem anvendelse.
-  Fald ikke i søvn, mens du anvender en erektionsstøtting.
-  Erektionsstøtting bør ikke anvendes som et præventionsmiddel.
-  Brug den største erektionsstøtting, der kan opretholde din erektion.
-  Brug ikke erektionsstøttinge, mens du indtager alkohol eller andre rusmidler.
-  Hyppig anvendelse af erektionsstøttinge kan give misfarvning på roden af penis (hvor penisskafet møder pubesområde). Midlertidige bivirkninger kan være blå mærker på penis eller små røde pletter under huden. Vær forsigtig og masser af vandopløselig smørende gelé, når ringen fjernes.
-  Brug ikke oliebaseerede smøremidler så fx vaseline, da disse er skadelige for erektionsstøtting og andre latex-lignende materialer såsom kondomer. Brug kun vandopløselige smørende og forseglende gelé.

KNAP TIL MANUAL OPHÆVELSE AF VAKUUM OG OPRETTELSE AF VAKUUM

Din penis bør blive fyldt og stiv uden smerter i løbet af **10 til 90 sekunder**. Du kan føle presset, når din penis begynder at blive rejst af vakuummet, hvilket er normalt. Hvis du føler en let smerte, når din penis bliver fyldt, så prøv et lavere vakuumniveau ved at trykke på knappen til manuel ophævelse af vakuum (med lidt øvelse finder du det rette vakuumniveau, så du kan opnå fuld erektion).

Knappen til manuel vakuum ophævelse kan anvendes til at sænke vakuumniveauet. Hvis vakuumniveauet bliver for lavt, kan det nemt øges ved at trykke på aktiveringsknappen igen.


For at **fjerne penis fra cylinderen**, skal du trykke på knappen til manuel ophævelse af vakuum, indtil vakuumtrykket er væk. Herefter kan du fjerne cylinderen.

De fleste mænd med erektil dysfunktion vil miste det meste af deres erektion hurtigt efter, at penis fjernes fra cylinderen. Dette problem kan løses ved korrekt montering af en **erektionsstøttering**. Hvis det viser sig, at du har en erektion, er der god nok til samleje, så behøver du ikke at bruge en **erektionsstøttering**. Du kan have et godt sexliv, hvor du anvender **Androvacuum®** enheden, uden at du også anvender erektionsstøttere.

AFTAGNING AF EREKTIONSSTØTTERING

BEMÆRK: Anvend ikke en erektionsstøttering i mere end 30 minutter.

Fjern ringen ved at trække sidesløjferne udad. Ringen vil udvides, og blodet kan løbe fra penis. Du kan derefter nemt trække erektionsstøtteren af. For at forhindre, at erektionsstøtteren sammenfiltras med pubeshår, kan du prøve at anvende lidt forseglingsgelé i pubeshårene, inden du fjerner ringen.



ANBEFALEDE

Men's health
supplement



Andropharma Vigor

FOR EREKTIL DYSFUNKTION:

1. Smør din penis, indersiden af cylinderen og pubeshårene (området, der kommer i kontakt med de dæmpende ringe), med forseglingsgelé. Dette hjælper skabe en god vakuumforsegling ved kroppen og forhindrer penis i at klæbe til væggene i cylinderen.
2. Læg penis ind i cylinderen og start vakuumprocessen. Anvend pumpen ved at trykke på aktiveringsknappen. Tryk på knappen i ca. 10 sekunder, og der skulle blive skabt en forsegling mellem systemet og din krop. Fortsæt med at trykke på knappen, indtil du har opnået et tilstrækkeligt vakuum. Brug det mindste vakuum, der er nødvendig for at opnå en erektion.
3. Så snart der er opnået den ønskede erektion, overføres erektionsstøtteren fra cylinderen til bunden af penis med fingerspidserne. Sørg for, at erektionsstøtteren overføres hele vejen rundt. Tilbageværende vakuum i cylinderen kan ophæves ved at trykke på knappen til manuel ophævelse af vakuum. Ød dig et par gange uden at anvende erektionsstøtteren.

TIL GENOPTRÆNING AF PENIS:

4. Terapeutiske anvendelse af **Androvacuum®** en gang om dagen fra 5 til 7 gange om ugen kan medvirke til at bevare penislængde, udvide arterier og oxygenere penisvæv. Regelmæssig brug af **Androvacuum®** kan fremme fuld erektile funktion. Du behøver ikke at anvende erektionsstøttere. De er designet til at holde blodet og opretholde en erektion, der forbliver stiv under seksuel aktivitet. Når du anvender Terapi, anbefaler vi, at du forsøger at opnå 5 erektioner eller bruge **Androvacuum®** i mindst 5-10 minutter. Brug aldrig pumpen, så den forårsager smerte.

Note 1. Når du har brugt **Androvacuum®** i 30 til 60 dage, kan det være, du vil tjekke dimensionerne på de ringe, du anvender. Det kan fx være, at du oplever, at du nu er i stand til at bruge en større størrelse ringe. En større ring kan øge komforten.


Note 2. Nogle par foretrækker at afbryde samlejet mindst én gang og anvende **Androvacuum®** igen.

Note 3. Hvis et kondom skal anvendes, skal det først sættes på, efter at erektion er opnået.

Note 4. Efter anvendelse kan erektionsstøtteren, dæmpningsringen og cylinderen vaskes med vand og sæbe og herefter tørres og opbevares. Sørg for, at posen med erektionsstøttere er tømt for luft og tæt forseglet. Det forlænger holdbarheden. Pumpen må ikke komme i vand.


BEMÆRK

Når cylinderen placeres på pumpen må du IKKE STRAMME DEN FOR MEGET. Rotér den en fjerdedel (1/4) for at stramme. Hvis du strammer den for hårdt, kan du ødelægge systemet. Hvis dette sker, ER DET IKKE omfattet af garantien.




01

Erektionsstøtteren placeres for enden af cylinderen ved brug af det let-påsættelige koniske system.




02

Fjern det let-påsættelige koniske system og indsæt en dæmpende ring.




03

Smør din penis, indersiden af cylinderen og dine pubeshår med forseglingsgelé.




04

Læg din penis ind i den klargjorte cylinder.



05

Start vakuumprocessen, afhængigt af din model elektronisk eller manuel.




06


Når erektion er opnået, skubbes erektionsstøtteren ned på roden af penis. Når ringen er på plads, er du klar.

10 Brugsanvisning


(TIL PENILE REHABILITERING)




01 Smør forseglingsgelé på kanten af vakuum-cylindren og på hele længden af penis.




02 Læg din penis ind i den cylinderen. Ved manuel model skal du tage fat i motoren med hånden og foretage op- og nedadgående bevægelser. For den elektroniske model skal du følge trin 3.




03 Anvend pumpen i 10 sekunder og stop derefter i 5 til 10 sekunder for langsomt at skabe et vakuum. Gentag, indtil du opnår fuld erektion.



04 Når du har opnået fuld erektion, vent 30 sekunder før du ophæver vakuum. Strømhed og et vist tryk er normalt.



05 Efter 30 sekunder ophæves vakuummet ved at trykke på den røde knap.



06 Vent, indtil penis er vendt tilbage til slap tilstand, og gentag start-og-stop-processen, indtil penis igen har opnået fuld erektion.

PROBLEM	SANDSYNLIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING	BEMÆRKNINGER
Ingen erektion	Manglende vakuum på grund af utæthed på grund af dårlig forsejling	Anvend mere forsejlingsgelé; anvend et fast tryk mod kroppen; trim pubeshår; tjek systemet for utætheder	Problemet skyldes ofte manglende erfaring; det forsvinder, efterhånden som du bliver bedre til at bruge systemet
Delvis erektion	Ikke nok øvelsessessioner	Mere øvelse med anvendelse af systemet	Problemet forsvinder som regel ved fortsat brug
Hurtigt tab af erektion (under 5 minutter)	Vakuum ophørt pga. utæthed, dårlig forsejling, dårlig smøring, eller for meget kønsbehåring, eller for stor dæmpningsring	Se "Ingen erektion"; Brug mindre eller dobbelt dæmpningsringe	Kræver at du eksperimenterer med forskellige størrelser af dæmpningsringe. Opsøg læge, hvis du har brug for hjælp til fortsat brug.
Hud løsner ved pungen	Forsejlingsgelé på pungen; forkert pumpeteknik; manglende erfaring med systemet	Fjerne forsejlingsgelé fra pungen; Fortsæt med øvelser; hold cylinderen i en vinkel nedad under pumpning	Problemet forsvinder som regel, efterhånden som du bliver bedre til at bruge systemet efterhånden som
Ubehag eller smerte under pumpning	For hurtig pumpning – træk i pumpgævet	Langsommere pumpning; fortsæt med at bruge systemet	Problemet forsvinder som regel, når du bliver bedre til at bruge systemet
Med erektionsstøttering	Erektionsstøtteren er for lille, nervøsitet	Brug større erektionsstøttering; fortsæt med at bruge systemet	Problemet forsvinder som regel, når du fortsætter med at bruge systemet
Under samleje	Dårlig indsmøring; pres på et følsomt område	Mere smørelse; skift stillinger	
Ved udløsning	Lange perioder uden sex; infektion eller forstørret prostata	Fortsæt med at anvende systemet	Problemet forsvinder som regel, når du fortsætter med at bruge systemet; Hvis smerter eller ubehag fortsætter, bør du konsultere din læge
Rødme, irritation eller blå mærker	For hurtig pumpning; overpumpning	Langsommere pumpning; færre pumpetryk	Kontakt din læge, hvis dette problem varer ved efter de første par øvelser
Penis føles kold (for dig eller din partner)	Begrænsning af blodtilførslen til penis; indsmøring	Vask smøremidlet eller opvarm smøremidlet før brug	
Penis drejer om sin base	Begrænsning af blodtilførslen til penis	Om muligt, anvend systemet, efter at du har en delvis erektion	

De potentielle risici, der er identificeret i litteraturen, er midlertidige og omfatter: De er midlertidige og midlertidige: blå mærker på penis, smerter på penis, følelsesløshed på penis og manglende evne til at ejakulere.

- Du vil være et tryk, når du anvender **Androvacuum®**. Dette er ikke skadeligt. Hvis du føler ubehag, kan det dog være et signal til dig om, at du pumper for hurtigt. Tryk blot på den manuelle vakuumudløserknap, vent et øjeblik og start igen.
- Din penis bliver svagt blålig, når du har sat erektionsstøtteren på. Dette kan normalt skyldes den øgede blodtilførsel til penis. Den blålige farve bør forsvinde, når du fjerner støtteren.
- Du kan opleve petechiae (små rødlige pletter under huden) eller blå mærker på penis, når du begynder at bruge **Androvacuum®**. Dette kan skyldes, at penis er under for stort et vakuumtryk for længe, for hurtigt eller efter en lang periode uden erektion. Hvis dette sker, skal du stoppe med at anvende **Androvacuum®**, indtil pletterne eller de blå mærker er helt forsvundet – omkring fem til syv dage.
- Du eller din partner kan bemærke et lille fald i penis temperatur. Denne afkøling er normal og ikke skadelig. Det skyldes normalt den reducerede blodgennemstrømning, som støtteren forårsager.
- Din erektion har en "hængsel" effekt. Penis kan svinge i bunden, når ringen er på plads. Hvis dette sker, kan det være nødvendigt for dig og din partner at prøve forskellige stillinger for et godt samleje.
- Din sæd kommer måske ikke ud, når du opnår klimaks. Trykket fra erektionsstøtteren kan forstyrre ejakulationen. Dette er ikke skadeligt og påvirker ikke klimaks. Din sæd kan løbe ud, når du fjerner ringen. Erekstionsstøtteren er ikke et præventionsmiddel og bør ikke bruges til at undgå graviditet.
- Din penis cylinder kan udvikle kondens på indersiden. Dette er blot resultatet af varmen fra din krop, der reagerer med forseglingsgeléen. "Tågen" kan reduceres ved at hælde varmt vand på cylinderen og derefter tørre den før brug.
- Brug af **Androvacuum®** kan påvirke eller ødelægge blodkarrene lige under hudens overflade eller inden for penis eller pungen dybe strukturer. Dette resulterer i blødning eller dannelse af blodfyldt hævelse. Bliv ikke bekymret, hvis du bemærker nogle blå mærker på penis eller små rødlige pletter under huden. Dette vil sandsynligvis ske, hvis du ikke har haft sex i nogen tid. Du skal stoppe med at bruge systemet, indtil problemet er ophørt (5 eller 6 dage). Når du bruger systemet igen, så pas på, at du ikke bruger mere undertryk, end at det føles behageligt. Vær forsigtig og massér med vandopløselig forseglingsgelé, når du fjerner støtteren.

- ❗ Hvis du har tegn på erektil dysfunktion (dvs. ikke kan opnå en erektion, der er stærk nok til samleje), skal du tale med din læge, før du bruger dette system for at undgå skader, der måtte skyldes forsinket konstatering af de mest almindelige årsager til denne tilstand, såsom diabetes, multipel sklerose, levercirrhose (skrumpelever), kronisk nyresvigt eller alkoholisme.
- ❗ Brug ikke erektionsstøttingen i mere end 30 minutter. Den kan forårsage smerte, blå mærker, blodblærer eller permanent skade på penis. Kontakt din læge, hvis der opstår problemer, og stop med at bruge systemet, hvis problemerne fortsætter.
- ❗ Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan du forårsage personskade.

Androvacuum® helbreder ikke problemer i parforhold, og korrigerer ikke fysiske problemer som fx nedsat sexlyst, følelsesnedsættelse eller manglende eller prematur ejakulation.

Hvis du lider af seglcelleanæmi eller andre sygdomme, har hidtil haft langvarige erektioner eller tager store mængder af aspirin eller andre blodfortyndere, må du ikke bruge **Androvacuum®** uden at konsultere din læge.

- ❗ Misbrug af **Androvacuum®** eller erektionsstøttingene kan forværre allerede eksisterende medicinske tilstande som Peyronie's Disease (en tilstand, der forårsager forvrængning eller unormale bøjninger af den erigerede penis), langvarige erektioner og blokeret urinrør (urinveje).
- ❗ Misbrug af **Androvacuum®** eller erektionsstøttingene kan resultere i hævelse af penis eller alvorlig permanent skade på penis.
- ❗ Hyppig anvendelse af erektionsstøttinge kan resultere i blå mærker ved bunden af penis (hvor penisskaftet møder pubesområdet), blodblærer eller smerte.
- ❗ Det anbefales, at du er forsigtig, når du bruger **Androvacuum®**, efter at du har fået fjernet et penisimplantat på grund af mulig ardannelse og senere svækkelse. Sørg for at skabe vakuummet gradvist. Se efter blå mærker eller forvrængning af penis.

PORTFOLIO



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).