


Indholdsfortegnelse


Sikkerhedsforanstaltninger	5	Armlæn fra sæde	23
Introduktion	5	Montering af armlæn	23
Hovedstøtte	7	Justering af bredde	23
Montering af hovedstøttebeslag	7	Justering af højden	23
Montering af hovedstøtte	7	Justering af vinkel op/ned	23
Højdejustering af hovedstøttebeslag	7	Justering af horisontal vinkel	23
Justering af hovedstøtten	7	Pude	23
Montering af pandebåndsbeslag	7	Armlæn fra ryggen, faste	25
Ryglæn	9	Montering af faste armlæn	25
Montering af ryg	9	Justering af bredde	25
Justering af ryghøjde	9	Justering af højde	25
Justering af rygvinkel	9	Justering af vinkel op/ned	25
Justering af kropsstøtte	9	Justering af horisontal vinkel	25
Justering af lændestøtte	9	Pude	25
Kropsstøtte	11	Armlæn fra ryggen, vipbar	27
Montering af kropsstøtte	11	Montering af vipbare armlæn	27
Vipbar kropsstøtte	11	Justering af bredde	27
Forstærket kropsstøtte	11	Justering af højde	27
Sædedel	13	Justering af vinkel op/ned	27
Justering af sædedel	13	Justering af horisontal vinkel	27
Justering af sædebredde	13	Vip funktionen	27
Benlængde forskelle	15	Placering af seler	29
Justering af sædebrønd	15	Montering af nedre monteringsbeslag	29
Abduction, adduction og windswept	15	Justering af nedre monteringsbeslag	29
Varme puder	16	Montering af øvre monteringsbeslag	29
Varme puder	16	Justering af det øvre monteringsbeslag	29
Montering af varmepuder	16	Montering af valgfri nedre monteringsbeslag..	29
Varme puder	16	Kørebøjle	31
Batteri	16	Montering af kørebøjle	31
Opladning af batteri	17	Justering af højde	31
Bækkenstøtte	19	Albuestop	33
Montering af bækkenstøtte	19	Montering af albuestop.....	33
Justering af bækkenstøtte	19	Justering af højden	33
Hoftesele	21	Indstilling af bredden	33
Justering af hoftesele beslag	21	Pudebetræk	33
Montering af hoftesele	21		

Bord, fast	35	Vedligeholdelses vejledning	54
Montering af bord	35	Service intervaller	54
Ændring af monteringshul	35	Rengøring og vaske instruktion	54
Bord, sammenklappeligt	37	Gaspatronen skal aktiveres regelmæssigt	54
Montering af bord	37	Værktøj	54
Brug af foldefunktion	37	Garanti	55
Bord, forstærket monteringsbesla	39	Kombinationer	55
Montering af forstærket bord	39	Reserve dele	55
Justering af bredden	39	Renovering	55
Lægstøtte	41	Mærkning	55
Montering af lægstøtte	41	Genbrug	55
Justering af højden	41	Opsummering	56
Justering af bredde	41	Tilpasning og specialtilpasning	57
Fodstøtte	43	Retningslinjer og anbefalinger	57
Montering af fodstøtte	43	Tilladte tilpasninger af Zitzi Sharky Pro	57
Valgfri montering af fodstøtte	43	Betingelser for salg	58
Sikkerheds stop	43	Garanti	58
Juster vinkelen ved knæledet	43	Garantikrav	58
Justering af vinkelen ved ankelen	43	Returnering af produkter	58
Fodstøtte fæste	45	Tekniske data	59
Fikseret fodstøtte fæste	45	Bruger data	59
Fleksibel fodstøtte fæste	45	Produkt data	59
Vip-op fodstøtte fæste	45		
Kugleleds fæste	45		
Fladt sæde	47		
Montering af det flade sæde	47		
Montering af sæde system på stel	49		
Fast montering	49		
Montering med et adapter system	51		
Transport i et køretøj	52		
Retningslinjer for transport i en bil	52		
Crash testet og godkendt	52		
Kundeservice	53		

Almindelige detaljer




Bolt




Fingerskrue
Udvendigt gevind




Fingerskrue
Indvendigt gevind



Vingeskrue



Tværmøtrik
Forskellige størrelser



Unbrakonøgle
Integreret i toppen af rygprofil

Værktøj

Unbrakonøgle (4 mm) er integreret i toppen af rygprofilen. Den bruges til at foretage justeringer med.

Sikkerhedsforanstaltninger

Introduktion

For at kunne udnytte Zitzi Sharky Pro til fulde, er det vigtigt, at man læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at gøre. Tilpasninger af Zitzi Sharky Pro skal altid foretages af uddannet personale.

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Anvendelsesområde

Produktet er et siddesystem som passer sammen med stel produceret af Anatomic SITT A/S. Hvis der ønskes en anden anvendelse, så kontakt Anatomic SITT A/S.

Mærkning

Zitzi Sharky Pro med tilbehør er et CE-mærket produkt. Et unikt serienummer er placeret under håndtaget til regulering af rygvinklen. Serienr. skal opgives ved korrespondance vedrørende produktet.

Crash testet

Zitzi Sharky Pro er crash testet og godkendt i henhold til ISO 16840-4. For mere information se side 52.

Produktet er produceret af Anatomic SITT AB

Postadresse Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping


Adresse Anatomic SITT AB, Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping

Distribueret af Anatomic SITT A/S

Adresse Anatomic SITT A/S, Viengevej 4, DK-8240 Risskov

Telefon +45 861 701 74, **Fax** +45 861 701 75

E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk



Hovedstøtte

Montering af hovedstøttebeslag

Begynd med at fjerne unbrakonøglen øverst på rygprofilen.
Skub hovedstøttebeslaget (A) ned i sporene bag på rygprofilen.
Når den ønskede position er fundet, stram de fire skruer (B).

Montering af hovedstøtte

Skub det firkantede rør på hovedstøtten ned i hovedstøttebeslaget (C)
og stram vingeskruen (D), når den ønskede position er fundet.

Højdejustering af hovedstøttebeslag

Løsn skrue (B) og flyt hovedstøttebeslaget til den ønskede position.
Stram skrue (B) igen.

Justering af hovedstøtten


Justering af 3-leds hovedstøtten, løsn skrue (E) i det led, du ønsker at justere.
Når den ønskede position er fundet, stram skrue (E) igen.

For at justere højden af hovedstøtten, løsn vingeskrue (D) og flyt hovedstøtten
til den ønskede position, stram vingeskrue (D) igen.

Montering af pandebåndsbeslag

For at montere pandebåndsbeslaget skal hovedstøttepladen (H) først afmonteres.
Afmontering af hovedstøttepladen gøres ved at løsne de to skrue (I).

Monter pandebåndsbeslaget i hullerne (F) ved hjælp af den medfølgende
monteringsdel. Se separat instruktion for samling af pandebåndsbeslag.



Ryglæn

Montering af ryg

Beslaget til montering af ryg består af 4 skruer (A) og to tværmøtrikker. Lad ryggens profil glide ned i beslaget ovenpå tværmøtrikkerne. Stram de fire skruer (A) ved hjælp af unbrakonøglen.

Ryggen er automatisk korrekt placeret – ved hjælp af forinstallerede stop i rygprofilen.

Justering af ryghøjde

Løsn skruerne (B) på begge sider af rygprofilen, ved hjælp af unbrakonøglen, justér til den ønskede højde. Når den rette højde er fundet, stram skruerne (B) igen.

Justering af rygvinkel

Placer aktiveringshåndtaget (C) i aktiv position ved at løfte op i det og skubbe det fremad. For at justere vinklen af ryggen, tryk håndtaget nedad.

Nu kan ryggen flyttes til den ønskede position. Når den ønskede vinkel er fundet slippes aktiveringshåndtaget for at fastholde vinklen.



Obs!

Husk altid at holde i ryggen, når du aktiverer gaspatronen.

Justering af kropsstøtte

For at justere bredden og højden på kropsstøtten, løsn finger skrue (D) og juster til den ønskede højde og bredde. Stram finger skruen (D), når du har fundet den ønskede position.

Justering af lændestøtte

Løsn greb (E), frigør lændestøtten som er placeret bag ryggens betræk fra ryggens velcro og tryk på den øverste ende af lændestøtten, indtil lændestøtten har den dybde du ønsker. Hold lændestøtten i den ønskede position og stram greb (E).



Obs!

Højden på ryggen skal muligvis justeres for at lændestøtten er i den korrekte position.

Tips!

Fjern rygbetrækket under justering af lændestøtten.

Forstærkningsrør
Hvis ryggen ønskes forstærket



Bolt (A)
4 stk.



Spændskive (B)
4 stk.



Fingerskrue (C)
4 stk.



Fæsteplade (D)
2 stk.

Kropsstøtte

Montering af kropsstøtte

Monter kropsstøtten med bolt (A), spændskiver (B), fingerskrue (C) og en fæsteplade (D). Fæstepladen (D) forhindrer bolt (A) i bare at dreje rundt i åbningen.

Sæt bolt (A) gennem fæsteplade (D), kropsstøtten og rillen i rygpladen (F). Sæt en spændskive (B) og en fingerskrue (C) på modsatte side af rygpladen (F).


Tips!

Se side 8-9 i denne brugervejledning for information vedr. justering af kropsstøtte.

Andre kropsstøtter

Som en valgmulighed til den faste kropsstøtte, kan du få vipbare kropsstøtter eller forstærkede kropsstøtter. Samles som beskrevet ovenfor.


Forstærknings pakken består af forstærkede kropsstøtter samt et forstærkningsrør. Se separat brugsanvisning på pakken.



Vipbar kropsstøtte



Åben den vipbare kropsstøtte ved at trykke på den røde knap

Forstærkningsplade



Forstærket kropsstøtte

Forstærkningskit indeholder forstærket kropsstøtte og et forstærkningsrør



Sædedel

Justering af sædedel

Sædedybde, benlængde forskel og abduktion/adduktion af bendelene kan nemt justeres. Start med at fjerne sædebetrækket og den bagerste sæde plade (A) for at få ordentlig adgang til justerings skrue (B).

Obs!

Vær opmærksom på, at skruerne skal ikke skrues helt ud, de skal blot løsnes.


Justering af sædebredde

For at øge eller reducere sædets bredde, skal placeringen af bendelene på bundprofilen ændres. Start med at fjerne endestykket i fronten af bundprofilen og løsn skrue (B) på bendelen, med unbrakonøglen. Når du har løsnet skrue (B) lidt, skub hele bendelen af bundprofilen og flyt til det ønskede spor.

For maksimum sædebredde, indsæt profilmøtrikken i spor 3, og for minimum sædebredde, indsæt profilmøtrikken i spor 1. Bendelen er som standard i spor 1. Stram skrue (B), når du har fundet den ønskede position. Den bagerste skrue (C) på bendelen skal nogen gange løsnes en smule.

Tips!

Se specifikation for mål af sædeenheden på side 59 i denne brugervejledning.



Sædedel

Benlængde forskelle

For at ændre benlængden, løs skruer (B) på bendelen ved hjælp af unbrakonøglen, og justér bendelene til den ønskede længde. Stram skruer (B) igen.

Justering af sædebrønd

Når man justerer sædets dybde, skal sædebrønden også justeres. Løs bendelens forreste skruer (C) med unbrakonøglen, og træk dybdejusteringspladen til den ønskede position. Stram skruerne (C) igen.

Tips!

For at få et godt udgangspunkt for indstillingen af sædedybden, brug farveskalaen som er placeret på sædebasen og dybdejusteringspladen som en hjælp.

Hvis sædets dybde er justeret til 43 cm (grå område) skal dybdejusteringspladen også trækkes ud til det grå område. Dette gøres for at få så korrekt en størrelse sædebrønd og efterfølgende siddestilling som muligt.

Abduction, adduction og windswept

For at justere bendelene til en af disse positioner, løs skruer (B) ved hjælp af unbrakonøglen, flyt bendelen til den ønskede position. Stram skruer (B).

Obs!

Vær obs på, at det aldrig er nødvendigt at fjerne skruerne helt for at justere, det er nok blot at løsne dem lidt.

Varme puder

Varme puder

Varme puderne holder automatisk kropstemperaturen og forhindrer afkøling i koldt vejr. Når kropstemperaturen er nået, slår varmekittet automatisk fra. Hvis temperaturen falder, aktiveres varme puden og genopvarmer til kropstemperatur.

Stikkene er nøje udvalgt for at minimere risikoen for at forbinde dem forkert. Batteri, lader og stik må under ingen omstændigheder komme i kontakt med vand eller fugt.

Montering af varme puder

Varme puderne monteres under sæde og ryg betræk med velcro.

Varme puder

Varme puderne har en indbygget temperaturmåler som spænder fra +27° C til +32° C.

Isoleringen tåler, lave såvel som høje temperaturer og er upåvirket af sollys, fugt eller kemikalier. Pudens overflade er brandhæmmende (FMVSS 302). Varme puden er fremstillet af Leachy materiale for at undgå kondens.

Batteri

Batteriet er genopladeligt (Ni-MH) og må kun lades med den medfølgende lader. Når batteriet er færdigt skal det afleveres til genanvendelse på din lokale genbrugsstation.



Obs!

Når batteriet er færdigt, skal det afleveres til genbrug på din lokale genbrugsstation.



Opladning af batteri

Følg nedennævnte trin for at genoplade batteriet korrekt. For yderligere information og instruktion vedrørende varme kit, se separat brugervejledning.

- 1) Sæt laderen i stikkontakten, 230V, 50Hz.
- 2) Tilslut laderen til styreboksen.
- 3) Når et uopladet batteri er tilsluttet, vil indikatoren LED på laderen blinke langsom med et gult lys. Dette indikerer langsom opladning. Efter et stykke tid vil laderen ændre til hurtig opladning, og LED indikatoren vil begynde at blinke hurtigt med et grønt lys.
- 4) Lad batteriet være forbundet med laderen indtil LED indikatoren lyser konstant grøn. Dette indikerer at batteriet er fuldt opladet og at laderen er gået over til vedligeholdelses opladning.
- 5) Træk stikket ud af stikkontakten.
- 6) Træk stikket ud af kontrolboksen.

Obs!

Hvis laderens LED blinker hurtigt gult, indikerer det at batteriet ikke længere virker.



Bækkenstøtte

Montering af bækkenstøtte


Før du kan montere bækkenstøtten, skal du fjerne beskyttelseshætte (A). Fjern skrue (B) og fjern så hættten. Skrue (B) erstattes af en anden type skrue (C).

Monter bækkenstøtten der hvor beskyttelseshætte (A) sad, og sæt den fast med skrue (C).


Justering af bækkenstøtte

For at justere vinklen på bækkenstøtten, løsne skrue (C) (D) eller (E) afhængig af hvilken justering du ønsker at foretage. For at justere højden på bækkenstøtte pladen, skru skrue (F) ud og flyt pladen til den ønskede position.


Stram skrue (F) igen.




Beskyttelseshætte (A)
Fjernet



M6 Skrue (B)
erstattet af (C)



Skrue (C)
Ny skrue



Hoftesele


Justering af hoftesele beslag



For at ændre placeringen på hoftesele beslaget, løs skruerne (A) en smule og juster til den ønskede position. Stram skruerne (A) igen.

Montering af hoftesele

Når hofteselen monteres i hoftesele beslaget, bruges et tri-glide spænde. Anvendelse af tri-glide metoden, se billede.

Tri-glide metode





Armlæn fra sæde

Montering af armlæn

Skyd armlænet ind i røret på sædebasen. Når armlænet har den ønskede position, stram skrue (A).

Justering af bredde

For at ændre bredden på armlænene, løsn skrue (A) og flyt armlænene til den ønskede position, stram skrue (A) igen.

Justering af højden

For at justere højden på armlænene, løsn vingeskrue (B) og flyt armlænet til den ønskede højde, stram vingeskruen (B).

Justering af vinkel op/ned



For at justere vinklen på armlænet, løsn vingeskrue (C) og flyt armlænet til den ønskede vinkel, stram vingeskrue (C).

Justering af horisontal vinkel

For at justere den horisontale vinkel, løsn skrue (D) og flyt armlænet til den ønskede vinkel, stram skrue (D).

Pude

Fastgør puden til armlænspladen ved at komme velcrostropperne igennem de fire spor (E) i pladen og sæt dem sammen på bagsiden af armlænspladen.



Armlæn fra ryggen, faste

Montering af faste armlæn

Før montering, skal du først fjerne unbrakonøglen og evt. andre monterede dele. Det kan være hovedstøtte, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.

Skyd tværmøtrikkerne på armlænsbeslaget ind i sporene på rygprofilen. Når du har fundet den ønskede position, stram skrue (A). Monter de dele du fjernede for at montere armlænsbeslaget.

Justering af bredde

For at ændre bredden på armlænene, løsn skrue (A) og flyt armlænet til den ønskede position, stram skrue (A).

Justering af højde

For at justere højden på armlænene, løsn fingerskrue (B) og flyt armlænet til den ønskede højde, stram fingerskrue (B).

Justering af vinkel op/ned


For at justere vinklen på armlænet, løsn vingeskrue (C) og flyt armlænet til den ønskede vinkel, stram vingeskrue (C).

Justering af horisontal vinkel

For at justere den horisontale vinkel, løsn skrue (D) og flyt armlænet til den ønskede vinkel. Stram skrue (D).

Pude

Fastgør puden til armlænspladen ved at komme velcrostropperne igennem de fire spor (E) i pladen og sæt dem sammen på bagsiden af armlænspladen.



Tre hulls position
 Til justering af vinklen på armlænet

Armlæn fra ryggen, vipbar

Montering af vipbare armlæn

Før montering, skal du først fjerne unbrakonøglen og evt. andre monterede dele. Det kan være hovedstøtte, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.

Skyd tværmøtrikkerne på armlænsbeslaget ind i sporene på rygprofilen. Når du har fundet den ønskede position, stram skruerne (A). Monter de dele du fjernede for at montere armlænsbeslaget.

Justering af bredde

For at ændre bredden på armlænene, løsn skrue (B) og flyt armlænet til den ønskede position, stram skrue (B).

Justering af højde

For at justere højden på armlænene, løsn skruerne (A) og flyt armlænet til den ønskede højde, stram skruerne (A).

Justering af vinkel op/ned



For at justere vinklen på armlænet, løsn vingeskrue (C) og flyt armlænet til den ønskede vinkel, stram vingeskrue (C).

Justering af horisontal vinkel


For at justere den horisontale vinkel, løsn skrue (D) og flyt armlænet til den ønskede vinkel. Stram skrue (D).

Vip funktionen


For at vippe armlænet til side, træk ned i låsegrebet (E) og vip armlænet væk. Når armlænet vippes tilbage, skal du sikre dig, at det giver en kliklyd, så er det låst! Muligheden for at ændre vinklen fås ved tre-huls positionerne for låsegrebet.



Tværmøtrik (A)
4 stk.



M6 Skruer (B)
6 stk.



Nedre beslag (C)
Standard



Nedre beslag (F)
valg mulighed 2 stk.

Placering af seler

Montering af nedre monteringsbeslag

Før montering, skal du først fjerne unbrakonøglen og evt. andre monterede dele. Det kan være hovedstøtte, øvre monteringsbeslag og kørebøjle.

Skyd tværmøtrikkerne på monteringsbeslaget ind i sporene på rygprofilen. Når du har fundet den ønskede position, stram skrue (B). Monter de dele du fjernede for at montere det nedre monteringsbeslag.

Justering af nedre monteringsbeslag

For at justere højden, løsne skrue (B) en smule og flyt beslaget til den ønskede højde, stram skrue (B).

Montering af øvre monteringsbeslag


Fjern unbrakonøglen og skyd tværmøtrikkerne (A) på monteringsbeslaget (D) ind i sporet på rygprofilen. Når du har fundet den ønskede højde til beslaget, stram skrue (B). Sæt unbrakonøglen tilbage på rygprofilen.


Justering af det øvre monteringsbeslag

For højde og vinkeljustering, løsne skrue (B) lidt og flyt beslaget til den ønskede position, stram skrue (B).

Montering af valgfri nedre monteringsbeslag

Hvis man ønsker en lavere montering af selen, vælges det valgfrie nedre monteringsbeslag (F). Det monteres med de medfølgende skrue i de eksisterende huller på sædebasen.





Kørebøjle

Montering af kørebøjle

Før montering, skal du først fjerne unbrakonøglen og evt. andre monterede dele. Det kan være hovedstøtte og øvre monteringsbeslag.


Skyd tværmøtrikkerne på kørebøjlen ind i sporene på rygprofilen. Når du har fundet den ønskede position, stram skrue (A). Monter de dele du fjernede for at montere kørebøjlen.

Justering af højde

For at ændre højden på kørebøjlen, løs skrue (A) lidt og flyt kørebøjlen til den ønskede højde. Stram skrue (A), når du har fundet den ønskede højde.

Obs!


Vær opmærksom på, at du aldrig behøver at fjerne skrue helt, men blot kan løsne dem en smule for at ændre højde på kørebøjlen.




Fingerskrue (A)
4 stk.



Spændskive (B)
4 stk.



Afstandsstykke (D)
4 stk.



Bolt (E)
4 stk.

Albuestop

Montering af albuestop

Monter albuestop med fingerskruerne (A), skiver (B), afstandsstykker (D) bolte. Bemærk, at boltene i sidestøtten skal erstattes med de medfølgende og længere bolte. For mere detaljeret information om hvordan man monterer sidestøtte, se side 6 i denne vejledning.

Sæt bolt (E) igennem sidestøtten og slidsen på ryglænet. Sæt afstandsstykker (D) imellem ryglænet og albuestop beslaget (C), skive (B) og en fingerskrue (A) på den modsatte side af ryglænet.

Obs!

Bolten til sidestøtten skal udskiftes med de medfølgende længere bolte, når der monteres albuestop.

Justering af højden

For at justere højden på albuestop, løsn fingerskruen (A) juster til den ønskede højde. Stram fingerskruen (A) når du har fundet den ønskede højde.

Indstilling af bredden


Justering af bredden på albuestop, løsn skrue (F), juster til den ønskede bredde. Stram skruen når du har fundet den ønskede position.

Obs!


Når albuestoppet justeres, er det muligt at justere sidestøtten samtidigt.

Pudebetræk

Når betrækket trænger til at blive vasket, fjernes betrækket nemt ved at trække i elastikken på bagsiden af albuestoppet.



Låsehåndtaget



Breddeindstilling

Vælg mellem tre monteringshuller

Bord, fast

Montering af bord

Sæt bordet på armlænspladerne og drej låsehåndtaget ind under armlænspladerne. Låsehåndtaget skal drejes indtil det er inde i randen under armlænspladen.

Ændring af monteringshul



Der er 3 monterings bredder at vælge imellem. For at ændre bredde, vælg en af de mulige monteringshuller under polstringen. Låsehåndtaget er som standard monteret i det midterste hul.

For at ændre monteringshullet, skal man først løfte den bagerste ende af polstringen. Hulmarkeringen på bagkanten viser størrelsen af bordet.




Obs!


Løft ikke i fronten af bordet.



Position 1



Position 2



Position 3

Bord, sammenklappeligt

Montering af bord

Montering af sammenklappeligt bord, sæt monteringsbeslaget (A) gennem røret (B) som er placeret under armlænspladen. Skub bordet til den ønskede position, og lad det hvile på armlænspladen. Stram fingerskruen (C) for at fastgøre bordet.

Brug af foldefunktion

For at folde bordet til siden, løsne først fingerskruen (C) lidt. Løft op i bordet og skub det fremad. Løft bordet yderligere og vip det til siden. Når bordet er i sin laveste position, skub det tilbage igen og stram fingerskruen (C).

- 1) Skub bordet fremad
- 2) Løft bordet yderligere og vip det til siden
- 3) Når bordet er i laveste position, skub det tilbage igen


Obs!

Husk at stramme fingerskruen (C) efter brug af foldefunktionen på bordet. Hvis der anvendes låsehåndtag, skal disse drejes ind under armlænspladen som beskrevet på side 34-35.

Husk!

Sørg for at trække bordet langt nok frem, når du bruger foldefunktionen så brugeren ikke kommer til skade.

Forstærket bord
Set nede fra



Bord, forstærket monteringsbeslag

Montering af forstærket bord

Montering af forstærket bord, sæt monteringsbeslaget (A) gennem røret (B) under armlænspladen. Skub bordet til den ønskede position, og lad det hvile på armlænspladerne.


Stram fingerskruen (C) for at fastlåse bordet.


Justering af bredden

I stedet for at justere bredden af armlænene, kan du justere bredden af bordet, så monteringsbeslaget passer røret under armlænet. For at justere bredden, løsne skrue (D) og juster til den ønskede position. Stram skrue (D).

Obs!

Hvis justeringen af bredden på bordet ikke er nok, er det muligt at justere bredden på armlænene. Se side 22-23 for yderligere information.





M6 Undersænk (A)
4 stk.

Afstandsstykke (B)
4 stk.

Tværmøtrik (C)
2 stk.

Spor møtrik (D)
4 stk.

Lægstøtte

Montering af lægstøtte

Før montering af lægstøtte, skal du fjerne fodstøtten. Start med at fjerne endehætten (G) og løsn vingeskrue (F) som holder fodstøtten på plads. Træk fodstøtten af.

Monter lægstøtten ved at skubbe tværmøtrikken (C) ind i fodstøtte stangen, justér til den ønskede højde og stram skruerne (E). Sæt fodstøtten på igen, husk endehætten.

Tips!

Samling af fodstøtte, se side 42-43 i denne manual.

Justering af højden


For at justere højden på lægstøtten, løsn skrue (E) lidt juster til den ønskede højde, stram skrue (E).

Justering af bredde

For at justere bredden på lægstøtten, løsn skrue (E) lidt og juster til den ønskede bredde, stram skrue (E).


Obs!

Glem ikke at montere fodstøtte og endestykkerne ved eftermontering af lægstøtte.



Valgfri montering

For at komme tættere på knæleddet



Fodstøtte

Montering af fodstøtte

Uanset hvilken fodstøtte man har, monteres den på samme måde. Start med at fjerne endestykke (A) fra enden af bundprofil (B) indsæt tværmøtrikker (C) så de flugter med hullerne i bundprofil (B). Sæt fodstøtten på med skruerne (D) ind i tværmøtrikker (C) gennem hullerne i bundprofilen (B).

Valgfri montering af fodstøtte

For at komme tættere på knæleddet, er der en anden monterings metode, hvor du monterer fodstøtten på modsatte side af bundprofilen (B).

Obs!

Bemærk at du ikke behøver, at skille bendelen fra profilen for at montere fodstøtten.

Sikkerheds stop

Sikkerheds stop (G) i form af en tværmøtrik er monteret for enden af fodstøtte stangen inde i endestykket. Sikkerheds stop (G) kan også bruges til at komme tilbage til en forudindstillet højde position.

Tips!




Monter et ekstra sikkerhedsstop over fodstøtten, i fodstøttens holder, for nemt at returnere fodstøtten til en alternativ højde position (for eksempel med og uden sko).

Juster vinkelen ved knæleddet

Når fodstøtten er monteret på bundprofilen, er det muligt at justere vinkelen på fodstøtte ved knæleddet. Løsn vingeskruen (E) og justér til den ønskede vinkel, stram derefter vingeskruen (E).

Justering af vinkelen ved ankelen

Når fodstøtten er monteret på bundprofilen, er det muligt at justere vinkelen på fodstøtten ved ankelen. Løsn vingeskruen (F) og justér til den ønskede vinkel, stram derefter vingeskruen (F).



Fodstøtte fæste

Fikseret fodstøtte fæste (1)

For at justere højden på fodstøtten, løs vingeskruen (A) og justér så til ønskede højde, stram derefter vingeskruen igen (A).

Fleksibel fodstøtte fæste (2)

For at justere fodstøttens højde, løs da skruen (D) og hvis nødvendigt skru (E) og justér til ønskede højde, stram derefter skruen (D). Vælg længden på fjederen ved at justere skruen (E) til ønskede position, og stram den derefter. Brug skruen (E) til at justere fjederens tilbageslag ved at stramme den i den rigtige position.

Tips!

Fjederens hårdhed kan justeres på en skrue i fjederens samling (F).


Vip-op fodstøtte fæste (3)

For at justere højden på fodstøtten, løs da vingeskruen (A) og justér til ønskede højde, stram derefter vingeskruen (A). For at bruge vip-op funktionen, løft da op i fodpladens front.

Kugleleds fæste (4)

For at justere højden på fodstøtten, løs da vingeskruen (A) og justér til den ønskede højde, stram derefter vingeskruen (A).

For at bruge kugleleds funktionen, løs da skruerne (B) og (C) og justér til den ønskede position. Stram derefter skrue (B) og fastgør positionen med skrue (C).



M6 Nedsunket
2+2 stk.

Tværmøtrikker
4 stk.

Profiler
2 stk.

Fladt sæde

Montering af det flade sæde

Når det flade sæde monteres, erstattes de normale sædedele med en flad siddeplade. Montering af det flade sæde skal gøres med de monteringsværktøjer, der er beskrevet i teksten herunder.

Ved montering af det flade sæde, brug de største skruer (A). De sættes gennem de bagerste huller (B) i sædepladen og hul (C) i profilen.


På modsatte side af profilen sættes tværmøtrik (D). Stram ikke helt til. Sæt tværmøtrik (E) ind i det yderste spor på profilen og fastgør skrue (F) i disse, gennem hul (G) i den flade sædeplade.

Skub tværmøtrik på det flade sæde ind i sædebundens spor 1 (se side 12) til den ønskede position, stram skrue (A).



Obs!

Brug aldrig andre skruer end de medfølgende – af sikkerhedsgrunde. Hvis du har brug for nogle med andre dimensioner, så kontakt Anatomic SITT A/S.



Montering af siddesystem på stel

Montering på stel

Der er forskellige måder at montere et siddesystem på et stel. I det følgende forklares de forskellige muligheder. Vælg den metode der passer dig bedst.

Fast montering

Fast montering betyder, at du monterer siddesystemet direkte på stellet. Montering med denne metode skal foretages med det medfølgende monteringsæt.

I bunden af sædesystemet er der to forskellige hulmønstre til fastgørelse på et stel. Vælg det hulmønster, der er bedst egnet til en montering med god balance.




Obs!

Brug aldrig andre skrue end de medfølgende – af sikkerhedsgrunde. Hvis du har brug for nogle med andre dimensioner, så kontakt Anatomic SITT A/S.

Obs!


Hvis der anvendes et fladt sæde, skal det først fjernes, før montering på et stel.




M6 Skrue (A)
4 stk.



M6 spændeskive (B)
4 stk.



M6 Møtrik (C)
4 stk.



Adapter plade
på siddesystemet

Bundplade
på stellet

Montering af siddesystem på stel

Montering på stel

Der er forskellige måder at montere et siddesystem på et stel. I det følgende forklares de forskellige muligheder. Vælg den metode, der passer dig bedst.

Montering med et adapter system

Et adapter system gør det nemt at flytte siddesystemet mellem forskellige stel. Et adapter system består af en adapterplade til siddesystemet og en bundplade til stellet.

Start med at montere bundpladen på stellet ved at fastgøre den med de medfølgende skruer, spændeskiver og møtrikker.


Monter adapterpladen ved at skyde tværmøtrik (A) ind i det yderste spor på bunden af siddesystemet. Stram skrue (B) når den ønskede position er fundet.

Når begge plader er monteret, sættes disse sammen. Siddesystemet er forsvarligt monteret, når der høres en kliklyd.




Obs!

Vær sikker på, at siddesystemet sidder sikkert på stellet før brug.



Adapter plade

Fastgjort til siddesystemet



Bund plade

Fastgjort til stellet

Transport i et køretøj

Retningslinjer for transport i en bil


Når en Sharky Pro, monteret på et stel, transporteres i en bil, skal instruktionen fra stallets leverandør følges.

Når en Sharky Pro er monteret på en Seabass Pro, skal der benyttes de monterede transportbeslag som vist nedenfor.



Obs!

Det er vigtigt, at du kun strammer stropperne til lav spænding. Over spændte stropper kan bevirke, at stallet bliver skævt.



Crash testet og godkendt

Sharky Pro er crash testet og godkendt i henhold til ISO 16840-4. Denne standard anerkender, at siddesystemet kan monteres på alle stel, der er godkendt i henhold til ISO 7176-19, og samtidig bevare deres godkendelse til den kombination.

Obs!

Crash testen er godkendt til en vægt op til 75 kg.



Kundeservice

Scandinavia

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomic-sitt.com

SE

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tlf. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

DK

Anatomic SITT Hjelpm. A/S

Litleåsveien 41, Postboks B 92, N-5871 Bergen
Tel. +47 55 392 080, Fax +47 55 392 090

NO

Handico Finland OY

Asemanaukio 7, FIN-04200 Kerava
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

FI

Hjelpmiddelspesialisten A/S

Rosenholmsveien 22, N-1252 Oslo
Tel. +47 66 81 60 70, Fax +47 66 81 60 71
Email firmapost@hm-spes.no

NO

Europe

Anatomic SITT Nederland BV

Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomic-sitt.com

NL

Be Independent Ltd

St Luke's Road G'Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

MLT

Consolor Ltd Unit A3

The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

GBR

Cubro Rehab

PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

NZL

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center

11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

GR

Invaru Ltd

Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

EST

IRL

MMS Medical Ltd

51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099

PRT

Mobilitec

Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

FR

OX Orthopédix

27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

IT

Ortopedia Castagna Centro Tecnico

Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

CH

Rehatec AG

Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

IS

Stod Hf Stoaekjadmíðin

Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjordur
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

GR

Scan Ideal

28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

SVN

Team Nova Reha

Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

ES

Via Libre Fundosa Accesibilidad

Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asia Pacific and Middle East

UAE

Al Safwa Mobility LLC (ASM)

Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

AUS

Paediatric Mobility Equipment

Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

ISR

Special needs for Special children

48 Mordey Hageatot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

Vedligeholdelsesvejledning

Service intervaller

For at enheden fungerer korrekt, skal regelmæssig service og eftersyn udføres. Behovet for service afhænger af brug og slid. Kontroller alle bevægelige dele og skruer for slitage. Service skal altid foretages af professionelt og kvalificeret personale.

Hvis du er usikker, er du velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Rengøring og vaske instruktion

Plast og metal dele kan tørres af med en fugtig klud, eller vaskes med antibakteriel vaskemiddel eller lignende. Tænk grønt, tænk på miljøet! Brug biologisk nedbrydelige vaskemidler.

Puder, betræk og bæltepuder kan vaskes ved 60° skånevask og må ikke tørretumbles, men kan tørres i tørreskab. Følg instruktionen på de respektive vaskeanvisninger. Samme regler gælder for positionerings seler og hofteseler fra Anatomic SITT A/S.

Kontroller jævnligt og udfør vedligeholdelse hvis nødvendigt.

Gaspatronen skal aktiveres regelmæssigt

Gaspatronen skal bruges regelmæssigt for at bevare sin funktion. Hvis produktet ikke bruges, skal gaspatronen aktiveres mindst hver 6 måned. Ydermere skal produktet opbevares, så patronene er placeret nedad ellers kan gaspatronens forsegling brydes og gøre, at den ikke kan udløses.

Værktøj

Værktøjet (4mm unbrakonøgle) bruges til at lave justeringer. Den er integreret i toppen af rygprofilen på stolen.

Garanti

2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Mere detaljeret information om garanti på side 58 i denne brugervejledning.

Kombinationer

Zitzi Sharky Pro og tilbehør er CE-mærkede produkter, der kan kombineres med det tilbehør der er nævnt i brugervejledningen. Zitzi Sharky Pro passer til stel som Zitzi Flipper Pro, Zitzi Seabass Pro, Mika og Sunny. Ønskes anden kombination rådfør dig med Anatomic SITT A/S.

Reservedele

For at CE-mærkningen af Zitzi Sharky Pro skal være gyldig, kan siddesystemet kun udstyres med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S.

Renovering

Renovering af siddesystemet må kun foretages med originale dele fra Anatomic SITT A/S.



Obs!

Efter renovering, check altid, at produktet ikke er specialtilpasset, før den sendes til en ny bruger.

Mærkning

Zitzi Sharky Pro med tilbehør er et CE-mærket produkt. Et unikt serienummer er placeret under håndtaget til regulering af rygvinklen. Serienr. skal opgives ved korrespondance vedrørende produktet.

Genbrug

En brugt del eller produkt, skal afmonteres og kasseres. Delene skal sorteres efter materiale type, metal, plastik og brændbare stoffer (tekstiler). Gaspatronen sorteres som farligt materiale.

Opsummering

Opfølgings inspektion

Udfør løbende opfølgning angivet under hvert punkt. Du bør kontrollere følgende punkter, hver gang brugeren skal benytte siddesystemet.

- Foretag jævnligt opfølgning som nævnt under de respektive punkter.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer sidder fast, som de skal.
- Kontroller regelmæssigt alle stropper og puder.
- Vær sikker på, at du har hørt en kliklyd ved montering af sædet, før brugeren placeres.
- Kip ikke sædet for meget forover, når brugeren sidder i sædet.

Tilpasning og specialtilpasning

Retningslinjer og anbefalinger

Hver gang en Sharky Pro ændres, skal man vurdere, om det er en tilpasning eller en special tilpasning.

En tilpasning er en ændring indenfor CE-mærkningen. Alle andre ændringer er special tilpasninger. Tilpasninger må kun foretages af en person, der anses for at være kvalificeret til opgaven og bør altid ske på en professionel måde.

CE-mærket betyder, at produktet opfylder alle de væsentlige europæiske sikkerhedskrav.

Tilladte tilpasninger af Zitzi Sharky Pro

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt at bruge efter en tilpasning.

Afkortning af fodstøtte profil

Fodstøtte profilen kan afkortes så den passer bedre til brugeren.

Afkort armlæns profil (armlæn fra sæde)

Armlæns profilen kan afkortes, så den passer til brugeren. Profilen må kun tilskæres i nederste ende (mod sædet), og M5 huller til sikkerhedspropper skal bores og bankes i. Disse huller skal bores, således at sikkerheds propperne kan monteres i sporet af profilen i en afstand af 10 mm fra profilens ende.

Afkort rygprofil

Rygprofilen kan afkortes, så den passer til brugeren. Profilen må aldrig blive så kort, at alle ryglæns beslagene ikke kan monteres.

Desuden, skal der altid være mindst 10 mm mellem enden af beslaget til lændestøtte justeringen og enden af profilen.

Betingelser for salg

Garanti

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for eksterne faktorer eller hårdhændet behandling. Det er nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt returneres til os så vi kan behandle reklamationen. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

Garantikrav

Beskriv fejlen og den mulige årsag til denne så grundigt som muligt. Kræv reparation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af faktura og hvilken tilstand du ønsker produktet tilbage i efter reparation. Giv en leveringsadresse, en kontaktperson og et telefonnummer.

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er, så du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transport.

Returnering af produkter

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen. Giv din grund til at returnere produkterne.

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under transporten. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er, så du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transport.

Returnering mere end 20 dage efter levering

Tilbagebetaling på 80% af faktura beløbet

Returnering mere end 60 dage efter levering

Tilbagebetaling på 60% af faktura beløbet

Returnering mere end 150 dage efter levering


Tilbagebetaling på 40% af faktura beløbet

Returnering mere end 360 dage efter levering

Der ydes ingen refusion

▲ Specialtilpassede produkter kan ikke returneres

Tekniske data



Bruger data	Størrelse 1	Størrelse 2
Brugerlængde	150–180 cm	170–195 cm
Sædebredde (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 49 cm
Sædedybde (B)	37–47 cm	45–55 cm
Kropsstøtte bredde (C)	27–35 cm	30–38 cm
Kropsstøtte dybde (D)	21 cm	25 cm
Aksil højde (E)	35–50 cm	40–55 cm
Benlængde forskel (F)	10 cm	10 cm
Abduktion/adduktion	18° / 9°	18° / 9°
Produkt data	Størrelse 1	Størrelse 2
Bruger vægt	130 kg*	130 kg*
Højde (G)	67 cm	77 cm
Længde (H)	52–62 cm	62–72 cm
Bredde (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Vægt	14 kg	
Tilt (grader)	-10° / +25°	-10° / +25°

* Crash test godkendelse er gyldig for vægt op til 75 kg.

SE

Anatomic SITT AB (manufacturer)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Street address

Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tlf. +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75, e-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

NO

Anatomic SITT / Hjelpmiddelspesialisten AS

Postboks 92 Nyborg, N5871 Bergen, Norway

Tel +47 55 39 20 80

Fax +47 55 39 20 90

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

youtube.com/anatomicsitt

