

- DK:** Brugsanvisning for **bade-/toiletstol M2 Standard**.
Beregnet til brug ved badning/brusning og toiletbesøg
- EN:** User guide for **shower/commode chair M2 Standard**.
Intended for use at bathing/showering and toilet visit
- DE:** Gebrauchsanweisung für **dusch-/toilettenstuhl M2 Standard**
Stuhl für Dusch/Toiletten Gebrauch
- SV:** Bruksanvisning för **dusch-/toalettstol M2 Standard**.
Avsedd att användas vid bad/ dusch och toalettbesök
- NO:** Brukarveiledning for **dusj-/toalettstol M2 Standard**.
Designet for bruk når badning/ dusjing og toalettbesøk
- FI:** Käyttöohje **suihku-/WC-tuoli M2 Standard**.
Tarkoitettu kylpy- / suihku- ja wc-käyttöön.
- NL:** Aanwijzingen voor **douche/toiletstoel M2 Standard**.
Ontworpen voor gebruik bij het baden/douchen en toiletbezoek



DK: Ved montering af hjul føres teleskopbenene op i rørene og clipsene monteres i passende og ensartet højde.

EN: When mounting the wheels, the telescopic legs is placed in the pipes and the clips is mounted in suitable and uniform height.


DE: Bei der Montage der Räder werden die Teleskopbeine in die Rohre gelegt und die Clips in geeigneter und gleichmäßiger Höhe montiert.

SV: Vid montering av hjul placeras teleskopbenen i rören och klämmorna monteras i lämplig och jämn höjd.

NO: Ved montering av hjulene er teleskopbenene plassert i rørene og klemmene monterert i passende og jevn høyde.

FI: Asenna pyörät työntämällä teleskooppiputki runkoputken sisään, säädä haluttu istuinkorkeus ja lukitse putki paikalleen lukitusklipsillä.

NL: Bij het monteren van de wielen worden de telescopische benen in de leidingen geplaatst en de clips zijn op een geschikte en uniforme hoogte gemonteerd.



DK: Medfølgende skruer spændes ved hjælp af unbrakonøgle ved montering af ryg. Sørg for at skruerne er spændt godt fast for at sikre stabilitet.

EN: Screws are tightened using the Allen wrench when mounting the back. Make sure the screws are tight to ensure stability.


DE: Schrauben werden angezogen, den Inbusschlüssel zu verwenden, wenn die Montage an der Rückseite. Achten Sie darauf, die Schrauben fest angezogen sind Stabilität zu gewährleisten.

SV: Skruvarna dras åt med hjälp av insexnyckel vid montering på baksidan. Se till att skruvarna är åtdragna för att garantera stabilitet.

NO: Skruene er strammet ved hjelp av unbrakonøkkelen ved montering på baksiden. Pass på at skruene er stramt for å sikre stabilitet.

FI: Selkäosa kiinnitetään käyttäen kuusiokoloavainta ja ruuveja. Kiristä ruuvit huolella, jotta selkäosa on tukeva.

NL: Schroeven worden aangedraaid met behulp van de inbusleutel bij het monteren van de rug. Zorg ervoor dat de schroeven zijn aangedraaid om de stabiliteit te garanderen.





DK: De medfølgende skruer spændes ved hjælp af en unbrakonøgle. Sørg for at skruerne er spændt godt fast for at sikre sig, at ryggen stabilitet er sikker. Husk at efterspænde ryggen efter ca. 1 måned. Skruerne skal kasseres ved afmontering, og der skal benyttes nye skruer ved næste på montering.

EN: The screws are tightened using an Allen wrench. Make sure the screws are tightened securely to ensure that the spine stability is assured. Remember to tighten your back after about 1 month. The screws should be discarded when dismantling, and will use new screws when next on mounting.


DE: Die Schrauben werden angezogen mit einem Inbusschlüssel. Achten Sie darauf, die Schrauben fest angezogen sind, um sicherzustellen, dass die Wirbelsäule Stabilität gewährleistet ist. Denken Sie daran, wieder nach etwa zu straffen 1 Monat. Die Schrauben sollten verworfen werden, wenn der Demontage und neue Schrauben verwenden, wenn als nächstes auf Montage.

SV: Skruvarna dras åt med hjälp av en insexnyckel. Se till att skruvarna för att säkerställa att ryggraden stabiliteten garanteras är ordentligt åtdragna. Kom ihåg att dra åt ryggen efter ca En månad. Skruvarna ska kasseras vid demontering, och kommer att använda nya skruvar när nästa montage.

NO: Skruene strammes med en sekskantnøkkel. Pass på at skruene er strammet ordentlig for å sikre at ryggraden stabilitet er sikret. Husk å stramme ryggen etter om En måned. Skruene skal kastes ved demontering, og vil bruke nye skruer når neste på montering.

FI: Ruuvit kiristetään kuusiokoloavaimella. Kiristä ruuvit huolella, jotta selkäosa on käytössä vakaa. Toista selkäosan ruuvien kiristys noin 1 kuukauden kuluttua. Jos joudut myöhemmin irrottamaan selkäosan, käytä uudelleenasennuksessa aina uusia ruuveja, koska kerran irrotetuista ruuveista puuttuu kiinnityksen lukitseva kierrelukite.

NL: De schroeven zijn vastgezet met behulp van een inbussleutel. Of de schroeven worden aangedraaid zodat de wervelkolom ook stabiel. Vergeet niet om je rug te scherpen na ongeveer 1 maand. De schroeven moeten worden weggegooid bij de demontage, en zal nieuwe schroeven gebruiken bij de volgende op de montage.



DK: For montering/afmontering af armlæn; tag armlæn op og ud til siden.

EN: For installing / removing the armrests; tag armrests up and out to the side.


DE: Für Ein- / Ausbau der Armlehnen; Tag Armlehnen an der Seite nach oben heraus.

SV: För installation / ta bort armstöden; tag armstöd uppåt och utåt åt sidan.

NO: For å installere / fjerne armlenene; tag armlener opp og ut til siden.

FI: Käsitukien asentaminen / poistaminen; asenna/irrota runkopidikkeestä nostamalla, käsituen voi myös kääntää sivulle.

NL: Voor het installeren / verwijderen van de armsteunen; tag armleuningen omhoog en naar de zijkant.



DK: For montering/afmontering af armlæn; tag armlæn op og skråt ud til siden

EN: For installing / removing the armrests; remove the armrest up and tilted to the side


DE: Für Ein- / Ausbau der Armlehnen; Entfernen Sie die Armlehne nach oben und zur Seite gekippt

SV: För installation / ta bort armstöden; avlägsna armstödet upp och lutar åt sidan

NO: For å installere / fjerne armlenene; fjerne armlenet opp og vippet til side

FI: Käsitukien asentaminen / poistaminen; Käännä käsinoja pystyasentoon, jolloin se liukuu painamalla paikalleen runkopidikkeeseen tai irtoaa vetämällä.

NL: Voor het installeren / verwijderen van de armsteunen; verwijder de armleuning omhoog en schuin naar de kant



DK: For montering/afmontering af armlæn; tag armlæn op. Kan også hives ud til siden.

EN: For installing / removing the armrests; remove the armrest up. Can also be pulled off to the side.


DE: Für Ein- / Ausbau der Armlehnen; Entfernen Sie die Armlehne nach oben. Kann auch zur Seite abgezogen werden.

SV: För installation / ta bort armstöden; ta bort armstödet. Kan också dras bort åt sidan.


NO: For å installere / fjerne armlenene; fjerne armlenet opp. Kan også trekkes ut til siden.

FI: Käsitukien asentaminen / poistaminen; Käännä käsinoja pystyasentoon, jolloin se liukuu painamalla paikalleen runkopidikkeeseen tai irtoaa vetämällä.

NL: Voor het installeren / verwijderen van de armsteunen; Verwijder de armleuning omhoog. Kan ook worden getrokken aan de kant.



- DK:** Lås alle fire hjul ved badning/brusning. Det forreste højre hjul (mørkegrå) kan låses i køreretningen, så kraften ved igangsættelse og kørsel mindskes.
- EN:** Lock all four wheels when bathing/showering. The front right wheel (dark gray) can be directional locked to easy while driving til chair.
- DE:** Verriegeln Sie alle vier Räder beim Baden / Duschen. Das vordere rechte Rad (dunkelgrau) in Richtung der Kraft verriegelt werden durch die Initiierung und Fahren reduziert.
- SV:** Låsa alla fyra hjulen när bad / dusch. Höger framhjul (mörkgrå) kan låsas i riktning mot nämnda kraft genom att initiera och körning minskas.
- NO:** Lås alle fire hjulene når bading / dusjing. Den fremre høyre hjul (mørk grå) kan låses i retning av at kraft ved å initiere og kjøring redusert.
- FI:** Lukitse kaikki neljä pyörää, kun tuoli on kylpy/suihikutuskäytössä. Oikea etupyörä (tumman harmaa) on suuntalukittava, jonka avulla tuoli kulkee suoraan.
- NL:** Lock alle vier de wielen bij het baden / douchen. Het rechter voorwiel (donkergrijs) kan worden vergrendeld in de richting van de kracht door het initiëren en rijden verminderd.




DK: Justering af ryg (se billeder). Vigtigt! Ryg vaskes max. ved 80 grader.

EN: Adjusting the back (see photos). Important! Back wash max. at 80 degrees.

DE: Einstellen der Rückseite (siehe Fotos). Wichtig! Zurück Wäsche max. bei 80 Grad.


SV: Justera ryggen (se bilder). Viktigt! Tillbaka tvätt max. på 80 grader.



NO: Justering av ryggen (se bilder). Viktig! Tilbake vask maks. på 80 grader.

FI: Selkäosan kireyden säätäminen (katso kuvat). Tärkeää! Selkäosan voi irrottaa ja pestä max 80 asteessa.

NL: Aanpassen van de rug (zie foto's). Belangrijk! Terug wassen max. bij 80 graden.



DK: Højden på fodstøtter justeres ved hjælp af clips. For at give ekstra plads, kan fodstøtterne skubbes til side ved at løfte og dreje, mens fodpladerne kan vippes.

EN: The height of the footrest is adjusted by means of clips. For extra space, footrests can be pushed aside by lifting and turning, while the footrests can be tilted.


DE: Die Höhe der Fußstütze ist mittels Klammern eingestellt. Für zusätzlichen Platz, schob Fußstützen beiseite durch Anheben und Drehen, während die Fußstützen gekippt werden kann.

SV: Höjden på fotstödet justeras med hjälp av clips. För extra utrymme, fotstöd trängs undan genom att lyfta och vrida, medan fotstöden kan lutas.

NO: Høyden av fotstøtten blir justert ved hjelp av klips. For ekstra plass, fotstøtter skjøvet til side ved å løfte og slå, mens fotplatene kan vippes.

FI: Astinlevyn korkeutta voidaan säätää ja lukita paikalleen lukitusklipsillä. Jalkatuet voi kääntää sivulle siirtymisen helpottamiseksi, kohottamalla ja kääntämällä jalkatuki sivulle sekä nostamalla astinlevy pystyasentoon.

NL: De hoogte van de voetsteun wordt ingesteld door middel van klemmen. Voor extra ruimte, voetsteunen opzij geduwd door het optillen en draaien, terwijl de voetsteunen kan worden gekanteld.



DK: Lægstøtten fastgøres og justeres ved velcrobånd på bagsiden. Vigtigt! Lægstøtten vaskes ved max. 80 grader.

EN: The calf support is secured and adjusted by the Velcro strip on the back. Important! Calf support washed at max. 80 degrees.


DE: Die Wadenstütze wird durch das Klettband auf der Rückseite befestigt und angepasst. Wichtig! Die Wadenstütze bei max. 80 Grad.

SV: Vadstödet säkras och justeras med kardborrebandet på baksidan. Viktigt! Vadstödet tvättas vid max. 80 grader.

NO: Leggstøtten er festet og justert av borrelåsen på baksiden. Viktig! Må vaskes på maks. 80 grader.

FI: Pohjeremmi säädetään sopivaan pituuteen ja kiinnitetään tarralla takapuolelta. Tärkeää! Pohjeremmi on irrotettava ja pestävä max. 80 asteessa.

NL: Het kalf ondersteuning is beveiligd en aangepast door de klittenband op de rug. Belangrijk! Kalf ondersteuning gewassen op max. 80 graden.



DK: Spand trækkes ud på bagsiden af sædet i lige bevægelse.

EN: Bucket pulled on the back of the seat into the steady motion.

DE: Eimer gezogen auf der Rückseite des Sitzes in die richtige Bewegung.

SV: Bäckenet dra ut från baksidan av sätet i en rak rörelse.

NO: Bekkenet trekkes ut på baksiden av setet i den riktige bevegelse.

FI: Alusastia vedetään pois istuimen pidikkeistä tuolin takaa pidellen astia vakaassa asennossa.

NL: Emmer trok aan de achterkant van het zadel in de juiste beweging.

DK: Undgå at sidde på de yderste 10 cm af sædet, da stolen kan tippe fremover.

EN: Avoid sitting on the last 10 cm of the seat, as the chair may tip forward.

DE: Vermeiden Sie auf den letzten 10 cm des Sitzes sitzen, wie der Stuhl nach vorne kippen kann.

SV: Sitt inte på de främra 10 cm. Tip risk!

NO: Unngå å sitte på de siste 10 cm av setet, som stolen kan tippe forover.

FI: Vältä istumista istuimen etureunalla 10cm matkalla, koska tuoli voi kipata eteen.

NL: Vermijd zitten op de laatste 10 cm van de stoel, als de stoel naar voren kan kantelen.



DK: Stå ikke på fodstøtterne.

EN: Do not stand on the footrests.

DE: Stellen Sie sich nicht auf den Fußrasten.

SV: Stå inte på benstöden/fotplattarna.

NO: Ikke stå på fotplatene.

FI: Älä nouse seisomaan jalkatuokien päälle.

NL: Sta niet op de voetsteunen.



DK: Artikel nr.

Sæde m/ovalt hul, lukket front:

Max. Belastning 150 kg

310035/310035-B, 310034/310034-B,
310610/310610-B, 310027/310027-B

Max. Belastning 125 kg

310030-B, 310278-B

Sæde m/nøglehulsudskæring:

Max. Belastning 150 kg

310036/310036-B, 310091/310091-B,
310611/310611-B, 310028/310028-B

Max. Belastning 125 kg

310090-B, 310279-B

NB! Clipsen skal skubbes i bund ved
højdeindstilling

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl (og rust
reklamationsret).

Stelreklamationsret.

Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på
M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke.
Reklamationsretten gælder ved fabriktions- eller
materialefejl og under forudsætning af normalt
brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage
ikke er dækket under reklamationsretten.

Rengøring:

Produktet kan rengøres med almindelige
rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengørin-
gen skal produktet skylles og aftørres. Produktet
kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.

Forventet levetid: 10 år.



EN: Art. nr.

Standard seat:

Max. Load 150 kg

310035/310035-B, 310034/310034-B,
310610/310610-B, 310027/310027-B

Max. Load 125 kg

310030-B, 310278-B

Horseshoe seat:

Max. Load 150 kg

310036/310036-B, 310091/310091-B,
310611/310611-B, 310028/310028-B

Max. Load 125 kg

310090-B, 310279-B

Attention! Push the Clips to the bottom when
adjusting heights.

2 Years complaint rights against
manufacturing errors.

Complaint rights for frame.



HMN grants 5 years complaint rights against frame
break-down for all M2 Shower/commode chairs
and stainless steel shower stools. The complaint
rights applies for production and material break
downs, and can only be used if the products have
been in normal use. Please note that the normal
wear and tear is not covered under complaint
rights.



Cleaning:

The product can be cleaned with regular cleaning
without non-abrasive detergent. Wash and dry the
product after the cleaning. The product can be
washed up to 85° degrees in 3 minutes.

Life expectancy: 10 years.



DE: Artikel nr.	
<p>Standardsitz: Maximales Benutzergewicht 150 Kg. 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Maximales Benutzergewicht 125 Kg. 310030-B, 310278-B</p>	<p>Intim sitz: Maximales Benutzergewicht 150 Kg. 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Maximales Benutzergewicht 125 Kg. 310090-B, 310279-B</p>
<p>Achtung! CLIPS bei Höhenverstellung ganz durchdrücken!</p> <p>2 Jahre Reklamationsrecht über Fabrikations-fehler.</p> <p>Reklamationsrecht über Rahmen</p> <p>HMN bietet 5 Jahre Reklamationsrecht gegen Rahmenbruch für alle M2 Bade-/Toilettenstühle und Duschhocker aus Edelstahl. Das reklamationsrecht deckt Produktionsfehler und Materialfehler, jedoch nur wenn das produkt normal benutzt worden ist. Bitte beachten Sie, das normaler Verschleiss von diesem Recht nicht dedeckt ist.</p>	<p>Reinigung: Das Produkt kann bei regelmäßiger Reinigung ohne nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden. Waschen und trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung. Das Produkt kann bis zu 85 ° Grad 3 Minuten gewaschen werden.</p> <p>Lebenserwartung: 10 Jahre.</p> 
SV: Artikel nr.	
<p>Sits m/oval hål, sluten främre:</p> <p>Max. belastning 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. belastning 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Sits m/nyckelhålsform:</p> <p>Max. belastning 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. belastning 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>OBS! Klipsen skall skjutas i botten vid höjdinställning</p> <p>2 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel (och rostreklamationsrätt).</p> <p>Reklamationsrätt för ramar</p> <p>Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfritt stål duschstolar. Reklamationsrätten gäller vid fabrikations- eller materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksam på att normalt slitage inte täcks av reklamationsrätten.</p>	<p>Rengöring:</p> <p>Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmiddel utan slipmedel. Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.</p> <p>Föväntad livslängd: 10 år.</p> 

NO: Artikkel no.	
<p>Standard sete:</p> <p>Maks. laste 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Maks. laste 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Intim sete:</p> <p>Maks. laste 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Maks. laste 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>NB! Klemholderen må skyves til bunnen av høydejustering</p> <p>2 års reklamasjonsrett mot fabrikkfeil (Og rust reklamasjonsrett).</p> <p>Reklamasjonsrett for ramme.</p> <p>Vi gir 5 års reklamasjonsrett mot brudd på M2 dusj / toalettstoler og rustfritt stål badbenker. Reklamasjonsretten gjelder produksjons- eller materialfeil, og forutsatt normal bruk. Vær oppmerksom på at normal slitasje dekkes ikke av reklamasjonsretten.</p>	<p>Rengjøring:</p> <p>Produktet kan rengjøres med vanlig såpe uten slipemiddel . Etter rensing, ble produktet skylt og tørket. Produktet kan tåle rensing opp til 85 ° C i 3 minutter.</p> <p>Forventet levetid: 10 år.</p> 
FI: Tuotenumerot	
<p>Vakioistuun</p> <p>Max. kuorma 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. kuorma 125kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Hygienia-aukollinen istuin :</p> <p>Max. kuorma 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. kuorma 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>Huomio! Paina jalkojen lukituskipsit huolella paikalleen säädettyäsi istuinkorkeutta.</p> <p>2 vuoden takuu koskien valmistusvirheitä (sisältäen ruostumattomuuden).</p> <p>Rajaa valitusoikeus</p> <p>Myönämme M2 suihku/WC-tuolin rungolle 5 vuoden takuun koskien materiaali- ja valmistusvirheitä, sen ollessa normaalissa käytössä. Takuu ei koske tuolin osien normaalia kulumista.</p>	<p>Puhdistus:</p> <p>Tuote voidaan puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla, ilman hankaavia ainesosia. Tuote huuhdellaan ja kuivataan puhdistuksen jälkeen.</p> <p>Tuote voidaan pestä 85°C lämpötilassa 3 minuutin ajan.</p> <p>Odotettu käyttöikä: 10 vuotta.</p> 

NL: Artikel-nr.	
<p>Standaard zitting:</p> <p>Max. laden 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. laden 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Intieme zeep:</p> <p>Max. laden 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. laden 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>NB! De klem moet worden geduwd onderaan hoogteverstelling</p> <p>2 jaar klachtrecht op fabricagefouten (En roest klachtrecht).</p> <p>Kadreer het klachtrecht</p> <p>Wij bieden een klachtrecht van 5 jaar tegen breuk op M2 douche / commode stoelen en roestvrij staal baden bankjes. De klachtrecht geldt voor de productie of materiaal fouten en uitgaande van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat de normale slijtage niet onder de klachtrecht.</p>	<p>Schoonmaken:</p> <p>Het product kan worden gereinigd met voorkomende niet-agressief schoonmaakmiddel. Na de reiniging wordt het product gewassen en gedroogd. Het product kan de reiniging weerstaan tot 85 ° C gedurende 3 minuten.</p> <p>Levensverwachting: 10 jaar.</p> <div style="text-align: center;">  </div>


M2 Standard op til 400 kg

Forebyggende Eftersyn:

Gælder for følgende Varenumre: (310034-B, 310091-B, 310091-125, 310027-B, 310028-B, 310610-B, 310611-B, 310035-B, 310036-B, 310720-B, 310721-B, 310722-B, 310278-B, 310279-B, 310272, 310280, 310284, 310294)

For at sikre at hjælpemidlet fungerer trygt for brugeren anbefaler vi at der udføres nedenstående eftersyn.

1. Kontroller at stellet er uden brud og stolen er intakt.
2. Kontroller at rygstellet er korrekt monteret med 2 skruer i hver side.
3. Kontroller at hjulene på stolen frit kan køre rundt.
4. Hvis stolen har et retningsfast hjul kontroller at det fungerer som normalt.
5. Kontroller at bremserne på hjulene fungerer.
6. Kontroller at clips til højdejustering af stolens hjul ikke er defekte.
7. Kontroller at sædet er intakt og der ikke er brud på PU skummet.
8. Kontroller at armlænene er korrekt monteret, fungerer og der ikke er brud på PU skummet.
9. Kontroller at ryggen i PU eller netvæv er korrekt monteret og intakt.




M2 Standard upp till 400 kg

Rekonditionerings Instruktion:

Gäller följande Art.nr: (310034-B, 310091-B, 310091-125, 310027-B, 310028-B, 310610-B, 310611-B, 310035-B, 310036-B, 310720-B, 310721-B, 310722-B, 310278-B, 310279-B, 310272, 310280, 310284, 310294)

För att säkerställa att hjälpmedlet fungerar säkert för brukaren rekommenderar vi följande inspektioner utförs.

1. Kontrollera att ramen är utan brott och stolen är intakt.
2. Kontrollera att ryggstödet är korrekt monterat med 2 skruvar på varje sida.
3. Kontrollera att hjulen på stolen kan rulla fritt.
4. Om stolen har ett rikttningsbestämt hjul, kontrollera att det fungerar som normalt.
5. Kontrollera att bromsarna på hjulen fungerar.
6. Kontrollera att klämmorna för höjdjustering av stolens hjul inte är defekta.
7. Kontrollera att sätet är intakt och att det inte finns några brott på PU-skum.
8. Kontrollera att armstöden är korrekt monterade, fungerar och att det inte finns några brott på PU-skum.
9. Kontrollera att ryggen i PU eller nätväv är korrekt monterad och intakt.



M2 Standard up to 400 kg

Preventative Maintenance Check:

Applies to the following Art.no: (310034-B, 310091-B, 310091-125, 310027-B, 310028-B, 310610-B, 310611-B, 310035-B, 310036-B, 310720-B, 310721-B, 310722-B, 310278-B, 310279-B, 310272, 310280, 310284, 310294)

To ensure that the aid functions safely for the user, we recommend that the following inspections be carried out.

1. Check that the frame is without breaks and the chair is intact.
2. Check that the back frame is correctly mounted with 2 screws on each side.
3. Check that the wheels on the chair can freely rotate.
4. If the chair has a directional wheel, ensure that it functions normally.
5. Check that the brakes on the wheels work.
6. Check that the clips for height adjustment of the chair's wheels are not defective.
7. Check that the seat is intact and there are no breaks in the PU foam.
8. Check that the armrests are correctly mounted, functional, and there are no breaks in the PU foam.
9. Check that the back in PU or netweave is correctly mounted and intact.





DK:

Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt. Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

EN:

This product should be recycled following national regulation. After disassembly of the product, sort the components based on what they are made of and recycle them individually. Please contact your local recycling place for guidance if necessary.

DE:

Dieses Produkt sollte gemäß den nationalen Vorschriften recycelt werden. Sortieren Sie nach der Demontage des Produkts die Bestandteile nach Beschaffenheit und führen Sie diese einzeln der Wiederverwertung zu. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren örtlichen Recyclinghof, um sich beraten zu lassen.

SV:

Denna produkt måste återvinnas enligt nationella bestämmelser. Efter demontering av produkten, sortera komponenterna efter vad de är gjorda av och återvinn dem individuellt. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om det behövs.

NO:

Dette produktet skal resirkuleres i henhold til nasjonale forskrifter. Etter demontering av produktet, sorter komponentene basert på hva de er laget av og resirkuler dem individuelt. Ta kontakt med ditt lokale gjeninningssted for veiledning om nødvendig.

FI:

Tämä tuote tulee kierrättää kansallisten määräysten mukaisesti. Tuotteen purkamisen jälkeen lajittele komponentit sen mukaan, mistä ne on valmistettu, ja kierrätä ne yksitellen. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen kierrätyspisteeseen saadaksesi ohjeita.

NL:

Dit product moet worden gerecycled volgens de nationale voorschriften. Sorteer na demontage van het product de onderdelen op basis van hun materiaal en recycle ze afzonderlijk. Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke recyclingbedrijf voor advies.



HMN since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: 0045 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk

HMN a/s