

- Ⓛ **D** **Rollbarer Bett-Tisch**
- Ⓛ **GB** **Overbed table**
- Ⓛ **DK** **Sengebord**
- Ⓛ **I** **Tavolino da letto**

Art.Nr.
Item no. **272010**
Varenr.
Codice



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex.dk

D Rollbarer Bett-Tisch - Art. 272010

GB Overbed table - item no. 272010

Rollbarer Bett-Beistelltisch mit 4 Rädern. Das Tablett des Tisches lässt sich leicht in Höhe und Neigung leicht einstellen und ist geeignet kleinere Gegenstände zu tragen (Bücher, Essen, Notebook, Tablet oder ähnliches). Das Gewicht dieser Gegenstände darf die Tragkraft des Tablett nicht überschreiten (siehe technische Daten unten).

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Belasten die das Tablett nicht mehr als mit dem zulässigen Gewicht und stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Bett-Tisch

Produktbeschreibung

Rollbarer Bett-Beistelltisch mit in Höhe und Neigung einstellbarem Tablett aus Holzspan und einem Metallgestell. Komplett mit 4 feststellbaren Rädern.

Aufbau

Vor dem Zusammenbau kontrollieren Sie an Hand der Zeichnung unten, dass kein Teil fehlt (Teile A-D, 1-9). Anschließend den Tisch in der Nummernreihenfolge zusammenbauen.

Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

Technische Daten

Bett-Beistelltisch	Art. 272010
Maße des Tablett (T x L)	41 x 55 cm
Einstellbare Höhe	da 72 a 115 cm
Gesamtgewicht	7,5 kg
Belastbarkeit des Tablett	15 kg

Rollable bed-side table with 4 wheels. The tray of the table can be easily adjusted in height and angle and is suitable to carry smaller items like books, food, laptop, tablet or similar). The weight of these items must not exceed the carrying capacity of the tray (see specifications below).

Safety requirements

- Make sure that this user manual is read by all persons using the device. Manufacturer doesn't take any responsibility for damages and/or injuries, caused by the fact that the user manual has not been followed.
- Only use the product in flawless condition.
- If defects or errors are detected you must immediately contact the dealer.
- Follow the information on the product label.
- Only use the product for the described purpose
- Do not exceed the carrying capacity of the tray

Product description

Rollable bed-side table with height and tilt adjustable wooden chipboard tray and a metal frame. It comes with 4 lockable wheels.

Assembly

Before assembly, you should check with reference to the drawing below that no parts are missing (parts A-D, 1-9). Then assemble the table following the number series on the drawing.

Cleaning & maintenance

Normal dirt on metal and plastic parts can be removed with standard cleaning agents. Check the specific product information and use only commercial cleaning products which are suitable for cleaning and disinfection (no solvents or abrasives).

Guarantee terms

Mobilex A/S offers 2 years of warranty for damages caused by errors in production or material errors. The warranty is not valid by not-intended repair or usage of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing fault. If product changes are made without our written acceptance the CE-marking and product warranty will not be valid. In the event of product damages covered by this warranty, please notify your dealer or Mobilex A/S directly. The warranty does not cover transport costs and does not include compensation for personal injuries or non-use of the product during repair. The warranty does not cover damages due to the user manual not being followed.

Technical data

Overbed table	itemnr. 272010
Size of the tray (D x L)	41 x 55 cm
Height (adjustable)	from 72 to 115 cm
Weight	7,5 kg
Carrying capacity	15 kg

DK **Sengebord - varenr. 272010**

Sengebord med 4 hjul. Bordets bakke kan let indstilles i højde og hældning og kan bruges til at have lettere genstande på såsom bøger, mad, laptop og tablet. Vægten af genstandene må ikke overstige bakkens bæreevne (se tekniske data).

Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Belast ikke bakken med mere end den tilladte vægt (se tekniske data på typeskiltet). Undlad at stille eller sætte Dem på sengebordet

Produktbeskrivelse

Sengebord med 4 låsbare hjul, bakke af spånplade, som kan indstilles i højde og hældning, samt stel af metal.

Montage

Før montage bedes De på basis af medsendte tegning kontrollere, at der ikke mangler nogle dele (A-D, 1-9). Efterfølgende skal bordet samles i den viste rækkefølge.

Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

Tekniske data

Sengebord med hjul	varenr. 272010
Mål af bordet (D x L)	41 x 55 cm
Højde (indstillelig)	72 - 115 cm
Vægt	7,5 kg
Max. belastning af bordet	15 kg

I **Tavolino da letto - codice 270010**

Tavolino da letto con quattro ruote da affiancare al letto. Il piano in legno a vassoio è adatto a portare oggetti di piccola entità (libri, piatti, vivande, notebook o similari) e di peso non superiore alla portata massima specificata nei dati tecnici.

Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo se in perfetto stato
- prima dell'uso controllate il prodotto e se presentasse un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- annotare le informazioni sull'etichetta
- utilizzare il prodotto solo per l'uso consentito, ogni altro uso non è consentito
- non caricate il prodotto con pesi superiori alla portata consentita (vedi dati tecnici ed etichetta del prodotto)
- non sedersi o montare sul tavolino

Descrizione del prodotto

Tavolino a carrello, regolabile in altezza, con piano in legno truciolato. Struttura metallica a quattro ruote con sistema di bloccaggio.

Assemblaggio

Prima dell'assemblaggio controllare che siano presenti tutti i pezzi (A-D, 1-9) come nelle immagini del foglio d'assemblaggio allegato al prodotto. Procedere quindi all'assemblaggio seguendo la numerazione sull'altro foglio allegato.

Manutenzione

Normale sporcizia su metallo e parti in plastica possono essere rimossi con detersivi standard. Controllare le informazioni specifiche del prodotto e utilizzare solo prodotti che sono adatti alla pulizia e disinfezione (detersivi privi di solventi o abrasivi).

Garanzia

Mobilex A/S offre 2 anni di garanzia per danni causati da errori di produzione o materiali. La garanzia non è valida per riparazioni o utilizzi non intenzionali del prodotto. Le parti soggette a normale usura non sono coperte da garanzia, a meno che l'usura non sia causata da un difetto di fabbricazione. In caso di modifiche apportate al prodotto senza una nostra approvazione scritta, il marchio CE e la garanzia del prodotto non saranno più valide. In caso di danni al prodotto coperti da questa garanzia, si prega di informare il rivenditore o direttamente Mobilex A/S. La garanzia non copre spese di trasporto e non comprende risarcimenti per danni a persone o risarcimenti per il mancato utilizzo del prodotto durante la riparazione. La garanzia non copre danni dovuti al mancato rispetto del manuale d'uso.

Dati tecnici

Tavolino a carello	cod. 270010
Dimensioni del piano (P x L)	41 x 55 cm
Altezza regolabile	da 72 a 115 cm
Peso totale	7,5 kg
Portata max. del piano	15 kg

