

DARO

by able 

Brugervejledning Knæpose Aktiv

Blød og faconsyet knæpose uden sæde til de aktive brugere. Fås til børn og voksne. Fremstillet i et åndbart, vind- og vandtæt kvalitetsmateriale med varm Thinsulate isolering og blød fleeceforing.



Varenr. (voksne): 1-02X TH
Varenr. (børn): 1-025X TH

Kære kunde,

Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.

Læs denne brugervejledning, inden du bruger knæposen.



Sikkerhedsregler

- ⚠️ Brug kun en knæpose, der passer til brugerens størrelse.
- ⚠️ Brug **aldrig** knæposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
- ⚠️ Immobiler eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når knæposen er på.
- ⚠️ Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
- ⚠️ Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af knæpose, således brugeren ikke glider ned.

Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

Knæposens funktioner

- Åndbar, vind- og vandtæt.
- Varm Thinsulate-isolering og blød fleeceforing.
- Tapede sømme.
- Faconsyet og uden sæde.
- Lomme på front med vandtæt lynlås.
- Lynlås i hver side.
- Bagstykke med blød og bred ribdel.
- Justerbart bånd med klikspænde i taljen samt elastik.
- Regulering via snoretræk nederst på bagstykket.
- Hjælpebånd indvendig nederst for optimal placering af bundpladen.
- Bundplade ind- og udvendig i sort og meget slidstærkt stof med Thinsulate-isolering imellem.
- Sikkerhedsreflekser og reflekslogo på forstykket for bedre synlighed i mørket.



Snoretræk til regulering af bagstykket

Sådan bruges knæposen

1. Placer dig i kørestolen.
2. Lyn lynlåsene ned i hver side.
3. Placer dine fødder på bundpladen i knæposen og brug evt. det indsyede røde hjælpebånd til finjustering.
4. Juster evt. vidden omkring benene ved hjælp af snoretrækket bagpå knæposen.
5. Læg forstykket op på benene og før båndet bagom ryggen, luk klikspændet og juster til.
6. Lyn lynlåsene op i hver side.
7. Reguler evt. taljeelastikken.



Hjælpebånd til placering af bundpladen



Lomme på front med vandtæt lynlås

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning eller vaskemiddel med blegestoffer.

Vask i maskine

1. Luk lynlåsene og læg knæposen i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask knæposen ved **max. 40°C** og ved lav centrifugering.
4. Hæng knæposen til tørre. Den kan også tørretumbles ved lav varme.



Ingen
blegemiddel



Skånevask
max. 40°C



Tørretumbling
ved lav varme



Strygning ved
lav varme



Rens er
muligt

Vedligehold

- Tjek jævnligt knæposen for skader.
- Brug **aldrig** knæposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

Materiale

Yderstof

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

Isolering

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- Thinsulate P100.



Foer

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- 100% polyester fleece.

Teknisk info

Yderstof

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m².
- Kvadratmetervægt: 135g/m².

Bund

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Slidstyrke: 100.000 cykluser.
- Kvadratmetervægt: 210g/m².

Isolering


- Evne: Bevarer isoleringen i fugtige omgivelser og tørrer hurtigt.
- Kvadratmetervægt: 95g/m².
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

Foer

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervægt: 300g/m².

DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på www.daro.dk.

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke. 

DARO

by able 

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
dar@ablenordic.dk
www.daro.dk