

# geemarc™ AMPLICALL™ 140

Hear the Difference

Wireless Sound Sensor Alerter (Baby monitor)  
Alerteur : Capteur Sonore (Bébé alarme)  
Drahtloser Geräuschsensor-Alarmgeber  
(Baby-Monitor)



English P1

Français P8

Deutsch P16


Please refer to our website: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of.


## Package Contents

The AC140(AMPLICALL™140) box contains the following items:

- 1 AC140 Base station
- 1 AC/DC power adaptor
- 1 UK and 1 VDE plug adaptors
- 1 Micro sensor (50cm)
- 1 double side adhesive sticker for Micro sensor mounting
- 1 external cord with 3.5mm plug / jack for micro sensor (1.5m)
- 1 user's manual
- 2 screws and 2 anchors
- 1 Drill hole template
- 2pcs of doorbell icons and 2pcs of baby icons

## DESCRIPTION






## Connection your device


Your AC140 is delivery with an power adaptor, you must plug it in the socket AC/DC situate on the bottom right.

**When using the AC/DC power, you must install the batteries too. Otherwise you will get a battery low information on AC140.**



You have the possibility to add 2 Alkaline batteries AA 1.5V (not provided) if you want that your device works in power failure mode or without power adaptor.

Please follow the below procedure to insert the batteries.



1. Unscrew the screw on the battery cover.
2. Open the battery cover.
3. Insert the 2 alkaline batteries AA1.5V in respecting the polarity.
4. Replace the battery cover.
5. Replace the screw.

## Pairing with the AMPLICALL receivers

---

AC140 works with the AMPLICALL receivers and must be paired before using.

To pair a new device, please follow these steps:

1. Enter pairing mode for the AMPLICALL receivers.


Press & hold the **LEARNING** button (●) for 3 seconds. The LED in zone icon #1 will flash.

2. Press the **LEARNING** button (●) again to move to the zone icon you wish to pair with.

Press the **melody selection** (🎵) button to scroll through the melodies. Once you hear a melody you like, do not press any button during the melody.


3. Once the zone icon and melody are selected, press one time on device AC140 button to pair. If successful, the AMPLICALL receivers will generate two short tones.

Press the **LEARNING** button (●) to exit the pairing mode; the system is now ready to use



## Settings

---



**Power On/Off:** Slide the switch to **Off** (O) position when do not use.

**Delay:** You can select **5, 10, or 15** seconds delay time using this switch. When selected 5 seconds, it means that AMPLICALL receivers will be trigger after 5 seconds of sound detected in continuous.


**Sensitivity:** You can select **Hi, Mid or Low** Mic sensitivity by this switch.

**Ext.Mic:** you can plug the external mic to this jack. The internal mic will be cut off when the external mic is installed.

## Operation

---

Using the **internal** microphone:



Using the **external** microphone:



Adjust the distance (between the microphone and the Sound source) and sensitivity according to the sound source type and intensity.


## Code Conflict

---


If the AC140 coding is the same as another transmitter, you must change the code. Please follow the procedure as below. When you have changed the code must re-pair the bell press.



Slide the power switch to **OFF** position.




Press and hold the bell button.



Slide the power switch to **ON** position, do not release the bell button, until the LED indicator blinks 6 times.

## Wall mounting

The AC140 can either be placed on a flat surface or be mounted on a wall.



Mark two holes on the wall using a pencil and drill hole template.

Mount the unit to the wall using the provided anchors and screws.

## GUARANTEE

From the moment your Geemarc AMPLICALL™140 is purchased, Geemarc guarantee is for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT:** YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.**

## DECLARATIONS:

---

### UKCA Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this AMPLICALL™140 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

*The UKCA declaration of conformity may be consulted at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

---

RF power : < 250mW

---

### Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it. Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

E-mail : [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)

telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 GRANDE-SYNTHE Cedex,  
FRANCE

This product is made in China To Geemarc Telecom




Veillez consulter notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient.


## Contenu de la boîte

La boîte de l'AC140 contient les éléments suivants:

- 1 station de base AC140
- 1 adaptateur secteur CA/CC
- 1 adaptateur de prise britannique et 1 adaptateur de prise VDE (européen)
- 1 micro-capteur (50cm)
- 1 autocollant adhésif double face pour le montage du micro capteur
- 1 rallonge micro de 1,5 m et de 3,5 mm
- 1 guide d'utilisation
- 2 vis et 2 chevilles
- 1 gabarit de perçage
- pièces d'icônes de sonnette et 2 pièces d'icônes de bébé

## DESCRIPTION







## Raccordement de votre appareil

Votre AC140 est livré avec un adaptateur électrique, vous devez le brancher dans la prise CA/CC située en bas à droite.

**Vous devez également installer des piles avant d'utiliser l'alimentation CA/CC. Sinon, vous obtiendrez une information de batterie faible sur l'AC140.**



Vous avez la possibilité d'ajouter 2 piles alcalines AA 1,5V (non fournies) si vous souhaitez que votre appareil puisse fonctionner en cas de panne de courant ou sans adaptateur.



1. Retirez la vis.
2. Enlevez le couvercle du compartiment des piles.
3. Insérez les 2 piles alcalines AA 1,5V en respectant la polarité.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles.
5. Remettez la vis.

# Enregistrement


L'AC140 fonctionne avec les récepteurs AMPLICALL et doit être appairé avant d'être utilisé.

Pour enregistrer votre nouvel appareil, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous :

1. Entrez en mode enregistrement pour récepteur AMPLICALL.  
Appuyez sur le bouton **Programmation** (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED de l'icône de zone n°1 se met à clignoter.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Programmation** (●) pour vous déplacer vers l'icône de la zone avec laquelle vous souhaitez vous jumeler.


Appuyez sur le **bouton de sélection de la mélodie** (🎵) pour faire défiler les mélodies. Dès que vous entendez une mélodie qui vous plaît, appuyez sur aucun bouton tant que la mélodie est en cours de diffusion.

3. Une fois que l'icône de zone et la mélodie sont sélectionnées, appuyez une fois sur le bouton de l'appareil AC140 pour effectuer l'enregistrement. Si le résultat est positif, le récepteur AMPLICALL produira deux courtes tonalités.



Appuyez sur le bouton **Programmation** (●) pour quitter le mode enregistrement ; le système est maintenant prêt à être utilisé.

## Réglages



**Interrupteur Marche/Arrêt:** Faites glisser le commutateur sur la position « **Arrêt** » lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.


**Délai:** Vous pouvez sélectionner un délai de 5, 10 ou 15 secondes en utilisant cette interrupteur. Si par exemple la durée sélectionnée est de 5 secondes, cela signifie que le récepteur AMPLICALL émettra un son 5 secondes après le captage des pleurs du bébé.

**Sensibilité:** Ce bouton permet de sélectionner la sensibilité du micro (Fort, Moyen ou Faible).

**Micro externe:** Vous pouvez brancher le capteur externe à ce jack. Le micro interne est coupé lorsque le micro externe est installé.

## Fonctionnement

Utilisation du microphone **interne**:



Utilisation du microphone **externe**:




Réglez la distance (entre le microphone et la source sonore) et la sensibilité en fonction du type et de l'intensité de la source sonore.

## CONFLIT DE CODES


Si le code de l'AC140 est le même que celui d'un autre émetteur, vous devez changer le code. Veuillez suivre la procédure ci-dessous. Vous devrez enregistrer de nouveau votre appareil à son récepteur AMPLICALL.



Mettez l'interrupteur en position **ARRÊT**.




Appuyez sur le bouton de sonnette et maintenez-le enfoncé.



Mettez l'interrupteur en position **marche**. Ne relâchez pas le bouton de la sonnette, avant que le voyant LED ait clignoté 6 fois.

## Montage

Le capteur peut être posé sur la table ou fixé au mur.



Dessinez deux trous sur le mur à l'aide d'un crayon.  
Fixez l'appareil au mur ou au plafond.

# GARANTIE

---

Votre produit Geemarc AMPLICALL™140 est garanti 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT** : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

## DÉCLARATION :

---

### Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son AMPLICALL™140 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014 / 53 / UE.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant **www.geemarc.com***

---

Puissance de la fréquence radio < 250mW

---

### Directives de recyclage

La DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) a été créée pour les produits en fin de vie afin de faciliter leur recyclage. Lorsque ce produit est en fin de vie, veuillez ne pas le jeter dans votre poubelle à ordures ménagères.

Veillez utiliser l'une des options d'élimination suivantes :

- Retirez les piles et déposez-les dans une benne DEEE appropriée. Déposez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou alors, remettez l'ancien produit au détaillant. Si vous en achetez un nouveau, ils devraient l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous assurez la protection de la santé humaine et de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: **[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

Email: **[sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)**

Téléphone: **03 28 58 75 99**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 GRANDE-SYNTHE Cedex,  
FRANCE

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom




Bitte besuchen Sie unsere Website: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) für bis zu Datum Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann und Änderungen, auf die Sie achten müssen!


## Paketinhalt

Das Paket enthält die folgenden Gegenstände:

- 1x Basisstation
- 1x AC/DC Stromadapter
- 1x GB Steckeradapter und 1x VDE Steckeradapter
- 1x Mikro-Sensor (50cm)
- 1x doppelseitiger Klebeaufkleber für die Mikrosensormontage
- 1x 1,5m externes Kabel 3,5mm für Mikro-Sensor
- 1x Bedienungsanleitung
- 2x Schrauben und 2x Dübel
- 1x Bohrlochschablone
- 2x Teile mit Klingelsymbolen und 2x Teile mit Babysymbolen

## BESCHREIBUNG






## Verbindung mit Ihrem Gerät

Ihr AC140 wird mit einem Stromadapter geliefert, den Sie an den AC/DC Anschluss unten rechts anschließen müssen.

**Bei Nutzung des AC/DC Stromadapter müssen Sie auch die Batterien installieren, ansonsten erhalten Sie auf dem AC140 den Hinweis, dass der Akku niedrig ist.**



Sie haben die Möglichkeit, 2 alkalische Batterien AA 1,5V (nicht mitgeliefert) zu nutzen, wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihr Gerät auch bei Stromausfall oder ohne Stromadapter funktioniert.




1. Entfernen Sie die Schraube.
2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
3. Setzen Sie 2 alkalische Batterien AA 1,5V gemäß der entsprechenden Polarität ein.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.
5. Setzen Sie die Schraube wieder ein.

## Paarung


AC140 funktioniert mit dem AMPLICALL-Empfängern und muss vor der Nutzung gepaart werden..

Um eine Paarung mit einem neuen Gerät vorzunehmen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Setzen Sie den AMPLICALL-Empfänger in den Paarungsmodus. Halten Sie die **LEARNING** Taste (●) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige in der Symbolzone #1 blinkt auf.
2. Drücken Sie erneut auf die **LEARNING** Taste (●) und gehen Sie auf die Symbolzone, mit der Sie eine Paarung herstellen wollen. Drücken Sie auf die **Melody Selector** (🎵) Taste, um durch die verschiedenen Melodien zu scrollen. Sobald Sie eine Melodie hören, die Ihnen gefällt, drücken Sie während des Abspielens der Melodie keine Taste.
3. Sobald die Symbolzone und die Melodie ausgewählt wurden, drücken Sie einmal auf die AC140 Taste am Gerät, um dieses zu paaren. Sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist, erzeugt der AMPLICALL-Empfänger zwei kurze Töne. Drücken Sie auf die **LEARNING** Taste (●), um den Paarungsmodus zu verlassen: jetzt ist das System bereit zur Verwendung.



## Einstellungen



**Strom:** Schieben Sie den Schalter auf die **aus** Position, wenn das Gerät nicht verwendet wird.


**Verzögerung:** Sie können mit diesem Schalter eine Zeitverzögerung von **5, 10** oder **15** Sekunden wählen. Bei 5 Sekunden bedeutet das, dass ein kontinuierlicher Ton von 5 Sekunden ausgelöst wird.

**Empfindlichkeit:** Sie können mit diesem Schalter eine hohe, mittlere oder niedrige Mikrofonempfindlichkeit auswählen.

**Ext. Mikro:** Sie können das externe Mikro an diesem Anschluss anschließen. Das interne Mikro wird nicht genutzt, wenn das externe Mikro installiert ist.

# Bedienung

Nutzung des **internen** Mikrofons:



Nutzung des **externen** Mikrofons:




Passen Sie den Abstand (zwischen dem Mikrophon und der Tonquelle) und die Empfindlichkeit je nach Tonquellenart und Intensität an.

## Code-Konflikt


Wenn das AC140-Coding mit anderen Transmittern gleich ist, müssen Sie den Code ändern. Bitte befolgen Sie den unten beschriebenen Vorgang: Sobald Sie den Code geändert haben, müssen Sie den Klingelknopf erneut paaren.



Schieben Sie den An-/Aus-schalter auf die **AUS** Position.




Halten Sie die Klingel-taste gedrückt.



Schieben Sie den An-Ausschalter auf an und halten Sie die Klingel-taste gedrückt, bis die LED-Anzeige 6 Mal blinkt.

## Anbringung

Der Sensor kann an der Wand, der Decke angebracht oder auf einem Tisch aufgestellt werden.



Markieren Sie mit einem Bleistift zwei Löcher an der Wand und bohren Sie eine Lochschablone.

Bringen Sie die Einheit an der Wand oder Decke an.

## GARANTIE

Geemarc bietet AMPLICALL™140 eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc- Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG** : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

# ERKLÄRUNGEN:

---

## CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses AMPLICALL140 mit die grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014 / 53 / UE erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann unter [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) eingesehen werden

---

Strahlungsleistung < 250mW

---

## VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt un verwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten :

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter [www.geemarc.com/de](http://www.geemarc.com/de)

E-mail: [kundendienst@geemarc.com](mailto:kundendienst@geemarc.com)

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 GRANDE-SYNTHE Cedex,  
FRANCE

Dieses Produkt ist in China für Geemarc Telecom hergestellt



UGAMPLICALL140\_EnFrGe\_v1.0