



# VELA Tango 300 & 310

**NYHED**  
Op til 300 kg  
Udstigningshjælp  
4XL-sæde  
(b:72 d:50)



VELA Tango 300

Maks. belastning op til 200 kg. Bruger får, som standard, en fast siddehøjde uden mulighed for ændring.



VELA Tango 300E

Maks. belastning 200 kg. Bruger får udstigningshjælp og ændring af siddehøjden vha. elektrisk højdeindstilling.



VELA Tango 310E

Maks. belastning 300 kg. Bruger får udstigningshjælp og ændring af siddehøjden vha. elektrisk højdeindstilling.

Brugere op til 300 kg kan nu blive mere selvhjulpne ved hjælp af en robust arbejdsstol. Det betyder, at det bliver muligt at mobilisere sig og være mere aktiv i hverdagen uden at udtrættes unødigt. Brugeren kan skubbe/gå sig rundt, siddende, da stolen har hjul, og samtidig have en stabil, sikker stol med en håndbetjent bremse. Med elektrisk højdeindstilling får brugeren hjælp til at rejse og sætte sig og kan let ændre siddehøjden.

Svært overvægtige brugere får mulighed for, at mobilisere sig fra en seng eller stol over i en sikker og stabil arbejdsstol, der gør det nemmere at udføre aktiviteter. VELA Tango 300/310-serien er meget robust og kan bruges til aktiviteter; hjemme, på arbejdspladsen samt ved rehabilitering og træning.

Brugeren kan lettere få luft og sikre iltning af blodet med en opret siddestilling. Desuden aflastes ben, knæ og hofte ved at aktiviteten udføres siddende, hvilket giver færre muskel-/ledsmerter og mindre udtrætning. Det er muligt at skubbe/gå sig rundt, siddende, og være mere selvhjulpne i forskellige aktiviteter, fx madlavning, og derved forebygge immobilitet.

Det er trygt at rejse sig op og sætte sig ned, ved hjælp af de robuste armlæn på en sikker, bremset stol. Der er desuden gode forudsætninger for komfort, da sædehøjde, ryglæn og armlæn kan indstilles efter brugerens kropsbygning og behov for støtte.

Elektrisk højdeindstilling kan bruges til udstigningshjælp og gør det muligt at tilpasse sin siddehøjde til forskellige aktiviteter via et let tryk på en knap. På den måde kan brugeren spare på energien i løbet af dagen.

## FORDELE

- :: Robust, CE-mærket stol til bariatrike brugere op til 300 kg
- :: Hjælp til at rejse og sætte sig ved hjælp af elektrisk højdeindstilling
- :: Stabil og støttende opret siddestilling der giver åbne luftveje og derved mindsker udtrætning
- :: Aflastning af hofte- og knæled samt mulighed for forvaltning af energien ved at skubbe/gå sig rundt
- :: Tryghed og en stabil siddestilling ved aktiviteter med en sikker centralbremse

## STANDARDKONFIGURATION

	VELA Tango 300	VELA Tango 300EI	VELA Tango 310EI	
MÅL OG VÆGT	<b>Højdeindstilling</b>	Fast højde eller 150mm vandring v. gas (tilvalg)	150mm eller 200mm vandring	150mm vandring
	<b>Siddehøjde</b>	v. fast højde 42-52 cm (indstilles med værktøj) v. 150 mm gas: 44-59 cm	v. 150 mm: 42-57 cm v. 200 mm: 49-69 cm	v. 150 mm: 42-57 cm
	<b>Sæde</b> Bredde x dybde	58 x 48 cm (XXX-sæde)	58 x 48 cm (XXX-sæde)	72 x 50 cm (4XL-sæde)
	<b>Siddedybde</b> (indstilles med værktøj)	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
	<b>Ryg</b> Bredde x højde	38 x 43 cm (CX-ryg)	38 x 43 cm (CX-ryg)	38 x 43 cm (CX-ryg)
	<b>Højdeindstilling af ryglæn</b> (indstilles med værktøj)	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
	<b>Armlæns pude, P.U.</b>	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
	<b>Armlænshøjde</b> (indstilles med værktøj)	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
	<b>Afstand mellem armlæn</b> (indstilles med værktøj)	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
	<b>Understel, størrelse</b>	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
	<b>Stolens vægt</b>	29 kg	37 kg	42 kg
	<b>Maks belastning</b>	200 kg (175 kg v. gas)	200 kg	300 kg
	<b>HMI nr.</b>	18196	18598	125517

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

Alle bariatriske stole leveres som standard i sort Phoenix-stof, som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt.

Hvis der er behov for ekstra rengøringsvenlige materialer, tilbyder vi forskellige typer af kunstlæder samt mulighed for forskellige sædeovertræk.

### TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

VELA Tango 300/310-serien er meget holdbar og slidstærk, og kan derfor modstå konstant brug ved stor belastning.

Stolen kan desuden anvendes af flere brugere, fx på rehabiliterings- og dagcentre.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, billeder og beskrivelser findes på [www.vela.dk](http://www.vela.dk).

### ARBEJDSMILJØ

- :: Hjælper arbejdsmiljø forbedres med elektrisk højdeindstilling, da det hjælper med mobilisering af brugeren fra at sidde til at stå.
- :: Nemt at hjælpe bruger i niveau med en seng eller stol, fx ved forflytning, med elektrisk højdeindstilling.
- :: Mulighed for skubbehåndtag, hvis brugeren skal flyttes over korte afstande.



Funktioner på VELA Tango 300/310