AtmosAir Velaris

CE UK CA 2797 0086

Desinfektionsmidler

DESINFEKTIONSMIDDEL	HYBRID-MADRASSYSTEM	OVER-BETRÆK	UNDER-BETRÆK
Alkoholopløsning ≤70 %	●	●	●
Kloropløsning ≤1 % (10.000 ppm)[1]	●	●	●
Kvaternær ammonium 1.920 ppm	●	●	●
Kvaternær ammoniumopløsning 3-15 %.		●	●
Brintoverilteopløsning, 3-10 %.		●	

[1] Klorkoncentrationen kan variere mellem 250 og 10.000 ppm afhængigt af de lokale bestemmelser og kontamineringsgraden.

BEMÆRK

Skyl med rent vand, og aftør grundigt for at fjerne rester af kemikalier efter desinficering med hvert kemikalie før opbevaring

ADVARSEL

- **Bær altid beskyttelsesbriller og -handsker for at undgå øjenskader og hudproblemer.**
  Skyl grundigt med rigelige mængder vand i tilfælde af berøring med stoffet.
  I tilfælde af øjen- eller hudirritation søges lægehjælp.
  Læs altid materialesikkerhedsdatabladet til desinfektionsmidlet.
- **For at undgå elektrisk stød skal pumpen altid frakobles strømforsyningen før rengøring og eftersyn.**
- **Forebyg krydskontaminering ved altid at følge desinfektionsinstruktionerne i denne brugsvejledning.**
- **Undgå øjen- og hudirritation ved aldrig at desinficere, mens der er en plejemodtager til stede.**

Nødvendigt tilbehør til rengøring/desinfektion

- Beskyttelsesbriller
- Beskyttelseshandsker
- Sprayflaske med rengøringsmiddel
- Sprayflaske med desinfektionsmiddel
- Sprayflaske med vand
- Klude



arjo EMPOWERING MOVEMENT

Rengøring og desinfektion

(26 trin)

Følg altid disse trin for en korrekt rengørings- og desinfektionsprocedure efter hver plejemodtager.

Klargøring af pumpen

1. Kobl pumpen fra madrassen.
2. Vælg Standby på pumpeenheden. Afbryd pumpen fra strømkilden.

Rengøring af pumpen

3. Tag beskyttelseshandsker og -briller på.
4. Spray rengøringsopløsningen på en ren klud.
5. Aftør alle områder på pumpen for at fjerne eventuelle aflejringer eller synligt snavs.
6. Rengør alle områder, hvor der sidder rester af snavs, med kluden efter behov.
7. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at aftørre alle spor af rengøringsmiddelopløsningen.
8. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt fra pumpen.

Desinfektion af pumpen

9. Spray desinfektionsmiddel på en ren klud, og aftør alle områder på pumpen.
10. Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der fremgår af instruktionerne fra producenten af desinfektionsmidlet.
11. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at aftørre alle spor af desinfektionsmiddel fra pumpen.
12. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt fra pumpen.
13. Lad pumpen lufttørre.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Rengøring af madrassens/siddepudens betræk

BEMÆRK

Der skal foretages en vurdering af tilsmudsningsgraden for overbetrækket. Hvis tilsmudsningen vurderes at være for kraftig, skal overbetrækket vaskes. Underbetrækket skal altid rengøres og desinficeres ved aftørring.

14. Spray rengøringsmiddelopløsningen på alle udvendige områder af madrassens/siddepudens over- og underbetræk. Sørg for at aftørre madraskonnektoren og konnektorhulrummet grundigt. Tør eventuelt snavs af med en ren klud.
15. Rengør områder, hvor der sidder rester af snavs (f.eks. håndtag), med rengøringsmiddelopløsningen efter behov.
16. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at fjerne alle spor af rengøringsmiddelopløsningen.
17. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt.

Desinfektion af madrassens/siddepudens betræk

18. Spray desinfektionsmiddel på en ren klud, og aftør alle udvendige områder og håndtag på madrassens/siddepudens over- og underbetræk. Sørg for at aftørre madraskonnektoren og konnektorhulrummet grundigt.
19. Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der fremgår af instruktionerne fra producenten af desinfektionsmidlet.
20. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at aftørre alle spor af desinfektionsmiddel fra madrassen/siddepuden.
21. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt.
22. Lad madrassens/siddepudens over- og underbetræk lufttørre.

Vask madrassens/siddepudens overbetræk

23. Lyn madrassens/siddepudens overbetræk op.
24. Vask overbetrækket ved en maksimumtemperatur på 80 °C (176 °F) med vaskemiddel.
25. Efter vask skal overbetrækket lufttørre (foretrækkes) eller tørretumbles ved 40 °C (104 °F) eller op til maks. 80 °C (176 °F).
26. Sæt overbetrækket på madrassen/siddepuden igen, når det er tørt.