



# FL 101 Plus

## Bruksanvisning

### Instructions for use



## NORSK

Bruksanvisning - FL 101 Plus  
Lampe - 1x24W

### Generelt:

Lampe med 1x24W lyskilde.

### Montering:

Dette produktet inneholder en fjærbelastet arm. Får å unngå att armen svinger ut å kan skade omgivelser, monter først bordfeste eller gulvstativ. Plasser deretter produktet i festet før armen foldes ut.

Bruk alltid vedlagte bordfeste, artikkelnummer 8990-010 eller gulvstativ 8990-028.

Luxo garanterer ikke produktets funksjonalitet og levetid ved bruk av uoriginalt tilbehør.

### Forholdsregler:

- Ikke søl væske på lampehodet
- NB! Åpne ikke lampehodet når strømmen er på

### Skifte av lysrør

Skru av strømmen og trekk ut kontakten før du gjør noe annet.

1. Ta ut kompaktlysrør
2. Monter nytt kompaktlysrør

### Renhold:

Blås og tørk bort støv og smuss.

Ved bruk av forskjellige rengjøringsprodukter, unngå bruk av sterke rengjøringsmidler som inneholder alkohol (parfyme) ,syrer eller organiske løsemidler som f.eks isopropanol etc.Bruk kun mild såpe og vann uten parfymen ved rengjøring av dette produktet.

### Feilsøking

1. Lysrøret LYSER IKKE
  - Bytt lysrør
2. For kvalifisert elektrisk installatør eller faglært personell
  - Sjekke forbindelsene på ledningsnettet

Skulle det oppstå andre problemer kontakt din lokale LUXO representant.

## Klassifikasjon:

	FL 101 Plus
Type beskyttelse mot elektrisk sjokk	Klasse II (dobbeltisolert)
Pålitelighet til beskyttende	-
Strømtilførsel	230-240V~, 50-60 Hz
Beskyttelse mot eksplosjonsfare	Ikke beskyttet
Beskyttelse mot innstrømning av væske	IP20
Mobilitetsgrad	Mobilt bord
Type godkjenning	ENEC 17
Sikkerhetsgodkjent ihht	EN 60598-2-4(1997), EN 60598 (2008)
EMC-test ihht	EN55015(2006)

## Sikkerhet

Brukeren av denne belysningen er informert om at produsenten bare kan bli betraktet ansvarlig for sikkerhet av belysningen når vedlikehold, reparasjon og forandringer er utført av produsenten eller av virksomheter som er godkjent til å utføre slikt arbeid av produsenten, og når komponenter som virker på sikkerheten av belysningen er erstattet med genuine reservedeler. Belysningen er ikke ment for betjening i områder hvor eksplosjonsfare eksisterer.

Dette produktet er ihht til EN 55015(2000), elektromagnetisk kompatibilitet for medisinsk utstyr. Elektromagnetisk eller andre forstyrrelser mellom denne enhet og andre skal ikke skje. Hvis det skulle oppstå forstyrrelser, vennligst flytt enhetene i fra hverandre.

Ledningsnettets bør bare bli skiftet ut av en kvalifisert elektrisk installatør eller annet kvalifisert fagpersonell.

Reparasjon av arm *skal* kun foretas av LUXO AS eller personell godkjent av LUXO, da armen inneholder fjærer under stort press.

## Vedlikehold

Renhold og bytte av lyskilde er det eneste vedlikeholdet som kan foretas på produktet.

## Miljømessige forhold

### Transport og oppbevaring

Omgivelsestemperatur .....	-20° C to 70° C
Fuktighetsgrad .....	10 % C to 100 % C (må holdes tørr)
Lufttrykk .....	500hPa til 1060hPa

### Betjening

Omgivelsestemperatur .....	5° C til 40° C
Fuktighetsgrad .....	30 % til 75 %
Lufttrykk .....	700hPa til 1060hPa

## Symbolforklaringer:



:Elektronisk avfall. Produktet skal resirkuleres



: Egenerklæring



: Dobbeltisolert, klasse II.



: Godkjent av Nemko

Produsert av:

LUXO AS, DRAMMENSVEIEN 175, 0277 OSLO,  
TEL. (47) 22 57 40 00, FAX (47) 22 19 62 84

ART.: 05-900-587-00

BRU-303-0080 Rev.nr.: A

## ENGLISH

Instructions for use - FL 101 Plus  
Lamp -1x24W

### General information

Lamp with 1x24W compact fluorescent tube

### Installation:

This product contains a spring loaded arm. In order to avoid damage or possible injury, first mount table bracket or floor stand. Insert product and remove protective plastic sleeve or rubber band, and carefully unfold the product.

Always use enclosed table bracket, article number 8990-010 or optional floor stand 8990-028. Luxo cannot guarantee the lifetime and functionality if third part accessories are used.

### Precautions:

- Avoid spilling liquid on the lamp head
- Never open the lamp head while the current is connected.

### Replacing the light source

Start by switching off the power at the mains and removing the plug.

1. Remove light source
2. Fit the new light source

### Cleaning

Open the lamp head as described above. Blow and dry off any dust and dirt.

Using of different cleaning agents for cleaning this product:

Avoid use of alcohol, acids or any kind of organic solvents (Isopropanol etc.)

Only use the weak mix of ordinary soap and water without any perfumes.

### Troubleshooting

1. The luminaire does not work.
  - Replace the light source

If there should arise other problems please contact your local LUXO representative.

## Classification

	FL 101 Plus
Permitted current leakage	Class II (Double insulated)
Protection reliability	-
Power supply	230-240V~, 50-60 Hz
Protection against risk of explosion	Not protected
Protection against liquid penetration	IP20
Degree of mobility	Portable, table
Type of approval	ENEC 17
Safety test in line with	EN 60598-2-4(1997), EN 60598 (2008)
EMC test in line with	EN 55015(2006)

## Safety

Users of this form of lighting should be aware that the manufacturer of the product can only accept liability for the lighting when maintenance, repairs or changes are carried out by the manufacturer or by companies which the manufacturer has approved to carry out such work, and when components that influence the safety of the lighting are replaced with original spare parts. The lighting is not intended for use in areas where there is a risk of explosion. This product complies to EN 55015(2000), electromagnetic comp ability for medical devices. Electromagnetic or other interference between this equipment and other devices should not occur. In the event of interference, please move the equipments apart from each other. The power cable must only be replaced by a qualified electrical fitter or other similarly qualified professional.

Any repairs of the arm must be performed by LUXO or LUXO approved personnel. The arm contains high tensions springs.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

## Maintenance

Cleaning of product and replacement of light is the only maintenance needed.

**Environmentally conditions:**

Transport and storage

Ambient temperature .....	-20° C to 70° C
Moisture content .....	10 % C to 100 % C (keep dry)
Atmospheric pressure .....	500hPa til 1060hPa

Operation

Ambient temperature .....	5° C til 40° C
Moisture content .....	30 % til 75 %
Atmospheric pressure .....	700hPa til 1060hPa

**Symbol explanations:**



: Do not throw away. Electronic waste. The product must be recycled



: Self declaration symbol



: Dobbelsikret, class II



: Nemko approval

Manufactured by:

LUXO AS, DRAMMENSVEIEN 175, 0277 OSLO, Norway  
TEL. (47) 22 57 40 00, FAX (47) 22 19 62 84

