

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter


- Gul/Rosa-blød/medium
- til tynd bruger
- Rosa-medium blød
- til normal vægt
- Rosa/Grå-medium blød/fast
- til tung bruger
40 x 40 x 6 cm
- Gul/Grå- blød/fast
- til BARIATRISK bruger
40 x 40 x 7 cm
- **Ideél til almindeligt toilet
og til toiletstol/bækkenstol**

Pude og betræk maskinvaskes ved 95°C eller aftørres med sæbevand, alkoholopløsning eller klor desinficering som Wet


wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm,
tørres i tørre-tumbler.



Toiletpude-Bækkenstolspude Vælg pude til borgers vægt



Nr. 132YP
HMI-nr. 85212



Nr. 132P
HMI-nr. 54591



Nr. 132PG
HMI-nr. 112617



Nr. 132YG
HMI-nr. 133614



Indvendig mål på hul i
toiletpude er 21 x 28 cm

COMFOR PUR betræk med
limede sømme og **ANTI-
SLIP bagside**

-kan bestilles med Velcro-
bånd til ekstra fastgørelse.



- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende - Brug op til stadie 4