



Knæpude-Knæstøtte

Nr. 124OP/HMI-nr. 63486

Nr. 124OP.25/HMI-nr. 119891

Nr. 124OP.1/HMI-nr. 119888

Nr. 131OP/HMI-nr. 63487

Nr. 131OP.25/HMI-nr. 119894

Nr. 124OP 50 x 20 x 12 cm

Nr. 124OP.25 25 x 20 x 12 cm

Nr. 124OP.1 50 x 20 x 8 cm

I Rosa medium fast SAFE

ViscoPore skum



Nr. 131OP 50 x 19 x 10 cm

Nr. 131OP.25 25 x 19 x 10 cm

I Gul medium blød SAFE

ViscoPore skum



Trykaflastende knæstøtte til lejringspude under knæ for at undgå overstræk liggende på ryggen under operation. Støtte under knæene aflaster lænden. Leveres med Comfor OP-betræk med limede sømme, dækket plastiklynlås og sikker antislip bagside. Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afspritning eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200 ppm.

Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved 60°C. Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved høj temperatur.