





# SAFE-MED

Trykfordelende Produkter  
www.safemed.dk



Eksempel: Vægt( 80kg)  
Højde(1,90m) x Højde(1,90m)  
= BMI 22,16

**SAFE Med Helmadrasser former sig efter kroppen, er trykafastende/trykfordelende i.f.t. Anti-decubitus, Smertelindring, Restitution og Rehabilitering.**

Nr. 201B Gul/TEX base, 12 cm-6/6 cm

HMI-nr. 81397

Op til 50 kg, anti-decubitus blød til meget tynde og børn  
BMI under 18,5

Til bruger med op til stadie 3/Braden score+plejeplan

Nr. 201YP Gul-Rosa/TEX base, 12 cm-3+3/6 cm

HMI-nr. 81408

Op til 130 kg, anti-decubitus blød/medium til tynde, middelvægt og moderat overvægt.

BMI op til 35

Til bruger med op til stadie 3/Braden score+plejeplan

Nr. 204 Rosa-Grå/TEX base, 12 cm-3+3/6 cm

HMI-nr. 79561

80-180 kg, anti-decubitus medium/fast til overvægt og meget tunge personer.

BMI 25-40

Til bruger med op til stadie 3/Braden score+plejeplan

**Nr. 106.3, 80x30x3/12 cm Kilepude(HMI-120870) placeres under lår for at forebygge forskydningskræfter siddende i seng.**