

# SAFEHIP® CLASSIC hoftebeskyttere

ART.NO 60300, 60304, 60307

Hoftebeskyttere bukser med bløde, patenterede, Hesteko formede skaller i foam materiale. Fås i unisex og med åben bund. Kan anvendes i stedet for trusser eller som overtræk bukser. Safehip Open fungerer med større inkontinens-indlæg. Begge modeller er luftige og behagelig at have på.

## Indikationer:

Safehip anvendes for at forebygge hoftefraktur hos personer, der lider af knogleskørhed (osteoporose), tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens til at falde, lider af svimmelhed eller har gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og testet i flere undersøgelser. Danske studier<sup>1</sup> viser, at Safehip kan reducere antallet af hoftefrakturer med op til 75%. Samtidig føler brugerne at de er tryggere og har større bevægelsesfrihed i hverdagen.

## Modeller og artikelnummer:

Safehip Classic Unisex, artikelnummer 60300, Safehip Classic Open, artikelnummer 60304, Safehip Classic Unisex 3 stk.'s pakning og udtagelige skaller, artikelnummer 60307.

## Materiale:

Bomuld 71%, Polyester 25% og Elastan 4%. Latexfri.

## Vaskeråd:

Safehip hoftebeskytter maskinvaskes ved 60°. Tørretumbles ved lav temperatur. Brug ikke klor eller blegemidler. Buksens levetid forlænges, hvis vrangen vendes udad ved vask. Benyt gerne vaskepose.

## Måltagning:

Hoffemålet i cm tages over det bredeste sted på hoften/bagen.

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119



Safehip Classic Unisex



Safehip Classic Open

Størrelse	Hoffemål cm
X Small	65-85
Small	75-95
Medium	90-110
Large	100-120
X Large	110-140
XX Large	120-150 (ej Open)

