

## Toiletrygstøtte med sidestøtte

nr. 119T/HMI-nr. 119777

nr. 120T/HMI-nr. 119780

- Toiletrygstøtte med Comfor PUR betræk med anti-slip bagside og elastisk velcro til fastgørelse på toilettets cisterne eller toiletstolen.
- **Kan også vælges til direkte montering på væg** med velcro som syes bag på betrækket. Det er det der kaldes loop delen. En velcro hook del sidder på loop delen. På den del er der en stærk selvklæbende flade dækket med en film. Den film tages af og limdelen trykkes mod flisevæggen. Det vil sige puden trykkes mod flisevæggen, når den tynde film er taget af. Det er vigtigt at væggen er rengjort og afrenset inden puden limes på væggen.
- Toiletrygstøtte med sidestøtte er trykafastende og fremmer at person sidder stabilt og ikke sidder skævt på toilettet eller toiletstolen - samtidig vil brug af trykfordelende toiletpude give forebyggelse af tryksår og smerter.



Pude og betræk maskinvaskes ved 95°C eller betræk aftørres med sæbevand, alkohopløsning eller klor desinficering som Wet wipe eller lignende aktivt klor 1000-1200 ppm, tørres i tørre-tumbler.



- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende - Brug op til stadie 4