

Armbordspuder til operationspatienter er trykafastende-trykfordelende til stabil og sikker lejrning af arme. Med Comfor OP betræk med limede sømme, dækket plastiklynlås og antislip bagside

Nr. 136OP.1/HMI-nr. 130090  
Armbordspude Nordic, flad bund

Nr. 136OP.2/HMI-nr. 130093  
Armbordspude Reison, buet bund



Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afspritning eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200 ppm.

Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved 60°C.

Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved høj temperatur.