

# SAFE-MED

Trykfordelende Produkter OP



## Nr. 66.01OP

### Nakkestøtte - Nakkepude

- Anvendes under intubering for at stabilisere hovedet
  - Anvendes som ansigtsstøtte i bugleje
- 33 x 29 x 12 cm - Højde 10/5 cm  
Er med granuleret trykfordelende skum

## Nr. 77.00OP

### Nakkepølle

- Giver god stabilisering af nakken og former sig blødt til hovedet.
- 33 x Ø 12 cm  
Er med granuleret trykfordelende skum

## Nr. 121OP

### Nakkepude med sidestøtte til fixering af hoved

- Giver god stabilisering af nakken og former sig blødt til hovedet.
  - Er i gul blød trykfordelende skum
- 27 x 20 x 10/5/10 cm

Leveres med sort COMFOR OP betræk med antislip bagside, limede sømme og dækket plastiklynås.

Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afsprøjtning eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200 ppm.

Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved 60°C. Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved høj temperatur.