



# SAFE-MED

Trykfordelende Produkter

- Gul blød 6 cm
- SAFE ViscoPore skum
- Max. 50 kg til TYND borger
- BMI under 18,5 [Se BMI udregning på side 2](#)
- Trykfordelende/Anti-decubitus
- Lindrer smerter ved brændsår, knoglekræft, fibromyalgi, hudkræft, hypermobilitet, muskelspændinger, infiltrationer/myoser.
- Trykfordelende til personer med anorexi, demens og samtidig smertelindrende i terminalpleje

## Topmadras nr. 101B Blød trykfordelende topmadras



SAFE ViscoPore skum er visko-elastisk temperaturfølsomt skum, der former sig efter kroppen. Skummet trykfordeler, er lydløst og giver stabilitet. I kulde er skummet fast og ved kroppens varme og tryk, så former det sig og trykfordeler.

OEKO-TEX® klasse 1 produkt

Gløde og –tændstikflammetest EN 1021-1 og 2, EN 597-1 og 2

CFC fri, halogen fri, ingen ftalater, ingen latex



Åndbar – absorberer og bortleder fugt fra kroppen

Maskinvasketest 10 gange ved 95°C, tørretumblertest 10 gange ved 90°C, autoklavetest 10 gange ved 134°C

Anti-bakteriel, anti-statisk, 100% allergivenlig

# SAFE-MED

Trykfordelende Produkter  
www.safemed.dk



Eksempel: Vægt (80kg)  
Højde(1,90m) x Højde(1,90m)  
= BMI 22,16

**SAFE Med Topmadrasser vælges efter vægt med passende bæreevne og former sig efter kroppen, er trykfordelende i.f.t. anti-decubitus, tryksårsforebyggelse, heling af tryksår, smertelindring, restitution og fremmer rehabiliteringsforløb.**

Nr. 101B Gul, 6 cm /HMI-nr. 26819  
op til 50 kg, blød til meget tynde BMI under 18,5

Nr. 101 Rosa, 3 cm /HMI-nr. 26828  
50-80 kg, medium til middelvægt BMI 21-25

Nr. 101YP Gul/Rosa, 6 cm /HMI-nr. 26793  
Op til 130 kg, blød/medium til  
let vægt/middelvægt/moderat overvægt BMI op til 35

Nr. 102 Rosa/Grå, 4 cm /HMI-nr. 26788  
80 - 130 kg, medium/fast til  
overvægt tung person BMI 25-35

Nr. 104PG Rosa/Grå, 6 cm /HMI-nr. 74516  
80-180 kg, medium/fast til let overvægt og op til  
meget overvægt tung person BMI 25-40

**Nr. 106.3, 80x30x3/12 cm Kilepude(HMI-120870) placeres under lår for at forebygge forskydningskræfter siddende i seng.**