



Dansk Høreteknik

*...lyd giver liv!*

Brugervejledning

---

## UniVib 12

### Madrasvibratorsystem



# ***Introduktion***

---

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit UniVib 12 Madrasvibratorsystem.


Tillykke med dit nye UniVib 12 Madrasvibratorsystem.

Sættet indeholder:

1 stk. UniVib 12

1 stk. Madrasvibrator

# Tilslutning



De tre indgange kan kobles til valgfrie alarmkilder som f. eks. dør, telefon, vibratorvækkeur og brandalarm. De indikeres via vibratoren i tre forskellige vibrationsmønstre:

Indgang 1 = Lange pulserende vibrationer (klemme 1-3)

Indgang 2 = Korte pulserende vibrationer (klemme 4-6)

Indgang 3 = Konstante vibrationer (klemme 7-9)

# Garanti

---

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordennejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS  
Østervej 6  
Postboks 114  
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598  
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk  
www.dh-as.dk

Forhandler