



## Behovstilpasninger

Til Invacares sortiment af senge tilbyder vi et bredt tilbehørsprogram. Gennem anvendelse af tilbehør optimeres muligheden for at tilpasse plejesengen, således at der tages individuelt hensyn til såvel plejebenhov, som til design og smag. Herved opnås den perfekte personlige tilpasning.

På følgende sider finder du information om kompatibilitet samt reference til senge, sengeheste og yderligere tilbehør.

## Senge gavle



### Victoria sengegavl

Aftagelig gavl til **SB 755**, **SB 750** og **SB 400** i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Kompatibel med **Line** og **Britt V** integrerede sengeheste.



### Susanne sengegavl

Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400** i 1050 mm og 1200 mm bredde. Kompatibel med **Line** og **Britt V** integrerede sengeheste.



### Emma sengegavl

Aftagelig gavl til **SB 755**, **SB 750** og **SB 400** i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Kompatibel med metallsengeheste.



### Piggy sengegavl

Aftagelig gavl i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Anvendes sammen med **SB 755** (med uprofil), **SB 750**, **SB 400**.



NYHED

### Olivia sengegavl

Aftagelig sengegavl i bøg og lys eg. Kan anvendes sammen med trælængside og **Scala 2** sengeheste til **SB 755**.



### Vibeke sengegavl

Aftagelig gavl i kirsebær. Anvendes sammen med **SB 755** med **Scala 2** sengeheste.



### Anita sengegavl

Sengegavl til **SB 755** i bøg, kirsebær og lys eg. Standard eller lav version. Anvendes sammen med **Line** og **Britt V** sengeheste.

## Sengeheste



### Line

Integrerede aluminiums sengeheste leveres i træ look i standard længde eller forlængbare (200 - 220 cm).\*



### Britt V

Integrerede træsengeheste. Leveres i Bøg, kirsebær, hvidpigmenteret bøg og lys eg i længderne: 200, 210 og 220 cm.\*



### Brugerbetjent metallsengehest

Sammenklappelig metallsengehest, hvor brugeren vha. et håndtag selv kan betjene sengehesten.\*



### Line og Britt V sengehestforhøjer

Sengehestene kan kombineres med forhøjere når sengehestene skal anvendes sammen med madrasser der er op til 330 mm høje.\*

## Sengeheste



Invacare **Scala Basic 2**  
Nedfældbar metalsengehest  
(15 cm).\*



Invacare **Scala Basic Plus 2**  
Nedfældbar metalsengehest  
med plastik indsats (15 cm).\*



Invacare **Scala Medium 2**  
Nedfældbar metalsengehest  
til høje madrasser (20 cm).\*



Invacare **Scala Decubi 2**  
Nedfældbar metalsengehest til  
ekstra høje madrasser (29 cm).\*



Invacare **Verso II** sengehest  
Moderne nedfældbar senge-  
hest. Passer til madrasser  
10-16 cm.

\* Alle Invacares sengeheste møder alle krav i sikkerhedsstandarden IEC 60601-2-52.

## Betræk til sengeheste



**Polstret**  
Polstret betræk til **Line**  
og **Britt V** sengehest.  
Betrækket bliver på plads når  
sengehesten er nedfældet.  
Leveres i polstret, ekstra  
polstret og forlænget (+100  
mm og +200 mm).

## Betræk til sengeheste



**Betræk i net**  
Betræk i net til **Line** og **Britt V**  
sengehest. Betrækket bliver  
på plads når sengehest er  
nedfældet. Leveres i standard  
og forlænget udgave (+100  
mm og +200 mm).



**Betræk til metalsengehest**  
Polstret betræk til  
metalsengehest. Betrækket  
bliver på plads når sengehest  
er nedfældet. Leveres i  
standard og ekstra polstret.



**Sikkerhedsbetræk**  
Anvendes sammen med  
integrerede træsengeheste  
godkendt efter EN1970 (gl  
standard) hvor der er et øget  
sikkerhedskrav.



**Forhøjet polstret betræk**  
Polstret betræk til **Line** og  
**Britt V** med forhøjer.

## Støttegreb



### Støttegreb

Meget stabile støttegreb til brug ved ind- og udstigning af seng.  
 H250 X B300 mm / B800 mm  
 H400 X B300 mm / B500 mm / B950 mm



### Svingbart støttegreb

Det svingbare støttegreb tilbyder god hjælp til brugeren, som skal op at stå. Kan anvendes enkelt- eller parvis.



### Støttegreb til Octave

Gør ind- og udstigning af seng enkel.  
 H400 x B300 mm.



### "Sit-up" støtte

Unik støtte til at sætte sig op i sengen.  
 Til **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**.



### "Stand-up" støtte

Gør ind- og udstigning af seng enkel. Passer til alle Invacare senge.

## Sengegalger



### Sengegalge

Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



### Svingbar sengegalge

Sengegalgen kan svinges ud langs siden af sengen. Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



### Sengegalge

Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde. Passer til **Octave** seng.

## Andet tilbehør



### Afstandsfender

Forebygger skader på væg når sengen bevæges. Kan placeres for enden af sengen eller på sengens sider.



### Fenderhjul

Fenderhjul kan placeres horisontalt eller vertikalt. Leveres i 3 størrelser.



### Hjul

Forskellige størrelser hjul. 75, 80, 100, 125, 150 mm



### Lavbygningsæt

Anvendes 75 mm hjul sammen med **SB 755** og **SB 750**, kan sengens laveste position sænkes til 250 mm.



### Dækrør

Anvendes som dækrør når sengen er forlænget. Leveres i forskellige farver til **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**.



### Bendelsbegrænser

Anvendes når bendelen ikke må sænkes under horisontal position. Placeres på sengerammen. Leveres i farverne elfenben og aluminiumsgrå til **SB 755** og **SB 750**.



### Forlængelse af *Octave*

Anvendes til forlængelse af **Octave** med 100 - 200 mm.



### Tilpasning til træsengehest

Træ beslag til **Octave** seng med sengehest. Leveres i bøg og kirsebær.



### Strop til sengehest

Strop til fastlåsning af sengehest i laveste position. Kan anvendes sammen med alle sengeheste.



### Træ-langside

Placeres på sengens langside. Anvendes sammen med **Victoria** gavle. Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg.



### Træ-langside

Anvendes i kombination med **Scala 2** sengeheste. Leveres i bøg og lys eg.



### Transport- og opbevaringsvogn


Anvendes til **SB 400** når denne er demonteret.

## Andet tilbehør



### Transportvogn

Kan anvendes sammen med **SB 755** og **SB 750**. Til transport og opbevaring af demonteret seng.



### Dyneholder

Stativ til placering i seng mhp at aflaste tryk fra dyne på læg og fødder.



### Dropstativ

Dropstativ kan placeres i sengens galgerør eller på sengens ramme.



### Tilbehør til dropstativ

Tilbehør til brug for montering af dropstativ i enten galgerør eller på sengens sideramme.

## Elektriske tilbehørsdele



### Håndbetjening

Håndbetjening HB80 og HL80 med "grøn-knap" funktion. Funktioner på HL80 kan alle låses. Anvendes sammen med **SB 755**.



### Håndbetjening

Håndbetjening HB70 med "grøn-knap" funktion. Kan anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**.



### Soft Control

Funktionsbaseret håndbetjening med letbetjente knapper. Passer til senge med 3 og 4 motorer.



### Håndbetjening til Octave

Håndbetjening HL85. Funktioner på HL85 kan alle låses.



### Rheumatisk håndbetjening

Håndbetjening til personer med svage hænder f.eks på grund rheumatisk lidelse.



### Holder til håndbetjening

Fleksibel holder til håndbetjening, letter anvendelsen for bruger. Kan anvendes sammen med soft control, HB70, HB 80, HL 80 og HL85. Leveres i elfenbensfarve samt aluminiumsgrå.



### Fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening. Alternativ til almindelig håndbetjening. Kan anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**.



### Fjernbetjening (uden sender)

Den infrarøde modtager kan anvendes til kontrol af flere funktioner fra samme betjening fx seng, lys og TV.

## Elektriske tilbehørsdele



### T-kabel

Anvendes hvis der er behov for 2 håndbetjening.



### Batteri back-up

Anvendes ved strømsvigt. Sengen kan leveres forberedt for batteri back-up. Batteri back-up kan installeres efterfølgende.



### Forlænger kabel

2.5 m forlænger kabel til Linak håndbetjening. Kan anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400** og **Octave**.




### ACP boks

Giver personale mulighed for at låse en eller flere funktioner. Kan anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**, og **Octave**.



### Ekstern strømforsyning

Anvendes til indstilling af motorer når strømforsyning ikke er tilgængelig. Anvendes alene af servicepersonale - ikke til anvendelse af brugere.



### "ude-af-sengen" samt epilepsi alarmer

Vælg mellem "ud-af-sengen" alarm eller alarm ved epilepsianfald. Begge alarmer kan individuelt indstilles og passer til de fleste senge. Leveres også med trådløs modtager.



### LED lampe

Attraktivt, moderne design. Meget lavt energiforbrug (4W). Kan monteres i sengens galgerør.

## Møbler



### Sengebakke

Stabil sengebakke, passer direkte til sengehest. Leveres i 850 og 900 mm.



### Sonnet Basic

Et stabilt arbejds- og læsebord. Højdeindstilleligt bord med plade som kan tilpasses fra 650 - 1000 mm i højden. Plade kan indstilles i 6 positioner.



### Pausa

Højdeindstilleligt bord med plade som kan indstilles fra 720 - 1160 mm. Maksimal brugervægt: 10 kg.



### Sonnet Dual

Sengebord i bøg med praktisk tophylde og 2 skuffer samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 750 - 1050 mm samt vinkles.

## Møbler



### **Sonne Combi**

Sengebord i bøg. Alle horisontale flader er udført i laminat. Praktisk tophylde, 1 skuffe samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 310 - 930 mm.



### **Sengeryglæn**

Elektrisk indstillelig **Bedco** rygstøtte til anvendelse i almindelige senge.

Godkendt i henhold til  
IEC 60601-2-52



Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Senge Tilbehør - DK - 05/2016



**Yes, you can.®**