

Rollatorstativ på Karma el-scooter



Rollatorstativ kan leveres med kroge til almindelig rollator, eller med beslag til troja-rollator.



Rollatorstativ monteres alt efter hvilken Karma el-scooter, der er tale om:

- På bagrammen inden under el-scooteren (Karma 333, 343, 737, 747)
- På skinne bag på el-scooteren (Karma 731, 741)
- I firkantet beslag, der er placeret under sædet bag på el-scooteren (Karma alle)

Varenr.100403, HMI nr. 31878

Der er mulighed for at montere stokkeholder på rollatorstativet, dette kræver et specielt nedre beslag til stokkeholderen.

Hvis man har en stor rollator med store luftfyldte hjul, så passer vores standard rollatorstativer ikke umiddelbart til denne. Vi kan i stedet tilbyde et rollatorstativ med individuel tilpasning. Kontakt os gerne for nærmere oplysninger.