

GÅSTOL

til børn fra 2 - 8 år



Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

STØRRELSER OG MODELLER	HMI nr.	Vare nr.
Birillo 1, Gå-/siddestol	29440	O2761
Birillo 2, Gå-/siddestol	29441	O2762
Birillo 3, Gå-/siddestol	29442	O2763
Birillo 4, Gå-/siddestol	29443	O2764

TILBEHØR	Vare nr.
Hjul med brems til Birillo 1 par	O2621
Bord til Birillo 1	O3838
Bord til Birillo 2	O3839
Bord til Birillo 3	O3840
Bord til Birillo 4	O3841
Hoved/nakkestøtte Birillo 1	O2475
Hoved/nakkestøtte Birillo 2	O2444
Hoved/nakkestøtte Birillo 3/4	O2447



M Å L E S K E M A



BIRILLO 1




BIRILLO 2



BIRILLO 3



BIRILLO 4



STR.	Max bruger vægt	Vægt på hjælpe-middel	Dreje radius	A	B	C	D	E	F	G
1	kg 30	kg 8,5	cm 67	cm 18	cm 59	cm 50	cm 19-27	cm 36-50	cm 18	cm 22
2	kg 40	kg 10	cm 73	cm 19	cm 65	cm 51	cm 22-30	cm 40-56	cm 20	cm 26
3	kg 50	kg 11	cm 81	cm 21	cm 73	cm 59	cm 22-34	cm 42-62	cm 23	cm 30
4	kg 60	kg 12,8	cm 89	cm 28	cm 78	cm 60	cm 22-40	cm 50-76	cm 30	cm 38

T I L B E H Ø R



860: Hovedstøtte
højdejusterbar



824: transparent bord

BIRILLO sikkerhed er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42

- Rammen, justerbar i højde, i stål og malet med epoxy lak
- Brænd hæmmende polstring
- Sædet er polstret og beklædt med plastic materiale, tåler rengøring
- Stødabsorberende ting over hjulene
- Solide hjulgafler med kugleleje
- Håndbøjlen er justerbar i højde og dybde

BIRILLO er designet til at børn fra 2- 8 år selv kan køre i siddende stilling. Stolens polstring er brandhæmmende. Den trekantede siddestilling forhindrer ekstrem hoft og krops ekstension og giver barnet en opret siddestilling. Birillo hjælper barnet til at få en korrekt siddestilling og de rette bevægelses impulser. Abduktions klodsen sørger for at holde bækkenet i den triangulære siddestilling, og stimulerer bevægelsen af armene og rotationen af overkroppen. Birillos form og farver, minder barnet om et legetøj hvilket gør dem trygge ved at anvende den og giver dem mulighed for at komme rundt ved egen hjælp og undersøge omgivelserne. Derfor spiller Birillo en stor og vigtig rolle i den perceptuelle og motoriske udvikling for barnet, hvilket er nødvendigt for udvikle rumopfattelsen.

TESTED BY **TÜV** BERLIN

FDA REGISTERED (USA)

CE MARKED

Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S

Sønderbyen 7 · DK-9510 Arden · Tel. +45 8692 7955 · Fax +45 8692 7027 · mail@bjorn-nielsen.dk · www.bjorn-nielsen.dk