



Invacare® | **Vicair® rygge**

Optimal trykflastning, støtte og stabilitet



Ved hjælp af flere hundrede små luftfyldte **SmartCells™** sørger Invacare **Vicair ryggene** for optimal trykaflastning, støtte og stabilitet til et bredt spekter af brugere. **Vicair ryggene** omfatter både **Multifunctional** og **Liberty**, som begge er vedligeholdelsesfrie og lette at anvende, og byder på en række spændende muligheder.



### Unik teknologi

Invacare **Vicair** ryggen benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte af kroppen. Ryggen indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **SmartCells™**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne glider let mod hinanden og former sig efter kroppens konturer og danner en stor overflade. Resultatet er en optimal kombination af trykaflastning, komfortabel støtte og en stabil positionering.

### Optimal siddestilling

**Vicair** ryggen giver god komfort, samtidig med at den giver øget stabilitet, bevægelsesfrihed og beskyttelse mod udvikling af fejlstillinger. Ryggen består af forskellige separate kamre fyldt med **SmartCells™**. Indholdet i alle kamrene på **Multifunctional** ryggen kan justeres og tilpasses den enkelte borger. På **Liberty** ryggen justeres formen vha lille ventil.



## Rygtyper



### Multifunctional ryg

Multifunctional ryggen har 8 separate kamre med hundredevis af **Smartcells™**. Kamrene kan tilpasses brugeren for optimal støtte og aflastning. Specialtilpasset serie til Invacare's komfortkørestole.



### Liberty ryg

**Liberty** ryggen er fremstillet med 2 kamre fyldt med **SmartCells™** i et silikonelag. Cellerne glider derved let imod hinanden og danner en komfortabel let støtte og aflastning samt utrolig god komfort. Støtten ændres ved hjælp af en lille ventil.



### Butterfly ryg

Monteres enkelt på alle typer rygge, ikke kun på kørestole. Ryggen består af 3 kamre med små **SmartCells™** og giver øget stabilitet og justerbar støtte til nederste del af ryggen.



### Montering af *Liberty* ryg

**Liberty ryg** monteres enkelt på de fleste stropprygge ved hjælp af velcro.

Leveres i sort strækbart betræk med dække af velcrostroppene.



### Montering af *Vicair Multifunctional* ryg

Ryggen fås med sort, aftageligt og strækbart betræk, som umiddelbart kan hæftes på kørestolens velcrostroppryg eller rygskalet.







### *Multifunctional* siddepude

**Multifunctional** siddepude er opbygget som en **Vicair Adjuster** siddepude, men har lidt dybere kamre bagtil for optimal tilpasning til dybdejusterbare stole og er specialtilpasset til Invacare's komfortkørestole. Se særskilt brochure om **Vicair puder**.

## Tekniske data


For mere information om dette produkt henvises til [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk). For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

	Størrelser	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af betræk
<b>Multifunctional ryg</b>	 370 x 540 400 x 540 450 x 540 500 x 540	 1,25 kg	 250 kg	 90°
<b>Butterfly</b>	400 x 200 450 x 200 500 x 200	0,55 kg	120 kg	90°
<b>Liberty ryg</b>	400 - 440 x 450 440 - 480 x 450	0,70 kg	150 kg	90°



## Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Danmark

