



Komfort for både bruger og personale

*Invacare **Birdie*** klarer hverdagens forflytninger fra seng, stol og fra gulv med optimal hensyntagen til bruger og personale. Skal personløfteren opbevares eller transporteres kan den, uden anvendelse af værktøj, let og sikkert foldes sammen og placeres oprejst, hvor den optager mindst mulig plads.



Trusted Solutions, Passionate People



Egenskaber

Komfort og sikkerhed for brugeren

Selv når liften er i højeste position, tilbyder **Birdie** masser af plads til brugeren og sikrer en let forflytning til seng eller stol uden risiko for, at knæene støder på motor eller mast.

Nem håndtering

Birdie foldes let og ubesværet sammen uden brug af værktøj og kan placeres oprejst. Dette sparer plads, hvis personløfteren i en periode ikke anvendes, ved opbevaring på depot eller når personløfteren skal transporteres. **Birdie** kan adskilles i to enkeltdele, hvor hver del kun vejer 21 kg.



Vægt

Godkendt til medicinering eller standardvægt.



Snap lock

De brede dobbelthjul sikrer en let kørsel på de fleste underlag. Automatisk lås på mast giver maksimal sikkerhed.



Nem transport og opbevaring

Optager i sammenfoldet tilstand et minimum af plads på depot, under transport eller lignende.

Tekniske data

Birdie	1240 mm	660 mm	42 kg	450 - 1725 mm	115 mm
Birdie	1040 mm	180 kg	40 løftecykler	2,9 Ah	1400 mm

Alle mål er med 100 mm hjull samt 2-punkts løfteåg.

Farve



Lys grå/
mørk grå



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Birdie - DK - 05/2016



Yes, you can.®